

- 1 Fernbedienung (Vorderseite)
- 2 Kontroll-LED
- 3 Heizungs-Taste
- 4 Power-Taste für Sprudel-Intensität
- 5 Timer-Taste
- 6 Fernbedienung (Rückseite)
- 7 Haftsauger
- 8 Batteriefach
- 9 Bedienfeld
- 10 Power-Taste für Sprudel-Intensität
- 11 Infrarot-Sensor für Fernbedienung
- 12 Timer-Taste
- 13 Heizungs-Taste
- 14 Gerät
- 15 Tragegriff
- 16 Netzkabel mit Netzstecker
- 17 Schlauchende mit Führung für Einsatz von Duftstoffträger (Anschluss an Gerät)
- 18 Duftstoffträger (Einführen in das Schlauchende)
- 19 Duftstoffträger (geschlossen, mit eingelegetem Pad)
- 20 Duftstoffträger (geöffnet mit Pad)
- 21 Duftöl für die Aromatherapie (nicht im Lieferumfang)
- 22 Soft-Matte mit Haftsaugern an der Unterseite
- 23 Schlauchende ohne Führung (Anschluss an Soft-Matte)
- 24 Luftschlauch

Zeichenerklärung

WICHTIG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.

ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.

HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

IP44 Angabe der Schutzart gegen Fremdkörper und Wasser

Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen!

Verwenden Sie das Gerät nicht über mit Wasser gefüllten Behältnissen jeglicher Art!

Schutzklasse II

LOT LOT-Nummer

Hersteller

88389 11/2019 Ver. 1.0

DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Ihrer Steckdose übereinstimmt.
- Verwenden Sie für den Anschluss des Gerätes eine jederzeit zugängliche Steckdose.
- Das Luftsprudel-Gerät sollte über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungs-Fehlerstrom bis zu 30 mA gespeist werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Grundgerät nicht in die Wanne fallen kann und von der Wanne aus nicht erreichbar ist.
- Halten Sie das Netzkabel und das Gerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder wenn Sie im Wasser stehen.
- Wenn das Anschlusskabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Elektrische Spannung führende Teile des Gerätes müssen so abgesichert aufgestellt sein, dass sie nicht ins Bad fallen können und für Personen im Bad nicht erreichbar sind.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Ziehen Sie immer sofort nach der Benutzung den Netzstecker aus der Steckdose. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel.

für besondere Personen

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie empfindliche Haut oder Herz-/Kreislaufprobleme haben, an einer Venenentzündung, einer Thrombose oder an Bluthochdruck leiden.
- Für Schwangere gelten persönliche Belastungsgrenzen.
- Bei ungeklärten Schmerzen benutzen Sie das Gerät nicht, bevor Sie einen Arzt konsultiert haben.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

für den Betrieb des Gerätes

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch!
- Überprüfen Sie das Gerät, die Soft-Matte und das Netzkabel vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es, Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es herunter- oder ins Wasser gefallen ist.
- Achten Sie immer darauf, dass der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie Geräteteile einsetzen oder abnehmen.
- Benutzen Sie keine Zusatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Stecken Sie keine fremden Gegenstände in eine der Öffnungen des Gerätes oder den Luftschlauch.
- Verwenden Sie das Luftsprudelbad nur in geschlossenen Räumen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht über mit Wasser gefüllten Behältnissen jeglicher Art!

Batterie-Sicherheitshinweise

- Batterien nicht auseinandernehmen!
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen!
- Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!
- Legen Sie Batterien korrekt ein, beachten Sie die Polarität!
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen!
- Batterien von Kindern fernhalten!
- Batterien nicht wiederaufladen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nicht kurzschließen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Nicht ins Feuer werfen! Es besteht Explosionsgefahr!
- Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

- Das Luftsprudel-Gerät muss für Personen im Bad unerreichbar aufgestellt werden.
- Betrieb für mehr als 30 Minuten wird nicht empfohlen. Längerer Betrieb kann zur Überhitzung des Gerätes führen.
- Stellen und/oder benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizofen oder sonstigen Hitzequellen.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes, insbesondere der Soft-Matte, mit spitzen oder scharfen Gegenständen und stecken Sie keine Nadeln hinein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit verstopften Öffnungen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind. Schlafen Sie bei der Anwendung nicht ein.

für Wartung und Reinigung

- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es erlischt dann nicht nur jeglicher Garantieanspruch, sondern es können ernsthafte Gefahren entstehen (Feuer, elektrischer Schlag, Verletzung). Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie immer den Netzstecker. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Beachten Sie das Kapitel "Reinigung und Pflege".
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nie am Netzkabel und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Lassen Sie das Gerät erst abkühlen und die Soft-Matte mit den Zubehörteilen völlig trocknen, bevor Sie alles verstauen. Bewahren Sie das Luftsprudelbad bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen und trockenen Ort auf, idealerweise in der Originalverpackung.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Luftsprudelbad dient dazu, in einer Badewanne durch Erzeugung von Luftblasen eine entspannende Wirkung auf den Nutzer auszuüben. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt! Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Luftsprudelbades mit Ihrem Arzt!

! WARNUNG
Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr!

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Gerät mit Netzkabel
- 1 Luftschlauch
- 1 Soft-Matte
- 1 Fernbedienung inkl. Batterie Typ CR2032
- 3 Duftstoffträger mit Pads
- 1 Gebrauchsanweisung

Bedienung

Inbetriebnahme

- Sorgen Sie für eine angenehme Raumtemperatur im Badezimmer.
- Stellen Sie das Gerät (1) in einem Abstand von mind. 60 cm von der Wanne entfernt auf, so dass es von dort nicht mehr erreichbar ist. Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass an der Unterseite nicht abgedeckt wird. Der Boden muss trocken und eben sein.
- Legen Sie die Soft-Matte (2) in die Wanne und drücken Sie sie gut an. Die Haftsauger an der Unterseite der Soft-Matte haften besser, wenn Sie die Soft-Matte vorher mit der Handbrause befeuchten. Der Luftanschluss der Matte liegt am Fußende.
- Die Soft-Matte (2) muss fest am Wannensboden sitzen und darf nicht verrutschen.
- Verbinden Sie das glatte Schlauchende (3) mit der Soft-Matte (2).
- Lassen Sie das Badewasser ein. Achten Sie auf angenehme, nicht zu heiße Wassertemperatur.
- Verwenden Sie keine schäumenden Badezusätze.

! ACHTUNG
Nach dem Einsatz nehmen Sie die Soft-Matte am besten aus der Wanne, indem Sie mit dem Fingernagel vorsichtig unter die Haftsauger fahren, um das Vakuum zu lösen. Ziehen Sie die Soft-Matte seitlich vom Wannensboden, ohne zu reißen.

Aromatherapie

- Das Gerät kann mit oder ohne eingesetztem Duftstoffträger verwendet werden. Falls Sie das Luftsprudelbad mit einer Aromatherapie anwenden möchten, geben Sie jetzt einen Tropfen Aromaöl (4) auf ein Pad, legen dieses in einen Duftstoffträger (5) und schließen diesen. Überfüllen Sie das Pad nicht. Zu viel Aromaessenz kann die Oberfläche des Duftstoffträgers angreifen.
- Schieben Sie den geschlossenen Duftstoffträgerin (6) den dafür bestimmten Einsatz am noch offenen Schlauchende (7).
- Stecken Sie das Schlauchende mit dem eingesetzten Duftstoffträger in den Anschluss am Gerät (8).
- Stecken Sie den Netzstecker (9) in die Steckdose.

Gerät bedienen

Das Luftsprudelbad lässt sich entweder direkt am Bedienfeld am Gerät (1) oder mittels Fernbedienung (2) einstellen. Die Tasten an der Fernbedienung (3+4) entsprechen denen am Bedienfeld des Gerätes (5+6). Jede aktivierte Funktion wird am Bedienfeld durch eine entsprechende LED links neben der jeweiligen Taste angezeigt. Wird die Fernbedienung betätigt, so leuchtet die rote Kontroll-LED (7) an der Fernbedienung.

Einstellen am Gerät -> Sprudel-Intensität

- Drücken Sie einmal die Power-Taste (8). Das Gerät schaltet sich ein und arbeitet sofort in der niedrigsten Leistungsstufe (Low). Die Low-LED leuchtet grün.
- Drücken Sie noch einmal die Power-Taste (8). Nun leuchtet die Medium-LED grün. Das Gerät arbeitet jetzt in der mittleren Leistungsstufe (Medium).
- Drücken Sie die Power-Taste (8) ein drittes Mal. Nun leuchtet die Hi-LED grün. Das Gerät arbeitet jetzt in der höchsten Leistungsstufe (Hi).
- Drücken Sie die Power-Taste (8) ein viertes Mal. Die Program-LED leuchtet grün. Das Gerät arbeitet jetzt im automatischen Intervallmassage-Programm (Program). Dabei durchläuft das Gerät nacheinander die drei verschiedenen Intensitätsstufen (Low - Medium -Hi), dann wieder von vorn usw..

- Beim nächsten Druck auf die Power-Taste (8) wird das Gerät wieder ausgeschaltet.

-> Voreingestellte Betriebsdauer

- Mit der Timer-Taste (9) lassen sich drei Anwendungszeiten auswählen: 30, 20 oder 10 Minuten. Dauerbetrieb für mehr als 30 Minuten wird nicht empfohlen (siehe Sicherheitshinweise). Legen Sie, bevor Sie das Gerät wieder einschalten, eine Pause von mind. 30 Minuten ein.
- Drücken Sie einmal die Timer-Taste (9). Die Anwendungszeit von 10 Minuten ist ausgewählt. Die 10-LED leuchtet langsam blinkend gelb.
- Drücken Sie die Timer-Taste (9) ein zweites Mal. Die Anwendungszeit von 20 Minuten ist ausgewählt. Die 20-LED leuchtet langsam blinkend gelb.
- Drücken Sie die Timer-Taste (9) ein drittes Mal. Die Anwendungszeit von 30 Minuten ist ausgewählt. Die 30-LED leuchtet langsam blinkend gelb.

Nach Ablauf der voreingestellten Betriebsdauer schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wird keine Dauer eingestellt, schaltet das Gerät nach 10 Minuten ab.

-> Zuschalten der Heiz-Funktion

HINWEIS: Die Heiz-Funktion ist nicht dazu bestimmt, die Wassertemperatur zu halten oder ein kaltes Bad zu erwärmen. Durch Erwärmen der Luft, aus der die Sprudelblasen entstehen, wird ein zu schnelles Abkühlen des Badewassers während der Betriebsdauer verhindert.

Wenn Sie die Heiz-Funktion nutzen möchten, drücken Sie die Taste (10). Die daneben liegende LED leuchtet rot. Durch erneutes Drücken der Taste (10) schalten Sie die Heiz-Funktion wieder aus, und die LED erlischt.

Einstellen mit der Fernbedienung

- Wenn Sie die Infrarot-Bedienung (1) benutzen möchten, steigen Sie erst behutsam in die Badewanne und schalten dann das Gerät durch Drücken der Power-Taste (8) an der Fernbedienung ein.
- Tauchen Sie die Fernbedienung nicht ins Wasser.
- Auf der Rückseite der Fernbedienung ist ein Haftsauger (11) angebracht. Wenn Sie ihn etwas befeuchten, können Sie ihn in bequemer Entfernung an der Wand des Badezimmers oder am Wannensrand befestigen.
- Die Fernbedienung (1) funktioniert nur, wenn sie auf den Infrarot-Sensor (11) am Bedienfeld (8) des Gerätes gerichtet wird. Wird die Fernbedienung betätigt, so leuchtet die rote Kontroll-LED (7) an der Fernbedienung.
- Mit Hilfe der Fernbedienung lassen sich die gleichen Einstellungen vornehmen, die bereits am Gerät beschrieben wurden.

Batteriewechsel

Bei zu schwacher Batterie zeigt die rote LED (7) bei Betätigung der Fernbedienung keine Funktion. Die Fernbedienung wird mit einer 3V CR2032 Lithium-Batterie betrieben. Diese befindet sich im Batteriefach (8) auf der Rückseite. Um die Batterie zu wechseln, öffnen Sie den Batteriefachdeckel mit Hilfe einer passenden Münze. Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue 3V CR2032 Lithium-Batterie. Achten Sie darauf, dass sie korrekt eingelegt ist, mit dem + - Pol nach oben. Mit der Münze verschließen Sie das Batteriefach (8) wieder.

Reinigung und Pflege

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker!

- Das Gerät und die Fernbedienung sind wartungsfrei. Ab und zu sollten sie mit einem weichen, angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
- Die Soft-Matte reinigen Sie nach jedem Gebrauch mit der Handbrause oder einem Schwamm. Falls notwendig, benutzen Sie dabei einen milden Haushaltsreiniger oder Seifenwasser.
- Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten.
- Verbliebenes Restwasser entfernen Sie am besten, indem Sie die Matte umdrehen, flach in die leere Badewanne legen und das Gerät kurz betätigen, so dass das Restwasser durch die Luft herausgedrückt werden kann.
- Desinfizieren Sie die Matte in regelmäßigen Abständen, um sie frei von Bakterien zu halten. Bei täglicher Benutzung wird eine wöchentliche Desinfizierung empfohlen, besonders dann, wenn das Sprudelbad von verschiedenen Personen benutzt wird. Verwenden Sie haushaltsübliche Desinfektionsmittel und beachten Sie die Hersteller-Hinweise.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Verstauen Sie das Gerät am besten in der beim Kauf erworbenen Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Entnehmen Sie die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Technische Daten

Name und Modell: **medisana Luftsprudelbad BBS**
Stromversorgung: 220-240 V~ 50 Hz
Fernbedienung: 3V CR2032 Lithium-Batterie
Leistungsaufnahme: ca. 570 W
Betriebszeit: max. 30 Min.
Betriebspause: min. 30 Min.
Automatische Abschaltung: nach ca. 30 Minuten
Netzkabellänge: ca. 2,2 m
Artikel-Nummer: 88389
EAN-Nummer: 40 15588 88389 7

Ersatzteile:
Artikel Nr. / Bezeichnung
88383 Soft-Matte (ca. 36 x 120 cm)
88384 Fernbedienung inkl. Batterie
30666 Luftschlauch (ca. 2,4 m)
30669 Duftstoffträger mit 3 Pads

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.


Die jeweils aktuelle Fassung dieser Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.medisana.com

Garantie- und Reparaturbedingungen

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. Sollten Sie das Gerät einschicken müssen, geben Sie bitte den Defekt an und legen eine Kopie der Kaufquittung bei. Es gelten dabei die folgenden Garantiebedingungen:

1. Auf **medisana** Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen.
2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos beseitigt.
3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile, ein.
4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
 - a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
 - b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
 - c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
 - d. Ersatzteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen.
5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden an dem Gerät als ein Garantiefall anerkannt wird.

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND



- Remote control (front)
- LED indicator
- Heat button
- Power button for spa intensity
- Timer button
- Remote control (rear)
- Suction cup
- Battery Compartment
- Control panel
- Power button for spa intensity
- Infrared sensor for remote control
- Timer button
- Heat button
- Power unit
- Handle
- Mains cable with plug
- Hose end with guide for insert of scent pad holder (connection to power unit)
- Scent pad holder (to be inserted into hose)
- Scent pad holder (closed with pad inserted)
- Scent pad holder (open with pad)
- Aromatherapy oil (not supplied)
- Soft mat with suction cups on underside
- Hose end without guide (connection to soft mat)
- Air hose

Explanation of symbols

Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to the device.

NOTE
These notes give you useful additional information on the installation or operation.

IP44 Protection class for water and dust

Only use the spa bath mat indoors!

Do not use the power unit above any type of water-filled container!

Protection category II

LOT Lot number

Manufacturer

88389 11/2019 Ver. 1.0



GB Safety Instructions

Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use.
Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.



Power supply

- Before connecting the spa bath mat to the power supply, please check that it is switched off and that the mains voltage of your power supply corresponds to the voltage listed on the rating plate.
- Always use a socket that is accessible when connecting the appliance.
- The appliance should be supplied through a residual current device (RCD) with a rated tripping current not exceeding 30 mA.
- Make sure that the main appliance is not able to fall into the bath and that it cannot be reached from the bath.
- Keep mains cable and power unit away from heat, hot surfaces, humidity and liquids. Never touch the mains plug when your hands are wet or when you are standing in water.
- If the connection cable on this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or by similarly qualified personnel to avoid any risk of danger.
- The parts of the device conducting electrical voltage must be securely assembled to ensure they are unable to fall in the bath and kept out of reach of anyone in the bath.
- If the device falls into water, do not try to pick it up. Instead pull the plug out immediately.
- When you have finished using the spa bath mat, always pull the plug out of the socket. Never disconnect the device from the mains by pulling on the power supply cable.

For special people

- Do not leave the equipment unattended whilst it is connected to the mains.
- Do not use this equipment to support medical treatment or as a replacement for this. Chronic diseases and symptoms may worsen.
- Do not use the device if you have sensitive skin or suffer from heart/circulation complications, phlebitis or high blood pressure.
- Pregnant women should assess their personal levels of tolerance.
- In case of unexplained pain, only use the equipment after consulting a doctor.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

Operating the device

- The unit is only to be used for the specific purpose described in this instruction manual. Any misuse will void the warranty.
- Check pump unit, soft mat and mains cable carefully for damage before each use. Do not attempt to use a defective unit. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.
- Do not use the appliance if it is damaged, if its power cord or plug is damaged, if it is not in perfect working order, or if it has been dropped or fallen into water.
- Always check first that the plug has been pulled out of the socket, before you insert or remove components.
- Do not use any auxiliary parts that have not been recommended by the maker.
- Do not insert any objects in any of the openings on the appliance or the air hose.
- Only use the spa bath mat indoors!
- Do not use the pump unit above any type of waterfilled container!

Battery Safety Information

- Do not disassemble batteries!
- Remove discharged batteries from the device immediately!
- Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh waterband seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!
- Insert the batteries correctly, observing the polarity!
- Remove the batteries from the device if it is not going to be used for an extended period!
- Keep batteries out of children's reach!
- Do not attempt to recharge these batteries! There is a danger of explosion!
- Do not short circuit! There is a danger of explosion!
- Do not throw into a fire! There is a danger of explosion!
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

- The air spa unit must be positioned so that it is out of reach of anyone in the bath.
- Using the unit for more than 30 minutes at a time is not recommended. The unit may overheat if it is used for too long continuously.
- Never place and/or use the pump unit immediately next to electric heaters or other heat sources and do not use it near them.
- Ensure that the equipment, and in particular the soft mat, does not come into contact with pointed or sharp objects and do not push pins into it.
- Do not use the equipment when the openings are blocked.
- Do not stand on the pump unit.
- Do not use the unit when you are tired. Do not fall asleep whilst using it.

Maintenance and cleaning

- You may only clean the spa bath mat. Do not attempt to repair the unit yourself in the event of any defects. Not only does this render the warranty null and void but you can also run the risk of serious hazards (fire, electric shock, injury). Only have repairs carried out by authorised service points.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Before cleaning the unit, switch it off and unplug it from the mains. Never immerse the pump unit in water or other liquids.
- Note the section on "Cleaning and maintenance".
- Never carry, pull or rotate the device by the mains cable and never pinch the cable between other objects.
- Always let the pump unit cool down and let the soft mat and its accessories dry completely before storing them. Store the spa bath mat in a clean and dry place, preferably in the original packaging, until you use it next.

Proper use

The air spa bath is designed to have a relaxing effect on the user from the generation of air bubbles. This spa bath mat is intended only for private use and not for commercial purposes or for medical applications! If you have any medical concerns, please discuss using the spa bath mat with your doctor before using it!

WARNING
Please ensure that the polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!

Items supplied and packaging

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the appliance and contact your dealer or your service centre. The following parts are included:

- 1 power unit with mains cable
- 1 air hose
- 1 soft mat
- 1 remote control with CR2032 battery
- 3 scent pad holder with pads
- 1 instruction manual

Operating

Preparation

- Make sure there is a pleasant room temperature in the bathroom.
- Position the unit at a distance of at least 60 cm from the bathtub, so that it is out of reach. Ensure that the air inlet on the underside is not covered. The floor must be dry.
- Place the soft mat into the bath and press it down. The suction cups on the underside of the soft mat stick better if you first wet the soft mat with the shower head. The air connection on the mat is at the foot end.
- The soft mat must be firmly attached to the bath and must not slide around.
- Connect the smooth hose end to the soft mat .
- Run the bath water. Make sure that the water has a pleasant temperature, but is not too hot.
- Do not use any bath foam.

CAUTION
After use, the best way of taking the soft mat out of the bath is by carefully sliding a fingernail under the suction cups to release the vacuum. Pull the soft mat sideways off the bath without tearing it.

Aromatherapy

- You can use the appliance with or without the scent pad holder. If you want to use the spa bath mat with aromatherapy, put one drop of aromatherapy oil on a pad, place this in a scent pad holder and close this. Do not oversaturate the pad. Too much aroma essence could damage the surface of the scent pad holder.
- Push the closed scent pad holder into the insert provided for this purpose in the open hose end .
- Place the end of the hose with the scent pad holder into the connection on the pump unit .
- Put the plug into the socket.

Controlling the unit

The spa bath mat can be adjusted either on the pump unit or using the remote control . The buttons on the remote control correspond to the control panel on the appliance . Each activated function is shown on the control panel by an LED to the left of the button. If you touch the remote control, the red LED lights up on the remote control.

Adjustments on the pump unit -> Spa intensity

- Press the power button once. The appliance switches on and starts operating in the lowest mode (Low) immediately. The Low LED lights up green.
- Press the power button again. Now the Medium LED lights up green. The appliance now operates in the medium mode (Medium).
- Press the power button a third time. Now the High LED lights up green. The appliance now operates in the highest mode (Hi).
- Press the power button a fourth time. Now the Program LED lights up green. The appliance now operates in the automatic interval massage program (Program). The appliance runs through the three levels of intensity in succession (Low, Medium, High) and then back to the beginning.
- The next time you press the power button , the appliance switches off again.

-> Preset operation time

The timer button allows you to choose between three time settings: 30, 20 or 10 minutes. It is not advisable to use the appliance for more than 30 minutes (see safety instructions). Leave an interval of at least 30 minutes before you switch on the appliance again.

- Press the timer button once. The operation time is set for 10 minutes. The 10 LED starts flashing yellow.
- Press the timer button once again. The operation time is set for 20 minutes. The 20 LED starts flashing yellow.
- Press the timer button a third time. The operation time is set for 30 minutes. The 30 LED starts flashing yellow.

Once the preset time has elapsed, the appliance switches off automatically. If no time has been set, the appliance switches off after 10 minutes.

-> Switching on the heat function

NOTE: The heat function is not designed for the water temperature or for heating up a cold bath. Warming the air created by the spa bubbles, prevents the bath water from cooling down while it is in use. If you want to use the heat function, press the heat button . The LED next to it lights up red. Press the heat button again to switch off the heat function and the LED light disappears.

Adjustments on the remote control

- If you want to use the infrared mode , firstly get into the bath carefully and switch on the appliance by pressing the power button on the remote control.
- Do not immerse the remote control in water.
- The remote control has a suction cup on the back. If you wet this slightly, you can attach the remote control at a convenient distance on the bathroom wall or on the edge of the bath.
- The remote control only works, if you point the infrared sensor on the control panel at the appliance. If you touch the remote control, the red LED lights up on the remote control.
- You can use the remote control to make the same settings as those already described for the appliance.

Changing the battery

If the battery is weak, the red LED does not indicate any function when the remote control is used. The remote control uses one 3V CR2032 lithium battery. It is located in the battery compartment on the rear of the unit. To change the battery, open the battery compartment cover with a suitable coin. Take out the old battery and replace it with a new 3V CR2032 lithium battery. Ensure that it is inserted correctly - with the plus pole to the top. Close the battery compartment using a coin.

Cleaning and maintenance

Please pull the plug out of the socket before cleaning the unit!

- The pump unit and the remote control do not require servicing. They only need to be cleaned with a soft damp cloth occasionally.
- Please rinse the soft mat with a shower head or a sponge. If required, use a mild household cleaner or soapy water.
- Never use aggressive cleaning agents or strong brushes.
- It is best to remove any remaining water by turning over the mat and lying it flat in the empty bath, then press it lightly so that the remaining water can be squeezed out by the air.
- Disinfect the mat at regular intervals to keep it free of bacteria. It is advisable to disinfect it every week if it is used on a daily basis, especially if the air spa bath is used by several people. Use a standard household disinfectant and observe the manufacturer's instructions.
- Straighten the cable if it has become twisted.
- It is best to store the unit in the original packaging in a dry and clean place.

Disposal

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Remove the batteries before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

Technical specifications

Name and model	medisana bath spa BBS	Spare parts:
Power supply	220-240 V~ 50 Hz	Article No. / Description
Remote control	3V CR2032 lithium battery	88383 Soft mat (approx. 36 x 120 cm)
Motor rating	approx. 570 W	88384 Remote control with battery
Operating time	30 min max.	30666 Air hose (approx 2.4 m)
Recovery period	at least 30 min	30669 Scent pad holder with 3 pads
Autom. switch off	after approx. 30 min	
Power cable length	approx. 2.2 m	
Item number	88389	
EAN number	40 15588 88389 7	

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and optical changes without notice.


The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Warranty and repair terms

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is. The following warranty terms apply:

1. The warranty period for medisana products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
4. The following is excluded under the warranty:
 - a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. Accessories which are subject to normal wear and tear.
5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, GERMANY



- Télécommande (avant)
- LED de contrôle
- Touche chauffage
- Touche Power pour l'intensité des bulles
- Touche minuterie
- Télécommande (dos)
- Ventouse
- Compartiment à pile
- Champ de commande
- Touche Power pour l'intensité des bulles
- Capteur infrarouge pour télécommande
- Touche minuterie
- Touche chauffage
- Unité centrale
- Poignée de transport
- Câble d'alimentation avec fiche secteur
- Extrémité du tuyau avec embout pour logement pour diffuseur d'aromathérapie (raccordement à l'unité centrale)
- Diffuseur d'aromathérapie (s'introduit à l'extrémité du tuyau)
- Diffuseur d'aromathérapie (fermé avec tampon à l'intérieur)
- Diffuseur d'aromathérapie (ouvert avec tampon)
- Huile parfumée pour aromathérapie (non fournie)
- Matelas souple avec ventouses sur la face inférieure
- Extrémité du tuyau sans embout (raccordement au matelas)
- Tuyau à air

Légende

 Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur.



ATTENTION

Ces remarques doivent être respectées afin d'éviter d'éventuels dommages de l'appareil.



REMARQUE

Ces remarques vous donnent des informations supplémentaires utiles pour l'installation ou l'utilisation.

IP44 Classe de protection contre l'eau et la poussière

 N'utilisez le bain bouillonnant que dans des pièces fermées!

 N'utilisez pas l'unité centrale au-dessus de récipients en tout genre remplis d'eau!

 Classe de protection II

LOT N° de lot

 Fabricant

88389 11/2019 Ver. 1.0



FR Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Lorsque vous remettez l'appareil à un tiers, mettezlui impérativement ce mode d'emploi à disposition.



Alimentation en courant

- Avant de raccorder l'appareil à la source d'alimentation électrique, assurez-vous qu'il est éteint et que la tension électrique indiquée sur la plaque signalétique concorde avec celle de votre prise de courant.
- Pour le branchement de l'appareil, utilisez une prise accessible à tout moment.
- L'appareil doit être protégé par un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant de déclenchement de 30 mA.
- Assurez-vous que l'appareil de base ne peut pas tomber dans la baignoire et n'est pas accessible de la baignoire.
- Maintenez le câble d'alimentation et l'unité centrale à l'abri de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et de tout liquide. Ne touchez jamais la fiche secteur en ayant les mains mouillées ou les pieds dans l'eau.
- Si le câble de raccordement de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service clientèle ou bien une personne de qualification semblable, afin d'éviter tout danger.
- Veillez à ce que les parties conductrices de l'appareil soient installées de manière telle qu'elles ne puissent pas tomber dans la baignoire et soient hors de portée des personnes se trouvant dans le bain.
- Ne rattrapez pas un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche secteur.
- Débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise de courant après utilisation. Ne tirez jamais sur le câble pour couper l'appareil du secteur.

Pour certaines personnes

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au secteur.
- N'utilisez pas cet appareil en complément ou en remplacement de soins médicaux. Les douleurs chroniques et les symptômes pourraient empirer.
- L'utilisation de l'appareil est interdite dans les cas suivants : hypersensibilité de la peau, problèmes cardiovasculaires, phlébites, thromboses, hypertension.
- Les femmes enceintes doivent tenir compte de leurs limites personnelles.
- En cas de douleurs dont vous ignorez la cause, n'utilisez pas l'appareil avant d'avoir consulté un médecin.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou qu'on leur a montré comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

onctionnement de l'appareil

- Utilisez uniquement cet appareil conformément au but d'utilisation décrit dans ce mode d'emploi. Tout emploi non conforme annule les droits de garantie.
- Avant toute utilisation, vérifiez l'unité centrale, le matelas et le câble d'alimentation pour vous assurer qu'ils ne sont pas abîmés. N'utilisez pas l'appareil s'il est défectueux. Pour éviter tout risque, envoyez dans ce cas l'appareil au service clientèle pour le faire réparer.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble, la fiche ou l'appareil lui-même sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans de l'eau.
- Faites attention à ce que la fiche soit débranchée avant de monter ou de retirer des éléments de l'appareil.
- N'utilisez aucun accessoire qui ne soit pas recommandé par le fabricant.
- Ne placez aucun corps étranger dans l'une des ouvertures de l'appareil ou dans le flexible à air.
- N'utilisez le bain bouillonnant que dans des pièces fermées!
- N'utilisez pas l'unité centrale au-dessus de récipients en tout genre remplis d'eau!

INSTRUCTIONS DE SECURITE RELATIVES A LA PILE

- Ne désassemblez pas les piles !
- Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil !
- Danger accru de fuite ! Evitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'électrolyte, rincez tout de suite les endroits concernés à l'eau claire en abondance et consultez immédiatement un médecin !
- En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin !
- Introduisez correctement les piles en faisant attention à la polarité !
- Retirez-les de l'appareil lors d'une nonutilisation prolongée !
- Conservez les piles hors de portée des enfants !
- Ne rechargez pas les piles ! Risque d'explosion !
- Ne pas les court-circuiter ! Risque d'explosion !
- Ne pas les jeter au feu ! Risque d'explosion !
- Ne jetez pas les piles et batteries usées dans les ordures ménagères ! Jetez-les dans un conteneur prévu à cet effet ou dans un point de collecte des batteries, dans un commerce spécialisé !

- L'unité centrale doit être installé hors de portée des personnes se trouvant dans le bain.
- Il est déconseillé d'utiliser l'appareil de manière continue durant plus de 30 minutes. Une utilisation continue prolongée pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
- Ne posez et/ou n'utilisez jamais l'appareil juste à côté d'un radiateur électrique ou d'une autre source de chaleur.
- Évitez que l'appareil et en particulier le matelas n'entre en contact avec des objets pointus ou coupants et n'y plantez pas d'épingles.
- N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont bouchées.
- Ne montez pas sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué. Ne vous endormez pas en cours d'utilisation.

Entretien et nettoyage

- Ne procédez vous-même qu'au nettoyage de l'appareil. En cas de panne, ne réparez pas vous-même l'appareil; une telle intervention de votre part mettrait fin à vos droits à garantie et peut présenter également des risques non négligeables (feu, blessure, décharge électrique). Ne faites exécuter les réparations que par des services après-vente agréés.
- Le nettoyage et l'entretien de la part de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et débranchez toujours la fiche secteur. Ne plongez jamais l'unité centrale dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Veuillez tenir compte du chapitre "Nettoyage et entretien".
- Ne portez pas l'appareil , ne le tirez pas ni ne le tournez pas par son câble d'alimentation et ne collez pas le câble.
- Laissez l'unité centrale refroidir et attendez que le matelas et les accessoires soient complètement secs avant de les ranger. Conservez le bain bouillonnant jusqu'à la prochaine utilisation dans un endroit propre et sec, de préférence dans l'emballage original.

Utilisation conforme

Le matelas/masseur de bain à bulles exerce un effet relaxant sur l'utilisateur, par la production de bulles dans la baignoire. L'appareil est destiné exclusivement à un cadre domestique et non à un usage professionnel ou médical! Si vous avez des doutes d'ordre médical, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser le bain bouillonnant!



AVERTISSEMENT

Veillez à garder les films d'emballage hors de portée des enfants. Ils risqueraient de s'étouffer!

Éléments fournis et emballage

Veillez vérifier si l'appareil est au complet et ne présente aucun dommage.

En cas de doute, ne faites pas fonctionner l'appareil et adressez-vous à votre revendeur ou à un point de service après-vente. La fourniture comprend:

- 1 unité centrale avec câble d'alimentation
- 1 tube à air
- 1 matelas souple
- 1 télécommande avec pile de type CR2032
- 3 diffuseurs d'aromathérapie avec tampons
- 1 mode d'emploi

Utilisation

Mise en service

- Veillez à ce que la température ambiante de la salle de bains soit agréable.
- Placez l'unité centrale **1** à une distance d'au moins 60 cm de la baignoire, de façon à ne pas être accessible pendant l'utilisation. Faites attention à ne pas couvrir l'entrée d'air sur la face inférieure. Le sol doit être sec.
- Placez le matelas **2** dans la baignoire et appuyez bien dessus. Les ventouses sur la face inférieure du matelas adhèrent mieux si vous humidifiez préalablement le matelas avec la douche. Le raccordement d'air du matelas se trouve au niveau des pieds.
- Le matelas **2** doit être bien fixé sur le fond de la baignoire afin de ne pas glisser.
- Raccordez l'extrémité lisse du flexible **3** au tapis Soft **2**.
- Laissez couler l'eau du bain. Veillez à ce que la température de l'eau soit agréable et pas trop chaude.
- N'utilisez pas de bains moussants.

ATTENTION

Après utilisation, le mieux est de retirer le matelas de la baignoire en passant délicatement l'ongle sous les ventouses pour éliminer le vide. Décollez le matelas par le côté sans l'arracher.

Aromathérapie

- L'appareil peut être utilisé avec ou sans support pour parfum. Si vous souhaitez combiner votre bain bouillonnant avec une aromathérapie, ajoutez une goutte d'huile parfumée **4** sur un tampon, insérez-le dans le diffuseur d'aromathérapie **2** et refermez le diffuseur. Ne mettez pas trop d'huile sur le tampon. Un excès d'essences aromatiques peut attaquer la surface du support pour parfum.
- Insérez le diffuseur d'aromathérapie **2** dans l'orifice prévu à cet effet à l'extrémité libre du tuyau **15**.
- Insérez l'extrémité du tuyau avec le diffuseur d'aromathérapie dans le raccordement prévu à cet effet sur l'unité centrale **17**.
- Branchez le câble d'alimentation **16** dans la prise de courant.

Utilisation de l'appareil

Le bain bouillonnant peut être réglé soit directement sur l'unité centrale **1**, soit à l'aide de la télécommande **1**. Les touches de la télécommande **3****4****5** correspondent à celles du champ de commande de l'appareil **10****11****12**. Toute fonction activée est affichée au niveau du champ de commande par une LED correspondante, située à gauche de la touche concernée. Si la télécommande est activée, la LED rouge de contrôle **7** s'allume sur la télécommande.

Réglage sur l'unité centrale -> Intensité des bulles

- Appuyez une fois sur la touche Power **10**. L'appareil se met en marche et fonctionne aussitôt à l'intensité la plus faible (low). La LED low s'allume en vert.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche Power **10**. La LED medium s'allume alors en vert. L'appareil fonctionne maintenant à intensité moyenne (medium).
- Appuyez une troisième fois sur la touche Power **10**. La LED Hi s'allume alors en vert. L'appareil fonctionne maintenant à l'intensité la plus élevée (Hi).
- Appuyez une quatrième fois sur la touche Power **10**. La LED programme s'allume en vert. L'appareil fonctionne maintenant en programme automatique de massage par intervalles (programme). L'appareil effectue un cycle en fonctionnant selon les trois intensités (Low - Medium - Hi) l'une après l'autre, puis reprend depuis le début, etc. • Une nouvelle pression sur la touche Power **10** permet d'éteindre l'appareil.

-> Durée de fonctionnement pré-programmée

- La touche minuterie **11** permet de sélectionner trois durées d'utilisation : 30, 20 ou 10 minutes. Un fonctionnement permanent de plus de 30 minutes n'est pas recommandé (voir les consignes de sécurité). Avant de remettre l'appareil en marche, faites une pause d'au moins 30 minutes.
- Appuyez une fois sur la touche minuterie **11**. La durée d'utilisation de 10 minutes est sélectionnée. La LED 10 se met lentement à clignoter en jaune.
- Appuyez une deuxième fois sur la touche minuterie **11**. La durée d'utilisation de 20 minutes est sélectionnée. La LED 20 se met lentement à clignoter en jaune.
- Appuyez une troisième fois sur la touche minuterie **11**. La durée d'utilisation de 30 minutes est sélectionnée. La LED 30 se met lentement à clignoter en jaune. Lorsque la durée d'utilisation pré-programmée est écoulée, l'appareil s'éteint automatiquement. Si aucune durée n'est réglée, l'appareil s'éteint au bout de 10 minutes.

-> Activation de la fonction chauffage

REMARQUE: La fonction chauffage n'est pas conçue pour maintenir la température de l'eau ou pour réchauffer un bain froid. En réchauffant l'air qui forme les bulles, cette fonction empêche un refroidissement trop rapide de l'eau du bain pendant la durée de fonctionnement.

Si vous souhaitez utiliser la fonction chauffage, appuyez sur la touche **13**. La LED située à côté s'allume en rouge. Appuyez de nouveau sur la touche **13** pour désactiver la fonction chauffage. La LED s'éteint.

Réglage avec la télécommande

- Si vous souhaitez utiliser la commande par infrarouge **1**, entrez d'abord avec précaution dans la baignoire et mettez ensuite l'appareil en marche en appuyant sur la touche Power **1** de la télécommande.
- Ne plongez pas la télécommande dans l'eau.
- Au dos de la télécommande, vous voyez une ventouse **7**. Lorsque vous humidifiez un peu la ventouse, vous pouvez aisément fixer la télécommande sur le mur de la salle de bains ou sur la paroi de la baignoire de manière à ce qu'elle soit à portée de main.
- La télécommande **1** fonctionne uniquement si elle est orientée vers le capteur infrarouge **11** du champ de commande **1** de l'appareil. Si la télécommande est activée, la LED rouge de contrôle **7** s'allume sur la télécommande. • La télécommande permet de procéder aux mêmes réglages que ceux déjà décrits pour l'appareil.

Change ment de la pile

Lorsque les piles sont trop faibles, la LED rouge **7** n'indique aucun fonctionnement en cas d'actionnement de la télécommande. La télécommande fonctionne avec une pile lithium 3 V CR2032. Celle-ci se trouve dans le compartiment à pile **14** au dos de la télécommande. Pour changer la pile, ouvrez le cache du compartiment à pile à l'aide d'une pièce de monnaie. Retirez la pile usagée et remplacez-la par une nouvelle pile lithium 3 V CR2032. Veillez à ce que la pile soit correctement insérée avec le pôle + vers le haut. Refermez le compartiment à pile **14** avec la pièce de monnaie.

Nettoyage et entretien

Avant de nettoyer l'appareil, commencez toujours par débrancher la fiche secteur de la prise de courant !

- L'unité centrale et la télécommande ne demandent pas d'entretien. Il suffit de les nettoyer de temps en temps avec un chiffon doux humidifié. • Nettoyez le matelas avec la douche ou avec une éponge. Au besoin, utilisez pour cela un peu de produit nettoyant doux ou de l'eau savonneuse. • N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou de brosses dures. • Vous pouvez retirer l'eau restante en retournant le matelas, en le plaçant à plat dans la baignoire vide et en actionnant brièvement l'appareil de sorte que l'eau restante puisse être expulsée par l'air. • Désinfectez le matelas à intervalles réguliers afin de le préserver des bactéries. En cas d'utilisation quotidienne, nous conseillons de procéder à une désinfection par semaine, en particulier si le bain à bulles est utilisé par différentes personnes. Utilisez des produits ménagers désinfectants usuels et tenez compte des indications des fabricants. • Déroulez le câble s'il est enroulé. • Pour ranger l'appareil, le mieux est de le placer dans l'emballage original dans lequel vous l'avez acheté pour le ranger et de le conserver dans un endroit propre et sec.

Élimination



Cet appareil ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Chaque consommateur doit ramener les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des substances nocives ou non, à un point de collecte de sa commune ou dans le commerce afin de permettre leur élimination écologique. Retirez les piles avant de jeter l'appareil. Ne mettez pas les piles usagées à la poubelle, placez-les avec les déchets spéciaux ou déposez-les dans un point de collecte des piles usagées dans les commerces spécialisés. Pour plus de renseignements sur l'élimination des déchets, veuillez vous adresser aux services de votre commune ou bien à votre revendeur.

Caractéristiques techniques

Nom et modèle :	medisana Bain bouillonnant BBS	Pièces détachées:
Alimentation en courant :	220-240 V~ 50 Hz	<i>Réf. article / Désignation</i>
Télécommande :	Pile lithium 3 V CR2032	88383 Matelas souple env. 36 x 120 cm
Puissance du moteur :	environ 570 W	88384 Télécommande avec pile
Durée de fonctionnement :	30 min max.	30666 Tube à air (environ 2,4 m)
Pause :	30 min min.	30669 Diffuseur d'aromathérapie avec 3 tampons
Arrêt automatique :	au bout de 30 min environ	
Longueur de câble :	environ 2,2 m	
Numéro d'article :	88389	
Numéro EAN :	40 15588 88389 7	

Dans le cadre du travail continu d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de design.

La dernière version de ce mode d'emploi est disponible sur le site www.medisana.com



Conditions de garantie et de réparation

En cas de recours à la garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou contactez directement le service clientèle. S'il est nécessaire d'expédier l'appareil, veuillez indiquer le défaut constaté et joindre une copie du justificatif d'achat. Les conditions de garantie sont les suivantes:

1. Une garantie de trois ans à compter de la date d'achat est accordée sur les produits medisana. En cas d'intervention de la garantie, la date d'achat doit être prouvée en présentant le justificatif d'achat ou la facture.
2. Durant la période de garantie, les défauts liés à des erreurs de matériel ou de fabrication sont éliminés gratuitement.
3. Les services effectués sous garantie n'entraînent pas de prolongation de la période de garantie, ni pour l'appareil, ni pour les composants remplacés.
4. Sont exclus de la garantie:
 - a. tous les dommages dus à un usage incorrect, par exemple au nonrespect de la notice d'utilisation.
 - b. les dommages dus à une remise en état ou des interventions effectuées par l'acheteur ou par de tierces personnes non autorisées.
 - c. les dommages survenus durant le transport de l'appareil depuis le site du fabricant jusque chez l'utilisateur ou lors de l'expédition de l'appareil au service clientèle.
 - d. les accessoires soumis à une usure normale.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, y compris lorsque le dommage survenu sur l'appareil est couvert par la garantie.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND



- ➊ Afstandsbediening (voorkant)
- ➋ Controle-LED
- ➌ Verwarmingstoets
- ➍ Powertoets voor bubbelintensiteit
- ➎ Timertoets
- ➏ Afstandsbediening (achterkant)
- ➐ Bevestigingsplakker
- ➑ Batterijvak
- ➒ Bedieningsveld
- ➓ Powertoets voor bubbelintensiteit
- ➑ Infrarood-sensor voor afstandsbediening
- ➒ Timertoets
- ➓ Verwarmingstoets
- ➑ Apparaat
- ➒ Draaggreep
- ➓ Netkabel met netstekker
- ➑ Slangeinid met geleiding voor tussenzetsel voor geurstofdrager (Aansluiting aan apparaat)
- ➑ Geurstofdrager (in het slangeinid aanbrengen)
- ➑ Geurstofdrager (gesloten met daarin een pad)
- ➑ Geurstofdrager (geopend met pad)
- ➑ Aroma-olie voor aromatherapie (behoort niet tot de leveringsomvang)
- ➑ Soft-mat met bevestigingsplakkers aan de onderkant
- ➑ Slangeinid zonder geleiding (aansluiting aan soft-mat)
- ➑ Luchtslang

Verklaring van de symbolen

Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.

WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.

OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.

AANWIJZING

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.

IP44 Beschermklassen tezgen water en stof

Gebruik het bubbelbad alleen in gesloten ruimtes!

Gebruik het apparaat nooit boven met water gevulde reservoirs!

Beschermingsklasse II

LOT LOT-nummer

Producent

NL Veiligheidsmaatregelen

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.



over de stroomvoorziening

- Voor u het apparaat aan uw elektriciteitsnet aansluit, dient u erop te letten, dat het uitgeschakeld is en dat de op de typeplaat aangegeven elektrische spanning met uw contactdoos overeenkomt.
 - Gebruik voor de aansluiting van het toestel een stopcontact dat altijd toegankelijk is.
 - Het luchtbubbelapparaat moet via een foutstroomveiligheidsinrichting (RCD) met een dimensioneringsfoutstroom tot 30 mA gevoed worden.
 - Zorg ervoor dat het basistoestel niet in de bak kan vallen en vanuit het bad niet bereikbaar is.
 - Houd de netkabel en het apparaat uit de buurt van warmte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen. Pak de netstekker nooit met natte handen aan of wanneer u in het water staat.
 - Als de aansluitkabel van dit toestel beschadigd wordt, moet ze door de fabrikant of zijn klantendienst of een gelijkaardig gekwalificeerde persoon vervangen worden om gevaren te vermijden.
 - Delen van het toestel die onder elektrische spanning staan, moeten zo opgesteld zijn dat ze niet in het bad kunnen vallen en voor personen in het bad niet bereikbaar zijn.
 - Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de netstekker los.
 - Trek altijd direct na het gebruik de netstekker uit de contactdoos.
- Om het toestel van het stroomnet te scheiden, mag u nooit aan het netsnoer trekken.

voor bijzondere personen

- Laat het apparaat niet zonder toezicht, wanneer het aan het elektriciteitsnet is aangesloten.
- Gebruik dit apparaat niet ter ondersteuning of als vervanging voor medische toepassingen. Chronische ziektes en verschijnselen kunnen nog verergeren.
- Gebruik het toestel niet als u een gevoelige huid of hart-/circulatieproblemen hebt, aan een aderonsteking, een trombose of aan hoge bloeddruk lijdt.
- Voor zwangere vrouwen gelden persoonsgebonden belastingsgrenzen.
- Bij onduidelijke pijnen gebruikt u het apparaat niet, voor u een arts geraadpleegd hebt.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij behoorlijk worden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij de daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit toestel is géén speelgoed.

voor het gebruik van het toestel

- Het instrument mag alleen voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing worden gebruikt. Anders vervalt de garantieclaim.
- Controleer het apparaat, de soft-mat en de netkabel zorgvuldig op defecten. Een defect toestel mag niet in gebruik worden genomen. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling.
- Gebruik het toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet perfect functioneert, als het op de grond of in het water gevallen is.
- Let er altijd op, dat de netstekker eruit is getrokken voor u het apparaat gebruikt of wegpakt.
- Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in één van de openingen van het toestel of de luchtslang.
- Gebruik het bubbelbad alleen in gesloten ruimtes!
- Gebruik het apparat nooit boven met water gevulde reservoirs!

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN T.A.V. DE BATTERIJ

- Batterien niet uit elkaar halen!
- Lege batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen!
- Verhoogd uitloopgevaar, contact met huid, ogen en slijmvlies vermijden! Bij contact met accuzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!
- Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht worden!
- Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
- Batterijen bij langer niet-gebruik uit het toestel verwijderen!
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
- Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!
- Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterijverzamelstation in de vakhandel!

- Het luchtbubbelapparaat moet voor personen in het bad onbereikbaar opgesteld worden.
- Aanhoudend gebruik gedurende meer dan 30 minuten wordt niet aanbevolen. Langer gebruik zonder pauze zou een oververhitting bij het apparaat kunnen veroorzaken.
- Leg en/of gebruik het apparaat nooit direct naast een elektrisch verwarmde oven of andere hittebronnen.
- Vermijd contact met het apparaat, vooral met de softmat, met scherpe of puntige voorwerpen en steek er geen naalden in.
- Gebruik het apparaat niet met verstopte openingen.
- Gebruik het apparaat niet wanneer u moe bent. Val niet in slaap gedurende het gebruik.

voor onderhoud en reiniging

- U zelf mag nooit geen reinigingswerkzaamheden aan het apparaat verrichten. Herstel het apparaat niet zelf in geval van storing. U verliest dan niet enkel elke aanspraak op waarborg, maar ernstige risico's kunnen zich voordoen (Brand, elektrische schok, verwondingen). Laat herstellingen enkel in bevoegde serviceplaatsen uitvoeren.
- Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet onder supervisie staan.
- Voor u het apparaat reinigt, moet u het uitschakelen en de netstekker eruit trekken. Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen.
- Neem het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud“ in acht.
- Draag, trek of draai het toestel nooit bij de stroomkabel of klem deze kabel niet in.
- Laat het apparaat eerst afkoelen en de soft-mat met de accessoires volledig drogen, voor u het opbergt. Bewaar het bubbelbad tot u hem weer gebruikt op een schone en droge plaats. Het beste kan dit in de originele verpakking.

Reglementair gebruik

Het luchtbubbelbad dient om in een badkuip door opwekking van luchtballen een ontspannende werking op de gebruiker uit te oefenen. Het apparaat is alleen voor het gebruik thuis en niet voor industriële doeleinden of medisch gebruik bestemd! Mocht u problemen met uw gezondheid hebben, neem dan, voor u gebruik maakt van het bubbelbad, contact op met uw arts!

WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen er in stikken!

Levering en verpakking

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het toestel niet in bedrijf en neemt u contact op met uw handelaar of uw servicepunt.

Bij de levering horen:

- 1 apparaat met netkabel
- 1 luchtslang
- 1 soft-mat
- 1 afstandsbediening incl. batterij type CR2032
- 3 geurstofdrager met pads
- 1 gebruiksaanwijzing

Bediening

Ingebruikneming

- Zorg voor een aangename ruimtetemperatuur in de badkamer.
- Stel het apparaat **➊** op een afstand van tenminste 60 cm van het bad verwijderd op zodat het van daar niet meer bereikbaar is. Let erop dat de luchtinvoer aan de onderkant niet wordt bedekt. De vloer moet droog zijn.
- Leg de soft-mat **➋** in de badkuip en druk die vast aan. De bevestigingsplakkers aan de onderkant van de softmat blijven beter vastzitten, wanneer u de soft-mat van te voeren met de handdouche vochtig maakt. De luchtaansluiting van de mat ligt aan het voeteinde.
- De soft-mat **➋** moet vast op de bodem van het bad zitten en mag niet wegglijden.
- Verbind het gladde slangeinidmet **➌** de softmat **➋**.
- Laat het badwater erin. Let op een aangename niet te hete watertemperatuur.
- Gebruik geen schuimende badextracten.

OPGELET

Na het gebruik haalt u de soft-mat het beste uit het bad, door met de vingernagel voorzichtig onder de bevestigingsplakkers te gaan, om het vacuüm te verbreken. Trek de soft-mat zijwaarts van de bodem van het bad, zonder die te scheuren.

Aromatherapie

- Het toestel kan met of zonder ingezette geurstofdrager gebruikt worden. Indien u het bubbelbad met een aromatherapie zou willen gebruiken, doet u een druppel aroma-olie **➑** op een pad, plaats dit in een geurstofdrager **➑** en sluit die. Doe niet te veel op het pad. Teveel aromaessence kan het oppervlak van de geurstofdrager aantasten.
- Schuif de geurstofdrager **➑** in de daarvoor bedoelde invoer van het nog open slangeinde **➑**.
- Steek het slangeinde met de erin geplaatste geurstofdrager in de aansluiting van het apparaat **➑**.
- Steek de stekker **➑** in de contactdoos.

Apparaat bedienen

Het bubbelbad is of direct via het aggregaat **➑** of via de afstandsbediening **➑** in te stellen. De toetsen aan de afstandsbediening **➑➒➓** komen overeen met de toetsen aan het bedieningsveld van het toestel **➑➒➓**. Elke geactiveerde functie wordt aan het bedieningsveld door een bijbehorende LED links naast de betreffende toets weergegeven. Wordt de afstandsbediening bediend, dan brandt de rode controle-LED **➑** aan de afstandsbediening.

Instellen op het apparaat -> Bubbelintensiteit

- Druk één keer op de powertoets **➑**. Het toestel schakelt in en werkt onmiddellijk in de laagste vermogensstand (low). De low-LED is groen.
- Druk nog eens op de powertoets **➑**. Nu is de medium-LED groen. Het toestel werkt nu in de middelste vermogensstand (medium).
- Druk een derde keer op de powertoets **➑**. Nu is de Hi-LED groen. Het toestel werkt nu in hoogste vermogensstand (Hi).
- Druk een vierde keer op de powertoets **➑**. De programma-LED is groen. Het toestel werkt nu in het automatische interval-massageprogramma (Program). Hierbij doorloopt het toestel na elkaar de drie verschillende intensiteitsstanden (Low - Medium - Hi), dan opnieuw van voren enz...
- Wordt de powertoets **➑** een volgende keer ingedrukt, wordt het toestel opnieuw uitgeschakeld.

-> Vooringestelde gebruiksduur

Met de timertoets **➒** kunnen drie toepassingstijden gekozen worden: 30, 20 of 10 minuten. Continuu bedrijf gedurende meer dan 30 minuten wordt niet aanbevolen (zie veiligheidsvoorschriften). Houd, voor u het toestel opnieuw inschakelt, een pauze van min. 30 minuten.

- Druk één keer op de timertoets **➒**. De toepassingstijd van 10 minuten is gekozen. De 10-LED is langzaam knipperend geel.
- Druk een tweede keer op de timertoets **➒**. De toepassingstijd van 20 minuten is gekozen. De 20-LED is langzaam knipperend geel.
- Druk een derde keer op de timertoets **➒**. De toepassingstijd van 30 minuten is gekozen. De 30-LED is langzaam knipperend geel. Na het verstrijken van de vooringestelde bedrijfsduur schakelt het toestel automatisch uit. Wordt er geen duur ingesteld, dan schakelt het toestel na 10 minuten uit.

-> Inschakelen van de verwarmingsfunctie

AANWIJZING: De verwarmingsfunctie is niet bedoeld om de watertemperatuur te behouden of een koud bad op te warmen. Door het verwarmen van de lucht waaruit de luchtballen ontstaan, wordt het te snel afkoelen van het badwater tijdens het gebruik verhinderd.

Als u de verwarmingsfunctie wilt gebruiken, drukt u op de toets **➑**. De daarnaast liggende LED licht rood op. Door het opnieuw indrukken van de toets **➑** schakelt u de verwarmingsfunctie opnieuw uit en de LED gaat uit.

Instellen met de afstandsbediening

- Als u de infrarood afstandsbediening **➑** wilt gebruiken, stap dan eerst voorzichtig in het bad en schakel dan het toestel door het indrukken van de powertoets **➑** aan de afstandsbediening in.
- Dompel de afstandsbediening niet in water.
- Op de achterkant van de afstandsbediening is een bevestigingsplakker **➑** aangebracht. Wanneer u die iets vochtig maakt, kunt u hem makkelijk aan de wand van de badkamer of aan de badrand bevestigen.
- De afstandsbediening **➑** functioneert alleen als ze op de infraroodsensor **➑** aan het bedieningsveld **➑** van het toestel gericht wordt. Wordt de afstandsbediening bediend, dan brandt de rode controle-LED **➑** aan de afstandsbediening.
- Met behulp van de afstandsbediening kunnen dezelfde instellingen uitgevoerd worden die al aan het toestel beschreven werden.

Vervanging van de batterij

Bij een te zwakke batterij geeft de rode LED **➑** bij het bedienen van de afstandsbediening geen functie weer. De afstandsbediening wordt met een 3V CR2032 lithium-batterij bediend. Deze bevindt zich in het batterijvak aan de achterkant. Om de batterij te vervangen, moet u de deksel van het batterijvak **➑** openen met een passende munt. Haal de gebruikte batterijen eruit en vervang die door een nieuwe 3V CR2032 lithium-batterij. Let erop, dat hij er correct worden ingelegd, met de + - pool naar boven. Met de punt sluit u het batterijvak **➑** weer.

Reiniging en onderhoud

Voor u het apparaat reinigt, trekt u de netstekker eruit!

- Het apparaat en de afstandsbediening zijn onderhoudsvrij. Af en toe moeten ze met een zachte, beetje vochtige doek worden gereinigd.
- Die soft-mat reinigt u gewoon met de handdouche of een spons. Indien noodzakelijk gebruikt u daarbij een zacht huishoudelijk middel of zeepwater.
- Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of sterke borstels.
- Restwater verwijderd u het best door de mat om te draaien, plat in de lege badkuip te leggen en het toestel kort te bedienen, zodat het restwater door de lucht uitgedrukt kan worden.
- Desinfecteer de mat regelmatig om ze vrij te houden van bacteriën. Bij dagelijks gebruik wordt een wekelijkse desinfectie aanbevolen, vooral als het bubbelbad voor verschillende personen gebruikt wordt. Gebruik algemeen in de handel verkrijgbare desinfectiemiddelen en neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht.
- Haal lussen uit de kabel, indien die gedraaid is.
- U kunt het apparaat het beste bewaren in de originele verpakking die u bij de aankoop hebt gekregen op een schone en droge plaats.

Afvalbeheer

Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

Technische gegevens

Benaming en model : medisana bubbelbad BBS
 Stroomvoorziening : 220 - 240 V~ 50 Hz
 Afstandsbediening : 3V CR2032 lithium-batterij
 Motorvermogen : ca. 570 W
 Bedrijfstijd : max. 30 min.
 Bedrijfspauze : min. 30 min.
 Autom. uitschakelen : na ca. 30 min.
 Netkabelengte : ca. 2,2 m
 Artikel-nummer : 88389
 EAN-nummer : 40 15588 88389 7

Onderdelen:

Artikel Nr./Aanduiding
 88383 Soft-mat (ca. 36 x 120 cm)
 88384 Afstandsbediening incl. batterij
 30666 Luchtslang (ca. 2,4 m)
 30669 Geurstofdrager met 3 pads

In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op www.medisana.com


Garantie- en reparatievoorwaarden

Neem voor de garantie contact op met uw speciaalzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbono te als het apparaat moet worden opgestuurd.

De volgende garantievoorwaarden zijn van kracht:

1. Op producten van **medisana** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van 3 jaar. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbono of factuur.
2. Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
3. Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het apparaat of de vervangen onderdelen niet verlengd.
4. Van garantie zijn uitgesloten:
 - a. alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik, bijv. door het niet-nakomen van de gebruiksaanwijzing;
 - b. schades die het gevolg zijn van een reparatie of interventie door de koper of een onbevoegde derde;
 - c. transportschades die zijn ontstaan op weg van de fabrikant naar de consument of tijdens de verzending naar de servicedienst;
 - d. onderdelen die normale slijtage vertonen.
5. Een aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade die is veroorzaakt door het apparaat is ook dan uitgesloten, wanneer de schade aan het apparaat wordt erkend als garantie.

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DUITSLAND



- ➊ Mando a distancia (parte delantera)
- ➋ LED de control
- ➌ Botón de calefacción
- ➍ Botón de encendido para la intensidad de burbujas
- ➎ Botón del temporizador
- ➏ Mando a distancia (parte posterior)
- ➐ Ventosa
- ➑ Compartimento de la batería
- ➒ Consola de mando
- ➓ Botón de encendido para la intensidad de burbujas
- ➔ Sensor de infrarrojos para mando a distancia
- ➕ Botón del temporizador
- ➖ Botón de calefacción
- ➗ Unidad
- ➘ Asa de transporte
- ➙ Cable eléctrico con enchufe
- ➚ Extremo de la manguera con guía para adaptador para alojamiento para aromas (conexión a la unidad)
- ➛ Alojamiento para aromas (inserción en el extremo de la manguera)
- ➜ Alojamiento para aromas (cerrado con almohadilla insertada)
- ➝ Alojamiento para aromas (abierto con almohadilla)
- ➞ Aceite aromático para aromaterapia (no incluido)
- ➟ Estera adecuada con ventosas en la parte
- ➠ Extremo de la manguera sin guía (conexión a la estera)
- ➡ Tubo flexible de aire

Leyenda

Si no se respetan estas instrucciones se pueden producir graves lesiones o daños en el aparato.



ADVERTENCIA

Las indicaciones de advertencia se deben respetar para evitar la posibilidad de que el usuario sufra lesiones.



ATENCIÓN

Estas indicaciones se deben respetar para evitar posibles daños en el aparato.



NOTA

Estas indicaciones le ofrecen información adicional que le resultará útil para la instalación y para el funcionamiento.

IP44 Clase de protección contra agua y polvo



¡Utilice el baño de burbujas sólo en espacios cerrados!



¡No utilice la unidad en recipientes de cualquier tipo si nos de agua!



Clase de protección II

LOT Número de LOTE



Fabricante

ES Indicaciones de seguridad



Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las instrucciones de manejo, especialmente las indicaciones de seguridad; guarde estas instrucciones para su consulta posterior. Si cede el aparato a terceras personas, entregue también estas instrucciones de manejo.



fuelle de alimentación

- Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, observe que esté desconectado y que la tensión eléctrica indicada en la placa de características coincida con la de la toma de corriente.
- Para conectar el aparato, utilice una caja de enchufe accesible en cualquier momento.
- La unidad de burbujas de aire debe alimentarse mediante un disyuntor por corriente diferencial (RCD) con una corriente de defecto calculada de hasta 30 mA.
- Asegúrese de que el aparato principal no se caiga a la bañera ni que pueda alcanzarse desde allí.
- Mantenga alejado el cable eléctrico y la unidad del calor, las superficies calientes, la humedad y los líquidos. No toque nunca el enchufe con las manos mojadas o cuando esté dentro del agua.
- Si el cable de conexión de este aparato presenta daños, el fabricante, el servicio técnico o una persona cualificada debe sustituirlo para evitar cualquier peligro.
- Las piezas del aparato conductoras de corriente deben estar aseguradas de tal modo que nunca puedan caer al baño y que no estén al alcance de las personas que allí se encuentren.
- Si el aparato se ha caído al agua, no intente sacarlo sin haberlo desenchufado antes.
- Extraiga siempre el enchufe de la toma de corriente inmediatamente después de haber usado el aparato. No tire nunca del cable de red para desenchufar el aparato.

personas con necesidades especiales

- No deje al aparato sin vigilancia cuando esté conectado a la red eléctrica.
- No utilice este aparato para apoyarse o como sustituto de aplicaciones medicinales. Las dolencias y los síntomas crónicos podrían incluso empeorar.
- No utilice el aparato si tiene la piel delicada o problemas cardiovasculares porque podría sufrir flebitis, trombosis o hipertensión.
- Las embarazadas deberán imponerse sus propios límites.
- En caso de dolores no determinados no utilice el aparato sin haber consultado antes a su médico.
- Este equipo lo pueden emplear niños a partir de 8 años, personas con minusvalías físicas, sensoriales o metales o personas sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén bajo supervisión o se les haya mostrado el funcionamiento del dispositivo y se les hayan indicado claramente los posibles riesgos.
- Los niños no podrán jugar con el dispositivo.

funcionamiento del dispositivo

- Utilice el aparato exclusivamente según su uso previsto descrito en las instrucciones de manejo. El derecho de garantía se extingue por uso indebido.
- Compruebe si la unidad, la estera y el cable eléctrico presentan daños antes de cualquier aplicación. Un aparato defectuoso no debe ponerse en marcha. Para evitar peligros, envíe el aparato al Servicio Técnico para repararlo.
- No utilice el aparato si éste, el cable o el enchufe están dañados, si el aparato no funciona correctamente o si se ha caído al suelo o al agua.
- Observe siempre que el enchufe se haya extraído antes de insertar o retirar las piezas del aparato.
- No use piezas adicionales que no hayan sido recomendadas por el fabricante.
- No inserte ningún objeto extraño en una de las aberturas del dispositivo o la manguera de aire.
- ¡Utilice el baño de burbujas sólo en espacios cerrados!
- ¡No utilice la unidad en recipientes de cualquier tipo si nos de agua!

INDICACIONES DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

- ¡No desmonte las baterías!
- ¡Retire inmediatamente las baterías descargadas!
- ¡Peligro elevado de fuga del líquido; evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas! ¡En caso de contacto con el ácido de las baterías, lave inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia y abundante y vaya de inmediato al médico!
- ¡En el caso de que alguien se tragara una batería, habría que ir inmediatamente al médico!
- ¡Coloque las baterías de forma correcta teniendo en cuenta la polaridad!
- ¡Retire las baterías del aparato, si no lo va a utilizar durante un tiempo!
- ¡Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños!
- ¡No vuelva a cargar las baterías! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las ponga en cortocircuito! ¡Peligro de explosión!
- ¡No las tire al fuego! ¡Peligro de explosión!
- ¡No tire las baterías usadas ni los acus en la basura doméstica sino en la basura especial o en el recogedor de baterías de los comercios especializados!

- La unidad de burbujas de aire no debe estar al alcance de las personas en el baño.
- No se recomienda el funcionamiento continuo durante más de 30 minutos. Un funcionamiento continuo demasiado prolongado podría tener un sobrecalentamiento como consecuencia.
- No coloque ni utilice el aparato nunca directamente junto a una estufa eléctrica u otra fuente de calor.
- Evite el contacto del aparato, en especial de la estera con objetos puntiagudos o afilados y no clave agujas en ella.
- No utilice el aparato con los orificios obstruidos.
- No se ponga encima del aparato.
- No utilice el aparato si está cansado. No se duerma durante la aplicación.

mantenimiento y limpieza

- Sólo se pueden llevar a cabo tareas de limpieza en el aparato. En caso de desperfecto, no trate de repararlo usted mismo. En caso de hacerlo, no sólo pierde toda validez la garantía sino que pueden sucitarse serios peligros (incendio, descarga eléctrica, lesión). Mandé reparar el aparato a los centros de servicio autorizados.
- Los niños no podrán limpiar ni poner a punto el dispositivo sin supervisión.
- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo y extraiga siempre el enchufe.
- No sumerja nunca la unidad en agua u otros líquidos.
- Preste atención al capítulo “Limpieza y mantenimiento”.
- No use el cable de alimentación para tirar, transportar o girar el aparato ni tampoco lo doble.
- Deje primero que la unidad se enfríe y que se seque completamente la estera junto con las piezas de los accesorios antes de almacenarlo todo. Conserve el baño de burbujas hasta el siguiente uso en un lugar limpio y seco, preferentemente en su embalaje original.

Uso de acuerdo con las disposiciones

El baño de burbujas de aire sirve para ejercer en el usuario un efecto relajante en una bañera mediante la producción de burbujas de aire. ¡El aparato está destinado exclusivamente para el uso en el ámbito doméstico y no para fines industriales o médicos! ¡En caso de tener intenciones médicas, consulte con su médico antes de usar el baño de burbujas!



ADVERTENCIA

¡Asegúrese de que los plásticos de embalaje no caigan en manos de niños! ¡Existe el peligro de asfixia!

Volumen de suministros y embalaje

Compruebe primero si el aparato está completo y si no presenta daño alguno.

En caso de dudas, no ponga el aparato en funcionamiento y diríjase a su proveedor o punto de atención al cliente.

El volumen de entrega comprende:

- 1 unidad con cable eléctrico
- 1 manguera de aire
- 1 estera
- 1 mando a distancia con batería incluida del tipo CR2032
- 3 alojamientos para aromas con almohadillas
- 1 instrucciones de manejo

Aplicación

Puesta en servicio

- Encárguese de que exista una temperatura ambiente agradable en el baño.
- Coloque la unidad **➊** a una distancia de al menos 60 cm de la bañera, de tal forma que desde ahí no pueda alcanzarse. Observe que la entrada de aire no quede cubierta en la parte inferior. El suelo debe estar seco.
- Coloque la estera **➋** en la bañera y presiónela bien. Las ventosas en la parte inferior de la estera se agarran mejor si la estera se humedece antes con el grifo de la ducha. La conexión de aire de la esterilla se encuentra en el extremo de los pies.
- La estera **➌** debe asentarse con firmeza a la base de la bañera y no debe resbalar.
- Conecte el extremo del tubo liso **➍** a la esterilla **➌**.
- Mantenga el agua de la bañera. Observe que la temperatura del agua sea agradable y no esté demasiado caliente.
- No utilice productos de baño que formen espuma.



ATENCIÓN

Una vez usada, retire la estera de la bañera pasando la uña con cuidado por debajo de las ventosas para despegarlas. Tire de la estera por un lado de la base de la bañera sin desgarrarla.

Aromaterapia

- El aparato puede utilizarse con o sin el difusor de aroma. En caso de que desee utilizar el baño de burbujas con aromaterapia, aplique ahora una gota de aceite aromático **➎** sobre la almohadilla, introduzca en un soporte para aromas **➏** y ciérrela. No llene en exceso la almohadilla. Si se utiliza demasiado aroma, puede quedar dañada la superficie del difusor.
- Introduzca el soporte para aromas **➏** en la inserción prevista para ello en el extremo de la manguera aún **➐** abierto.
- Inserte el extremo de la manguera con el soporte para aromas introducido en la conexión en la unidad **➑**.
- Inserte el conector de red **➒** en la toma de corriente.

Manejo del aparato

El baño de burbujas se puede ajustar directamente en la unidad **➑** o mediante el mando a distancia **➓**. Los botones del mando a distancia **➓➑➒** corresponden a los de la consola de mando del aparato **➓➑➒**. Cada función activada se muestra en la consola de mando mediante el LED correspondiente situado a la izquierda, junto al botón correspondiente. Si se acciona el mando a distancia, se ilumina el LED de control rojo **➑** del mando a distancia.

Ajuste en la unidad -> Intensidad de burbujas

- Pulse una vez el botón de encendido **➑**. El aparato se enciende y se pone inmediatamente en funcionamiento en el nivel de potencia más bajo (Low). El LED Low se ilumina en verde.
- Pulse de nuevo el botón de encendido **➑**. Ahora se ilumina el LED Medium en verde. El aparato ahora funciona en el nivel de potencia medio (Medium).
- Vuelva a pulsar por tercera vez el botón de encendido **➑**. Ahora se ilumina el LED Hi en verde. El aparato ahora funciona en el nivel de potencia alto (Hi).
- Pulse por cuarta vez el botón de encendido **➑**. El LED Program se ilumina en verde. El aparato trabaja ahora en el programa automático de masajes por intervalos (Program). Así, el aparato atraviesa los tres niveles de intensidad (Low - Medium - Hi) de forma sucesiva.
- Si pulsa de nuevo el botón de encendido **➑**, el aparato se apagará.

-> Tiempo de servicio preajustado

- Con el botón del temporizador **➔**, pueden seleccionarse tres intervalos de uso: 30, 20 ó 10 minutos. No se recomienda el funcionamiento prolongado durante más de 30 minutos (véanse las indicaciones de seguridad). Haga una pausa de mín. 30 minutos antes de volver a encender el aparato.
- Pulse una vez el botón del temporizador **➔**. Se selecciona el intervalo de uso de 10 minutos. El LED 10 parpadea lentamente en amarillo.
- Pulse por segunda vez el botón del temporizador **➔**. Se selecciona el intervalo de uso de 20 minutos. El LED 20 parpadea lentamente en amarillo.
- Pulse por tercera vez el botón del temporizador **➔**. Se selecciona el intervalo de uso de 30 minutos. El LED 30 parpadea lentamente en amarillo. Una vez transcurrido el tiempo de servicio preajustado, el aparato se apaga automáticamente. Si no se ajusta ningún intervalo de servicio, el aparato se apaga una vez transcurridos 10 minutos.

-> Pasar a la función de calefacción

NOTA: La función de calefacción no está concebida para mantener la temperatura del agua o para calentar el agua fría. Cuando el aire de las burbujas se calienta, se evita que el agua de la bañera se enfríe rápidamente durante el tiempo de servicio.

Si desea utilizar la función de calefacción, pulse el botón **➑**. El LED situado al lado se ilumina en rojo. Pulsando varias veces el botón **➑**, desactiva la función de calefacción y se apaga el LED.

Ajuste con el mando a distancia

- Si desea utilizar el modo de infrarrojos **➓**, métase con cuidado en la bañera y, a continuación, encienda el aparato pulsando el botón de encendido **➑** del mando a distancia.
- No sumerja el mando a distancia en el agua.
- En la parte posterior del mando a distancia hay una ventosa **➑**. Si la humedece un poco, puede fijar el mando a una distancia m un punto de fácil acceso en la pared del cuarto de baño o en el borde de la bañera.
- El mando a distancia **➓** sólo funciona si se apunta hacia el sensor de infrarrojos **➓** en la consola de mando **➑** del aparato. Si se acciona el mando a distancia, se ilumina el LED de control rojo **➑** del mando a distancia.
- Con ayuda del mando a distancia, efectúe los mismos ajustes que ya se han descrito.

Cambio de la batería

Si las pilas tienen muy poca carga, se ilumina el LED rojo **➑** para indicar que no existe función alguna al accionar el mando a distancia. El mando a distancia funciona con una batería de litio CR2032 de 3V. Está alojada en el compartimento de la batería **➑** en la parte posterior. Para cambiar la batería, abra la tapa del compartimento con ayuda de una moneda. Extraiga la batería usada e inserte una nueva batería de litio CR2032 de 3V. Observe que la introduce correctamente, con el polo + hacia arriba. Con la moneda vuelva a cerrar el compartimento de la batería **➑**.

Limpieza y mantenimiento

Antes de limpiar el aparato, extraiga el enchufe!

- La unidad y el mando a distancia están exentos de mantenimiento. De vez en cuando deberían limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido.
- La estera se limpia simplemente con el grifo de la ducha o con una esponja. De ser necesario, utilice un producto de limpieza suave o agua jabonosa.
- No utilice nunca productos de limpieza agresivos o cepillos bastos.
- Retire el agua sobrante girando la esterilla, colocándola de forma plana en la bañera vacía y accionando brevemente el aparato, de forma que pueda expulsarse con el aire el agua sobrante.
- Desinfecte la esterilla a intervalos regulares para evitar que se formen bacterias. Si utiliza el producto diariamente, se recomienda realizar la desinfección cada semana, especialmente si utilizan varias personas el baño de burbujas. Utilice un desinfectante doméstico y respete las indicaciones del fabricante.
- Deshaga la maraña en caso de que el cable se haya enrollado.
- Guarde el aparato preferiblemente en el embalaje compra original en un lugar limpio y seco.

Eliminación



Este aparato no se debe eliminar por medio de la recogida de basuras doméstica. Todos los usuarios están obligados a entregar todos los aparatos eléctricos o electrónicos, independientemente de si contienen sustancias dañinas o no, en un punto de recogida de su ciudad o en el comercio especializado, para que puedan ser eliminados sin dañar el medio ambiente. Retire las pilas antes de deshacerse del aparato. No arroje las pilas usadas a la basura sino al contenedor de residuos especiales, o deposítelas en los recolectores de pilas de los comercios especializados. Para más información sobre cómo deshacerse de su aparato, diríjase a su ayuntamiento o a su establecimiento especializado.

Datos técnicos

Nombre y modelo	: medisana Baño de burbujas BBS	Piezas de repuesto:
Fuente de alimentación	: 220-240 V~ 50 Hz	<i>n.º de artículo/Denominación</i>
Mando a distancia	: Batería de litio CR2032 de 3V	88383 Estera (aprox. 36 x 120 cm)
Potencia del motor	: aprox. 570 W	88384 Mando a distancia con batería
Funcionamiento	: máx. 30 minutos	30666 Manguera de aire (aprox. 2,4 m)
Pausa de la batería	: mín. 30 minutos	30669 Alojamiento para aromas con 3 almohadillas
Desconexión automática	: tras aprox. 30 minutos	
Longitud del cable de alimentación	: aprox. 2,2 m	
Número de artículo	: 88389	
Número EAN	: 40 15588 88389 7	

Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en www.medisana.com

Condiciones de garantía y reparación

En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.

Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:


1. Los productos **medisana** tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
2. Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
3. La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
4. La garantía no incluye:
 - a. Daños causados por un uso indebido, p. ej. la inobservancia del manual de instrucciones.
 - b. Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
 - c. Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
 - d. Los recambios sometidos a un desgaste normal.
5. También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ALEMANIA

medisana®

IT Istruzioni per l'uso Idromassaggio BBS



- 1 Telecomando (lato anteriore)
- 2 LED di controllo
- 3 Tasto riscaldamento
- 4 Tasto Power per intensità dell'idromassaggio
- 5 Tasto Timer
- 6 Telecomando (lato posteriore)
- 7 Attacco a ventosa
- 8 Vano batteria
- 9 Quadro di comando
- 10 Tasto Power per intensità dell'idromassaggio
- 11 Sensore a infrarossi per telecomando
- 12 Tasto Timer
- 13 Tasto riscaldamento
- 14 Apparecchio
- 15 Maniglia di trasporto
- 16 Cavo di alimentazione con spina di rete
- 17 Estremità del tubo flessibile con guida per inserto per supporto per fragranze (collegamento al gruppo)
- 18 Supporto per fragranze (inserimento nell'estremità del tubo)
- 19 Supporto per fragranze (chiuso con tampone inserito)
- 20 Supporto per fragranze (aperto con tampone)
- 21 Olio aromatico per l'aromaterapia (non in dotazione)
- 22 Tappetino, attacchi a ventosa sul lato inferiore
- 23 Estremità del tubo flessibile senza guida (attacco sul tappetino)
- 24 Tubo flessibile dell'aria

Spiegazione dei simboli

L'inosservanza delle presenti istruzioni può causare ferite gravi o danni all'apparecchio.



AVVERTENZA

Attenersi a queste indicazioni di avvertimento per evitare che l'utente si ferisca.



ATTENZIONE

Attenersi a queste indicazioni per evitare danni all'apparecchio.



NOTA

Queste note forniscono ulteriori informazioni utili relative all'installazione o al funzionamento.

IP44 Classe di protezione da acqua e polvere



Utilizzare l'idromassaggio solo in ambienti chiusi!



Non utilizzare il gruppo sopra contenitori pieni d'acqua di qualsiasi tipo!



Classe di protezione II

LOT Numero LOT



Produttore

IT Norme di sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, soprattutto le indicazioni di sicurezza, e conservare le istruzioni per l'uso per gli impieghi successivi. Se l'apparecchio viene ceduto a terzi, allegare sempre anche queste istruzioni per l'uso.



Informazioni sull'alimentazione di corrente

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che sia spento e che la tensione elettrica indicata sulla targhetta di identificazione corrisponda a quella della presa di corrente.
- Per collegare l'apparecchio, utilizzare una presa che sia sempre accessibile.
- L'idromassaggio per vasca deve essere alimentato tramite un interruttore differenziale (RCD) con una corrente nominale e di guasto fino a 30 mA.
- Assicurarsi che l'apparecchio di base non cada nella vasca e che non sia raggiungibile dalla vasca.
- Tenere lontano il cavo di alimentazione e il gruppo da fonti di calore, superfici calde, umidità o liquidi. Non afferrare mai la spina di rete con le mani bagnate o quando si è in acqua.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio dovesse venire danneggiato, deve essere sostituito solamente dal produttore o dal suo servizio di assistenza oppure da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare situazioni di pericolo.
- I componenti dell'apparecchio conduttori di tensione elettrica devono essere installati in modo sicuro affinché non cadano nella vasca e non siano accessibili alle persone immerse nella vasca.
- Non recuperare l'apparecchio se cade in acqua. Staccare immediatamente la spina.
- Subito dopo l'utilizzo, estrarre la spina di rete dalla presa. Non tirare mai il cavo di alimentazione quando si separa l'apparecchio dalla rete elettrica.

Per persone con esigenze particolari

- Non utilizzare l'apparecchio come supporto o in sostituzione di applicazioni mediche. Le malattie croniche e i sintomi potrebbero peggiorare.
- Non utilizzare l'apparecchio se la pelle è sensibile, se si hanno problemi di cuore o di circolazione, se si accusano infiammazioni delle vene, trombosi o alta pressione.
- Per le donne in stato interessante valgono i limiti personali di carico.
- In caso di dolori indefiniti non utilizzare l'apparecchio prima di avere consultato un medico.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza o conoscenze, purché siano sorvegliati o informati a proposito dell'uso sicuro del dispositivo e comprendano i pericoli derivanti.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo.

Informazioni sul funzionamento dell'apparecchio

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per gli scopi previsti e secondo le modalità riportate nelle istruzioni per l'uso. In caso di uso improprio decade il diritto alla garanzia.
- Controllare accuratamente eventuali danni all'apparecchio, al tappetino e al cavo di alimentazione prima di ogni applicazione. Un apparecchio difettoso non deve essere messo in funzione. Per evitare pericoli, inviare l'apparecchio al centro di assistenza per la riparazione.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto a terra o in acqua.
- Accertarsi sempre che la spina di rete non sia inserita prima di introdurre o togliere parti dell'apparecchio.
- Non utilizzate degli accessori che non sono stati consigliati dal fabbricante.
- Non inserire oggetti estranei in una delle aperture dell'apparecchio o nel flessibile dell'aria.
- Utilizzare l'idromassaggio solo in ambienti chiusi!
- Non utilizzare il apparecchio sopra contenitori pieni d'acqua di qualsiasi tipo!

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER LA BATTERIA

- Non smontare le batterie!
- Rimuovere immediatamente le batterie esaurite dal dispositivo!
- Elevato rischio di fuoriuscita di liquidi, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose! In caso di contatto con gli acidi delle batterie risciacquare subito i punti interessati con abbondante acqua pulita e consultare subito un medico!
- In caso di ingerimento di una batteria chiamare immediatamente un medico!
- Inserire correttamente le batterie, prestare attenzione alla polarità!
- In caso di lungo periodo di inutilizzo, rimuovere le batterie dal dispositivo!
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini!
- Non ricaricare le batterie! Pericolo di esplosione!
- Non cortocircuitare! Pericolo di esplosione!
- Non gettare nel fuoco! Pericolo di esplosione!
- Non gettare le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, smaltirle separatamente oppure consegnarle a un punto di raccolta batterie presso il rivenditore!

- L'idromassaggio per vasca deve essere installato in modo tale da non essere accessibile alle persone immerse nella vasca.
- Si sconsiglia il funzionamento continuo per oltre 30 minuti. Il funzionamento continuo potrebbe causare un surriscaldamento dell'apparecchio.
- Non posizionare e/od utilizzare mai l'apparecchio direttamente accanto a un forno elettrico o altre fonti di calore.
- Evitare il contatto dell'apparecchio, in particolare del tappetino, con oggetti taglienti o appuntiti e non infilare spilli.
- Non utilizzare l'apparecchio con le aperture otturate.
- Non salire sopra l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi. Non addormentarsi durante l'utilizzo.

Informazioni sulla manutenzione e la pulizia

- L'utilizzatore può solo effettuare interventi di pulizia sull'apparecchio.
- In caso di guasto non riparate l'apparecchio da soli. In questo modo non solo cesserebbe ogni diritto ad usufruire della garanzia e ma potrebbero anche nascere seri pericoli (incendi, scariche elettriche, ferite). Fate eseguire le riparazioni solo da centri di assistenza tecnica autorizzati.
- I bambini non possono effettuare la pulizia e la manutenzione utente se non sono sorvegliati.
- Prima di pulire l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre sempre la spina di rete. Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Prestare attenzione al capitolo „Pulizia e cura“.
- Non trascinare, tirate o girate mai l'apparecchio con il cavo di alimentazione e non stringete mai il cavo.
- Lasciare raffreddare completamente il apparecchio e il tappetino con le parti accessorie prima di riporli. Conservare l'idromassaggio fino all'utilizzo successivo in un luogo pulito e asciutto, preferibilmente nella confezione originale.

Impiego conforme alla destinazione

Grazie alla produzione di bolle d'aria, l'idromassaggio per vasca permette di godere di un massaggio riposante nella propria vasca da bagno. L'apparecchio è concepito esclusivamente per uso domestico e non per scopi commerciali o per il settore medico! In caso di dubbi sulla salute, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo dell'idromassaggio!



AVVERTIMENTO

Assicurarsi che i sacchetti d'imballaggio non siano alla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Materiale in dotazione e imballaggio

Verificare in primo luogo che l'apparecchio sia completo e che non vi siano segni di danni. In caso di dubbi non mettere in funzione l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore o al proprio centro di assistenza. Il materiale consegnato consta di:

- 1 Apparecchio con cavo di alimentazione
- 1 Tubo flessibile dell'aria
- 1 Tappetino
- 1 Telecomando, batteria inclusa tipo CR2032
- 3 Supporti per fragranze con tamponi
- 1 Istruzioni per l'uso

Impiego

Messa in funzione

- Per una temperatura piacevole nel bagno.
- Collocare l'apparecchio 1 a una distanza di almeno 60 cm dalla vasca da bagno, in modo che non sia accessibile dalla vasca. Assicurarsi che la presa dell'aria sulla parte inferiore non sia coperta. Il pavimento deve essere asciutto.
- Collocare il tappetino 2 nella vasca e premerlo adeguatamente. Gli attacchi a ventosa sul lato inferiore del tappetino aderiscono meglio se il tappetino è stato inumidito prima con la doccia a mano. Il flessibile dell'aria del tappetino si trova all'estremità dei piedi.
- Il tappetino 2 deve essere fissato al fondo della vasca e non deve spostarsi.
- Collegare l'estremità liscia del flessibile 2 con il tappetino leggero 2.
- Fare scorrere l'acqua del bagno. Accertarsi che la temperatura dell'acqua sia piacevole e non eccessivamente calda.
- Non utilizzare prodotti schiumosi per il bagno.



ATTENZIONE

Dopo l'impiego togliere il tappetino dalla vasca, passando con prudenza sotto gli attacchi a ventosa con le unghie delle dita per eliminare il vuoto. Estrarre lateralmente il tappetino dal fondo della vasca senza strapparlo.

Aromaterapia

- L'apparecchio può essere utilizzato con o senza dispenser per essenze inserito. Se si desidera utilizzare l'idromassaggio con l'aromaterapia, mettere una goccia di olio aromatico 1 su un tampone, inserirlo nel supporto per fragranze 2 e chiudere quest'ultimo. Non riempire eccessivamente il tampone. Una quantità eccessiva di essenza può danneggiare la superficie del dispenser per essenze.
- Spingere il supporto per fragranze 2 nell'apposito inserto all'estremità ancora aperta del tubo flessibile 2.
- Inserire l'estremità del tubo flessibile con il supporto per fragranze inserito nell'attacco posto sull'apparecchio 2.
- Inserire la spina di rete 16 nella presa di corrente.

Utilizzo dell'apparecchio

L'idromassaggio può essere regolato sia direttamente sul gruppo 9 sia mediante telecomando 1. I tasti del telecomando 3, 4, 5 corrispondono ai tasti del quadro di comando dell'apparecchio 10, 11, 12. Ogni funzione attiva viene indicata sul quadro di comando mediante un LED posto a sinistra del tasto corrispondente. Quando il telecomando viene azionato, sul telecomando si accende il LED rosso di controllo 2.

Regolazione sul gruppo -> Intensità dell'idromassaggio

- Premere il tasto Power 1. L'apparecchio si accende e funziona con il livello di potenza più basso (Low). Il LED Low diventa verde.
- Premere nuovamente il tasto Power 1. Il LED Medium diventa verde. L'apparecchio funziona con il livello di potenza medio (Medium).
- Premere per la terza volta il tasto Power 1. Il LED Hi diventa verde. L'apparecchio funziona con il livello di potenza più alto (Hi).
- Premere per la quarta volta il tasto Power 1. Il LED Program diventa verde. L'apparecchio funziona con il programma automatico di massaggio ad intervalli (Program). L'apparecchio funziona passando fra i tre diversi livelli di intensità in sequenza (Low - Medium - Hi), per riprendere quindi a funzionare dall'inizio.
- Premendo ancora una volta il tasto Power 1, l'apparecchio si spegne nuovamente.

-> Tempo di impiego preimpostato

Con il tasto Timer 12 è possibile selezionare tre tempi di impiego: 30, 20 o 10 minuti. Non viene consigliato un impiego della durata superiore a 30 minuti (vedere le avvertenze per la sicurezza). Prima di riattivare l'apparecchio, aspettare almeno 30 minuti.

- Premere il tasto Timer 12. Viene selezionato il tempo di impiego di 10 minuti. Il LED 10 lampeggia lentamente con luce gialla.
- Premere nuovamente il tasto Timer 12. Viene selezionato il tempo di impiego di 20 minuti. Il LED 20 lampeggia lentamente con luce gialla.
- Premere per la terza volta il tasto Timer 12. Viene selezionato il tempo di impiego di 30 minuti. Il LED 30 lampeggia lentamente con luce gialla. Trascorso il tempo di impiego preimpostato, l'apparecchio si spegne automaticamente. Se non viene impostato alcun tempo di impiego, l'apparecchio si spegne dopo 10 minuti.

-> Attivazione della funzione di riscaldamento

NOTA: La funzione di riscaldamento non è concepita per conservare la temperatura dell'acqua o per riscaldare l'acqua fredda. Il riscaldamento dell'aria, che determina la formazione delle bolle, impedisce un raffreddamento troppo repentino dell'acqua della vasca durante il tempo di impiego.

Per attivare la funzione di riscaldamento, premere il tasto 13. Il LED vicino al tasto diventa rosso. Premendo nuovamente il tasto 13, viene disattivata la funzione di riscaldamento e il LED si spegne.

Regolazione con il telecomando

- Se si vuole utilizzare il telecomando a infrarossi 1, entrare prima cautamente nella vasca e accendere l'apparecchio premendo il tasto Power 1 del telecomando.
- Non immergere il telecomando nell'acqua.
- Sul retro del telecomando è posizionato un aggancio a ventosa 7. Se viene leggermente inumidito, è possibile fissarlo a una comoda distanza alla parete del bagno o al bordo della vasca.
- Il telecomando 1 funziona solamente se viene orientato verso il sensore a infrarossi 1 sul quadro di comando 2 dell'apparecchio. Quando viene azionato il telecomando, sul telecomando si accende il LED rosso di controllo 2.
- Con il telecomando è possibile effettuare le stesse impostazioni che sono state appena descritte.

Sostituzione della batteria

Se la batteria è quasi scarica, il LED rosso 2 non si accende quando si aziona il telecomando. Il comando viene azionato con una batteria al litio 3V CR2032. La batteria si trova nell'apposito vano 1 posto sul retro. Per sostituire la batteria 3, aprire il coperchio del vano batteria utilizzando una moneta adeguata. Rimuovere la batteria esaurita e sostituirla con una nuova batteria al litio 3V CR2032. Accertarsi di inserirla correttamente, con il polo + rivolto verso l'alto. Chiudere nuovamente il vano batteria 3 con la moneta.

Pulizia e cura

Estrarre la spina di rete prima di pulire l'apparecchio!

- Il apparecchio e il telecomando non richiedono manutenzione. Di tanto in tanto dovrebbero essere puliti con un panno morbido e inumidito.
- Pulire il tappetino semplicemente con la doccia a mano o una spugna. Se necessario, utilizzare un detergente domestico leggero o acqua saponata.
- Non impiegare mai detersivi aggressivi o spazzole dure.
- Per eliminare tutta l'acqua residua, girare il tappetino, posizionarlo con il lato piatto nella vasca vuota e azionare brevemente l'apparecchio in modo che l'acqua residua venga espulsa in seguito all'azione dell'aria.
- Disinfettare regolarmente il tappetino per garantire che sia sempre privo di batteri. In caso di impiego giornaliero, si consiglia di disinfettare ogni settimana, soprattutto quando l'idromassaggio viene utilizzato da diverse persone. Impiegare un comune disinfettante ad uso domestico e osservare le indicazioni del produttore.
- Dispiegare il cavo nel caso in cui sia attorcigliato.
- Consigliamo di conservare lo strumento nella confezione originale ricevuta al momento dell'acquisto e in un luogo pulito e asciutto.

Smaltimento

L'apparecchio non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Ogni utilizzatore ha l'obbligo di gettare tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche, contenenti o prive di sostanze nocive, presso un punto di raccolta della propria città o di un rivenditore specializzato, in modo che vengano smaltite nel rispetto dell'ambiente. Togliere le pile prima di smaltire lo strumento. Non gettare le pile esaurite nei rifiuti domestici, ma nei rifiuti speciali o in una stazione di raccolta pile presso i rivenditori specializzati. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità comunali o al proprio rivenditore.

Dati tecnici

Nome e modello : **medisana Bagno idromassaggio BBS**
 Alimentazione di corrente: 220-240 V~ 50 Hz
 Telecomando : Batteria al litio 3V CR2032
 Potenza del motore : circa 570 W
 Tempo di esercizio : max. 30 Min.
 Pausa di esercizio : min. 30 Min.
 Spegnimento autom. : dopo circa 30 min.
 Lunghezza del cavo di alimentazione : circa 2,2 m
 Numero articolo : 88389
 Codice EAN : 40 15588 88389 7

Nell'intento di migliorare costantemente i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e strutturali.

La versione aggiornata delle presenti istruzioni per l'uso è disponibile nel sito www.medisana.com.

Condizioni di garanzia e riparazione

In caso di richieste di garanzia, rivolgersi al proprio negozio specializzato o direttamente al centro assistenza. Qualora sia necessario spedire l'apparecchio, indicare il guasto e allegare una copia della ricevuta di acquisto.


Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. I prodotti **medisana** sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. In caso di richieste di garanzia, la data di acquisto va dimostrata dalla ricevuta di acquisto o dalla fattura.
2. I vizi derivanti da difetti dei materiali o di produzione vengono eliminati gratuitamente nell'arco del periodo di garanzia.
3. L'intervento in garanzia non prolunga la durata della garanzia, né per l'apparecchio né per i componenti sostituiti.
4. Sono esclusi dalla garanzia:
 - a. tutti i danni derivati da uso improprio, per es. per mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
 - b. Danni da attribuirsi a riparazione o a interventi da parte dell'acquirente o di terzi non autorizzati.
 - c. Danni da trasporto nel tragitto dal fabbricante al consumatore o nella fase di spedizione al centro di assistenza.
 - d. Ricambi soggetti a normale usura.
5. È esclusa la responsabilità per danni conseguenti diretti o indiretti causati dall'apparecchio se il danno all'apparecchio viene riconosciuto come contemplato dalla garanzia.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, GERMANIA





- 1 Comando remoto (frente)
- 2 LED de controlo
- 3 Botão de aquecimento
- 4 Botão Power para intensidade de hidromassagem
- 5 Botão Timer
- 6 Comando remoto (traseira)
- 7 Ventosas
- 8 Compartimento da pilha
- 9 Painel de controlo
- 10 Botão Power para intensidade de hidromassagem
- 11 Sensor infravermelho para comando remoto
- 12 Botão Timer
- 13 Botão de aquecimento
- 14 Aparelho
- 15 Pega
- 16 Cabo de alimentação com ficha
- 17 Extremidade do tubo com guia para inserção de suporte de fragrância (ligação ao aparelho)
- 18 Suporte de fragrância (inserção na extremidade do tubo)
- 19 Suporte de fragrância fechado (com o pad inserido)
- 20 Suporte de fragrância (aberto com pad)
- 21 Óleo de fragrância para aromaterapia (não incluído)
- 22 Tapete macio com ventosas na parte inferior
- 23 Extremidade do tubo sem guia (ligação ao tapete macio)
- 24 Tubo de ar

Explicação dos símbolos



IMPORTANTE

A inobservância destas instruções pode causar graves ferimentos ou danos ao aparelho.



AVISO

Estes avisos devem ser seguidos para evitar possíveis danos ao utilizador.



ATENÇÃO

Estas instruções devem ser seguidas para evitar possíveis danos no aparelho.



NOTA

Estas notas fornecem informações úteis adicionais sobre a instalação ou funcionamento.

IP44

Informações sobre o tipo de proteção contra matérias estranhas e água



Utilize apenas o aparelho apenas em ambientes fechados!



Não use o aparelho sobre qualquer tipo de recipiente contendo água!



Classe de proteção II

LOT

Número de lote



Fabricante

88389 11/2019 Ver. 1.0



PT Indicações de segurança



Antes de começar a utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as instruções de utilização, sobretudo as instruções de segurança, e guarde as instruções de utilização para as próximas utilizações. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também e obrigatoriamente as presentes instruções de utilização.



Sobre a alimentação elétrica

- Antes de ligar o aparelho à ficha elétrica, certifique-se de que este está desligado e que a tensão elétrica indicada na placa de identificação corresponde à da sua tomada de corrente.
- Utilize para a ligação do aparelho uma tomada em local acessível
- O aparelho de hidromassagem deve ser alimentado por um disjuntor diferencial residual (DDR) com uma corrente residual nominal de até 30 mA. Assegure-se de que a unidade básica não caia na banheira e não possa ser alcançada a partir da banheira.
- Mantenha o cabo de alimentação e o aparelho longe do calor, superfícies quentes, humidade e líquidos. Nunca toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas ou com os pés na água.
- Se danificado, o cabo de ligação deste aparelho deve rá ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço de apoio ao cliente ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
- As peças elétricas sob tensão do aparelho devem ser instaladas com segurança, de forma que eles possam cair na banheira e não sejam acessíveis às pessoas na banheira.
- Não apanhe um aparelho que tenha caído na água. Retire imediatamente a ficha da tomada. Sempre desligue a ficha de alimentação da tomada imediatamente após o uso. Para desligar o dispositivo da rede elétrica, nunca puxe pelo cabo de alimentação.

Pessoas com necessidades especiais

- Não deixe o aparelho sem vigilância se estiver conectado à rede elétrica.
- Não utilize este aparelho como apoio ou substituição de tratamentos médicos. Condições e sintomas crónicos podem piorar.
- Não utilize o aparelho se tiver pele sensível ou sofrer de problemas cardíacos/circulatórios, flebite, trombose ou hipertensão.
- Mulheres grávidas estão sujeitas a limites pessoais de estresse.
- Em caso de dor inexplicável, não utilize o aparelho antes de consultar um médico.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se supervisionadas ou tendo sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.

Sobre a operação do aparelho

- Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. A garantia anula-se em caso de uso indevido!
- Verifique o aparelho, o tapete macio e o cabo de alimentação cuidadosamente quanto a danos antes de qualquer utilização. Um aparelho defeituoso não deve ser colocado em operação. Para evitar riscos, envie o aparelho para o centro de assistência autorizado para ser reparado.
- Não use o aparelho se o cabo, a ficha ou o próprio aparelho estiverem danificados, se não estiver a funcionar perfeitamente, se tiver caído ao chão ou tiver caído dentro de a água.
- Sempre verifique se a ficha de alimentação está desligada antes de inserir ou remover qualquer peça do aparelho.
- Não use peças adicionais que não tenham sido recomendadas pelo fabricante.
- Não insira objetos estranhos em nenhuma das aberturas do aparelho ou no tubo de ar.
- Use o hidromassajador somente em ambientes fechados!
- Não use o aparelho sobre qualquer tipo de recipiente contendo água!

Indicações de segurança das pilhas

- Não desmontar as pilhas!
- Retirar imediatamente as pilhas gastas do aparelho!
- Risco de vazamento. Evitar o contacto com a pele, os olhos e as mucosas! No caso de contacto com o ácido das pilhas, lave imediatamente as zonas afetadas com água limpa e abundante e consulte imediatamente um médico.
- No caso de ingestão de uma pilha, deve ser procurada ajuda médica imediata!
- Coloque as pilhas corretamente, tenha em atenção a polaridade!
- Retire as pilhas do aparelho, caso não o utilize por períodos prolongados!
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças!
- Não recarregar as pilhas! Existe perigo de explosão!
- Não colocar em curto-circuito! Existe perigo de explosão!
- Não lançar para o fogo! Existe perigo de explosão!
- Nunca elimine pilhas e baterias usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos perigosos ou em um ponto de recolha de pilhas e baterias!

- O aparelho de hidromassagem deve estar instalado fora do alcance dos utilizadores.
- Uma operação superior a 30 minutos não é recomendada. A operação mais longa pode resultar no superaquecimento do aparelho.
- Nunca coloque ou utilize o aparelho em proximidade direta de um forno elétrico ou demais fontes de calor.
- Evite o contacto do aparelho, em especial do tapete macio, com objetos pontiagudos ou afiado e nunca introduza agulhas.
- Não utilize o aparelho com aberturas obstruídas.
- Não fique em pé sobre o aparelho.
- Não utilize o aparelho quando estiver cansado. Não adormeça durante a utilização.

Sobre manutenção e limpeza

- O único trabalho de manutenção que pode ser executado pelo utilizador é a limpeza do aparelho..
- Em caso de avarias, não conserte o aparelho por conta própria. Isso não extinguiria apenas o direito à garantia, como poderia também resultar em perigos sérios (fogo, choque elétrico, ferimentos). Quaisquer reparações podem apenas ser realizadas pelo departamento de assistência técnica autorizado. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de limpar o aparelho, desligue o aparelho e sempre retire a ficha da tomada. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- Consulte o capítulo “Limpeza e conservação”.
- Nunca transporte, puxe ou gire o aparelho pelo cabo de alimentação e não prenda o cabo.
- Deixe primeiro o aparelho arrefecer e o tapete macio com os acessórios secarem antes de guardá-los. Mantenha o hidromassajador em um local limpo e seco até a próxima utilização, idealmente na embalagem original.

Utilização correta

O hidromassajador foi projetado para proporcionar um efeito relaxante no utilizador em uma banheira por meio da produção de bolhas de ar. O aparelho é destinado apenas para a utilização doméstica e não para utilização comercial ou médica! Se tiver algum problema de saúde, converse com o seu médico antes de usar o hidromassajador!



AVISO

Tenha atenção para que a película da embalagem não esteja ao alcance das crianças! Existe perigo de asfíxia!

Escopo de fornecimento

Verifique, em primeiro lugar, se o aparelho está completo e se não apresenta nenhum dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e contacte o seu distribuidor ou o seu centro de assistência.

É fornecido o seguinte material:

- 1 Aparelho com cabo de alimentação
- 1 Tubo de ar
- 1 Tapete macio
- 1 Comando remoto, inclusive pilha tipo CR2032
- 3 Suportes de fragrâncias com pads
- 1 Manual de instruções

Utilização

Colocação em funcionamento

- Assegure-se de que a casa de banho esteja em uma temperatura ambiente agradável.
- Coloque o aparelho 1 a uma distância de pelo menos 60 cm da banheira, de modo a manter-se fora do alcance do utilizador. Verifique-se de que a entrada de ar na parte inferior não está coberta. O piso deve estar seco e nivelado.
- Coloque o tapete macio 2 na banheira e pressione-o firmemente. As ventosas na parte inferior do tapete macio aderem melhor se humedecer o tapete macio anteriormente com o chuveiro de mão. A conexão de ar do tapete encontra-se na extremidade inferior.
- O tapete macio 2 deve assentar firmemente no fundo da banheira e não deve escorregar.
- Ligue a extremidade lisa do tubo 3 ao tapete macio 2.
- Abra a torneira da banheira. Verifique se a temperatura da água é agradável e não muito quente.
- Não use produtos de banho que façam espuma.



ATENÇÃO

Após o uso, a melhor forma de remover o tapete macio da banheira é inserir cuidadosamente a unha sob as ventosas para liberar o vácuo. Puxe o tapete macio lateralmente do fundo da banheira sem rasgá-lo.

Aromaterapia

- O aparelho pode ser usado com ou sem o suporte de fragrância inserido.
- Se desejar usar o hidromassajador com aromaterapia, coloque uma gota de óleo aromático 1 em um pad, insira o pad em um suporte de fragrância 2 e feche-o. Não encha o pad demasiadamente. Muita essência de aroma pode agredir a superfície do suporte de fragrâncias.
- Deslize o suporte de fragrância fechado 2 na inserção destinada para este efeito na extremidade aberta do tubo 3.
- Encaixe a extremidade do tubo com o suporte de fragrância inserido na ligação do aparelho 1.
- Ligue a ficha de alimentação 14 a uma tomada.

Operação do aparelho

O hidromassajador pode ser ajustado diretamente no painel de controlo do aparelho 1 ou por meio do comando remoto 2. Os botões do comando remoto 3,4,5 correspondem aos botões 1,10,12 no painel de controlo do aparelho. Cada função ativada é indicada no painel de controlo por um LED correspondente à esquerda de cada botão. O LED de controlo vermelho 6 no comando remoto acende-se quando o comando remoto é operado.

Ajustes no aparelho -> Intensidade da hidromassagem

- Prima uma vez o botão Power 10. O aparelho liga-se e passa a funcionar no nível de potência mais baixo (Low). O LED “Low” acende-se em verde.
- Prima mais uma vez o botão Power 10. O LED “Medium” acende-se em verde. O aparelho passa agora a funcionar no nível de potência intermediário (Medium).
- Prima o botão Power 10 uma terceira vez. O LED “Hi” acende-se em verde. O aparelho passa agora a funcionar no nível de potência mais alto (Hi).
- Prima o botão Power 10 uma quarta vez. O LED “Program” acende-se em verde. O aparelho passa agora a funcionar no programa de massagem intermitente automático (Program). Com isso, o aparelho executa os três níveis de intensidade (Low - Medium - Hi) um após o outro, sempre a retornar ao início.
- Ao premir novamente o botão Power 10 o aparelho desliga-se.

-> Tempo de funcionamento predefinido

- Com o botão Timer 12, é possível selecionar três tempos de aplicação: 30, 20 ou 10 minutos. Um uso contínuo superior a 30 minutos não é recomendado (consulte as Indicações de segurança) Antes de ligar novamente o aparelho, faça uma pausa de pelo menos 30 minutos.
- Prima uma vez o botão Timer 12. O tempo de aplicação de 10 minutos é selecionado. O LED 10 pisca lentamente em amarelo.
- Prima o botão Timer 12 uma segunda vez. O tempo de aplicação de 20 minutos é selecionado. O LED 20 pisca lentamente em amarelo.
- Prima o botão Timer 12 uma terceira vez. O tempo de aplicação de 30 minutos é selecionado. O LED 30 pisca lentamente em amarelo.

O aparelho desliga-se automaticamente ao término do tempo de operação predefinido. Se não nenhum tempo for ajustado, o aparelho desliga-se após 10 minutos.

-> Ativação da função de aquecimento

NOTA: A função de aquecimento não se destina a manter a temperatura da água ou a aquecer um banho frio. Ao aquecer o ar a partir do qual as bolhas de hidromassagem são formadas, evita-se um arrefecimento muito rápido da água do banho durante o período de operação.

Se desejar usar a função de aquecimento, prima o botão 11. O LED adjacente acende-se em vermelho. Ao premir novamente o botão 11, a função de aquecimento desliga-se e o LED apaga-se.

Ajuste com o comando remoto

- Caso deseje usar o comando infravermelho 11, primeiro entre cautelosamente na banheira e, então, ligue o aparelho ao premir o botão Power 10 no comando remoto.
- Nunca mergulhe o comando remoto em água.
- Uma ventosa 7 encontra-se instalada na traseira do comando remoto. Ao humidificá-la um pouco, poderá fixá-la a uma distância confortável na parede da casa de banho ou na borda da banheira.
- O comando remoto 11 apenas funciona quando apontado para o sensor infravermelho 11 que encontra-se no painel de controlo 6 do aparelho. O LED de controlo vermelho 6 no comando remoto acende-se quando o comando remoto é operado.
- É possível realizar os mesmo ajustes descrito no aparelho por meio do comando remoto.

Troca de pilha

Se a pilha estiver muito fraca, o LED vermelho 6 não reage ao operar o comando remoto. O comando remoto é alimentado por uma pilha de lítio 3V CR2032. A pilha encontra-se no compartimento da pilha 8 na traseira. Para trocar a pilha, abra a tampa do compartimento das pilhas com a ajuda de uma moeda de tamanho adequado. Retire a pilha usada e substitua-a por uma nova pilha de lítio 3V CR2032. Tenha em atenção para que a pilha seja colocada corretamente com o polo + - voltado para cima. Volte a fechar o compartimento da pilha 8 com a moeda.

Limpeza e cuidados

Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo!

- O aparelho e o comando remoto não requerem manutenção. No entanto, devem ser limpo de tempos em tempos com um pano macio e húmido. • O tapete macio deve ser limpo após cada uso com o chuveiro de mão ou uma esponja. Caso necessário, use um detergente doméstico suave ou água com sabão. • Nunca use produtos de limpeza agressivos ou escovas duras. • A água restante é melhor removida girando o tapete, colocando-o estendido na banheira vazia e pressionando brevemente o aparelho para que a água restante possa ser expelida pelo ar. • Desinfete o tapete em intervalos regulares para mantê-lo livre de bactérias. Em caso de uso diário, recomenda-se uma desinfecção semanal, especialmente se a hidromassagem for utilizada por pessoas diferentes. Use desinfetantes domésticos e siga as instruções do fabricante. • Deseñrole o cabo se este estiver torcido. • O melhor é guardar o aparelho na embalagem original adquirida no momento da compra e mantê-lo em um local limpo e seco.

Eliminação



Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrônicos, independentemente se contém substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Retire a pilha antes de eliminar o aparelho. Nunca elimine pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim com resíduos perigosos ou em um ponto de recolha de pilhas e baterias! Para efeitos de eliminação, contacte as autoridades locais ou o seu distribuidor.

Dados técnicos

Nome e modelo:	Hidromassajador BBS medisana
Alimentação elétrica:	220-240 V~ 50 Hz
Comando remoto:	Pilha de lítio 3V CR2032
Consumo energético:	aprox. 570 W
Tempo de operação:	máx. 30 min.
Intervalo de operação:	mín. 30 min.
Desligamento automático:	após aprox. 30 minutos
Comprimento do cabo de alimentação:	aprox. 2,2 m
Número do artigo:	88389
Número EAN:	40 15588 88389 7

Peças sobressalentes:

88383	Tapete macio (aprox. 36 x 120 cm)
88384	Comando remoto, inclusive pilha
30666	Tubo de ar (aprox. 2,4 m)
30669	Suportes de fragrâncias com 3 pads

Em consequência de aperfeiçoamentos constantes do produto, reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas e de design.

Pode consultar a respetiva versão atualizada destas instruções de utilização em www.medisana.com

Condições de garantia e reparação

Para acionar a garantia, contacte a sua loja da especialidade ou diretamente o centro de assistência. Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra.


Aplicam-se as seguintes condições de garantia:

- Os produtos da **medisana** têm uma garantia de 3 anos após a data de compra. Em caso de acionamento da garantia, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.
- Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são eliminados gratuitamente dentro do prazo de garantia.
- O serviço de garantia não prolonga o período de garantia do equipamento ou de qualquer peça sobressalente.
- A garantia exclui:
 - Qualquer dano causado pelo manuseio inadequado, por exemplo, surgidos devido ao não cumprimento das instruções de utilização.
 - Danos resultantes de reparações ou intervenções do comprador ou de terceiros não autorizados.
 - Danos resultantes do transporte, que ocorram no percurso entre o fabricante e o consumidor ou no envio para o centro de assistência.
 - Peças sobressalentes sujeitas a um desgaste normal.
- Exclui-se a responsabilidade por danos provocados direta ou indiretamente pelo aparelho, mesmo se o dano for reconhecido como uma reclamação de garantia.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ALEMANHA

medisana



- 1 Kaukosäädin (etupuoli)
- 2 LED-merkkivalo
- 3 Lämmityspainike
- 4 Power-painike poreilun voimakkuuteen
- 5 Timer-painike
- 6 Kaukosäädin (kääntöpuoli)
- 7 Imukuppipidike
- 8 Paristolokero
- 9 Käyttökenttä
- 10 Power-painike poreilun voimakkuuteen
- 11 Infrapuna-anturi kaukosäätimelle
- 12 Timer-painike
- 13 Lämmityspainike
- 14 Laite:
- 15 Kantokahva
- 16 Verkkajohto verkkopistokkeella
- 17 Letkun pää, jossa ohjain tuoksuainepidikkeelle (liitää laitteeseen)
- 18 Tuoksuainepidike (työnnä letkun päähän)
- 19 Tuoksuainepidike suljettuna (suljettuna tuoksutyynyn kanssa)
- 20 Tuoksuainepidike (avoinna tuoksutyynyn kanssa)
- 21 Tuoksuöljy aromaterapiaan (ei sisälly toimitukseen)
- 22 Pehmomatto, imukupit alapinnassa
- 23 Letkun pää ilman työntäjää (liitäntä pehmoalustaan)
- 24 Ilmaletku

Merkkien selitys

TÄRKEÄÄ

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai laitevaurioihin.

VAROITUS

Näitä varoituksia tulee noudattaa, jotta vältetään käyttäjän mahdollinen loukkaantuminen.

HUOMIO

Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään laitteen mahdolliset vauriot.

OHJE

Nämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.

IP44 Tieto suojausluokasta vierasesineitä ja vettä vastaan

 Käytä laitetta ainoastaan suljetuissa tiloissa!

 Älä käytä minkäänlaisten vedellä täytettyjen astioiden yläpuolella!

 Suojausluokka II


LOT ERÄ-numero

 Valmistaja

88389 11/2019 Ver. 1.0

FI Turvaohjeet

 **Lue käyttöohje, erityisesti turvaohjeet, huolellisesti läpi, ennen kuin käytät laitetta ja säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä varten. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tämä käyttöohje on ehdottomasti annettava mukana.**



virransyöttöön

- Ennen laitteen liittämistä verkkovirtaan tarkista, että laitteen virta on kytketty pois päältä ja että tyyppikilpeen merkitty sähköjännite on pistorasiaan sopiva.
- Käytä laitteen liittäntään pistorasiaa, johon on joka hetki vapaa pääsy.
- Porekylpylaite tulisi liittää vikavirtasuojajaimen (RCD) kautta ja käyttää nimellisvirtaa enintään 30 mA.
- Varmista, ettei peruslaite voi pudota ammeeseen ja ettei siihen pääse ammeesta käsiksi.
- Pidä verkkojohto ja laite etäällä kuumuudesta, kuumista pinnoista, kosteudesta ja nesteistä. Älä koskaan koske verkkopistoketta käsien ollessa märät tai seistessäsi vedessä.
- Jos laitteen verkkojohto on vaurioitunut, laitteen valmistajan tai valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Laitteen jännitettä johtavat osat on varmistettava niin, etteivät ne voi pudota kylpyyn eivätkä kylvyssä olevat henkilöt pääse niihin käsiksi.
- Älä tartu veteen pudonneeseen laitteeseen.
- Irrota verkkopistoke välittömästi.
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta välittömästi käytön jälkeen. Älä koskaan irrota laitetta sähköverkosta vetämällä virtajohdosta.

erityishenkilöille

- Älä jätä verkkovirtaan kytkettyä laitetta ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta lääketieteellisen toimenpiteen tueksi tai korvaamaan sitä. Krooniset kivut ja oireet voivat pahentua.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on herkkä iho tai sydän- ja verenkierto-ongelmia, päänsärkyä tai korkea verenpaine.
- Jos olet raskaana, sinua koskevat henkilökohtaiset rasitusrajat.
- Keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä, mikäli sinulla on selvittämättömiä kipuja.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, mikäli heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät laitteen käytöstä aiheutuvan vaaran.
- Laitetta ei saa antaa lasten leikkeihin.

laitteen käyttöön

- Käytä laitetta vain käyttöohjeessa ilmoitetun käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos laitetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin, takuu raukeaa.
- Tarkista laite, pehmoalusta ja verkkojohto huolellisesti ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön. Lähetä laite huoltoliikkeeseen korjattavaksi vaarojen välttämiseksi.
- Älä käytä laitetta, mikäli sen johto tai pistoke on vaurioitunut, se ei toimi moitteetto- masti tai se on pudonnut maahan tai veteen.
- Huolehdi aina ennen laitteen osien kiinnittämistä tai irrottamista, että verkkopistoke on vedetty irti pistorasiasta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia varaosia.
- Älä työnnä vierasesineitä laitteen aukkoihin tai ilmaletkuun.
- Käytä porekylpylaitetta vain suljetuissa tiloissa!
- Älä käytä minkäänlaisten vedellä täytettyjen astioiden yläpuolella!

Paristojen turvallisuusohjeet

- Älä pura paristoja!
- Poista tyhjentyneet paristot laitteesta välittömästi!
- Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa! Jos joudut kosketukseen paristojen hapon kanssa, huuhtele välittömästi alue runsaalla määrällä puhdasta vettä ja hakeudu heti lääkärin hoitoon!
- Jos paristo on nieltty, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon!
- Aseta paristot oikein, huomioi napaisuus!
- Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan!
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta!
- Älä lataa paristoja uudelleen! On olemassa räjähdysvaara!
- Älä muodosta oikosulkua! On olemassa räjähdysvaara!
- Älä heitä tuleen! On olemassa räjähdysvaara!
- Älä laita käytettyjä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen joukkoon, vaan vie ne myymälöiden keräyspisteisiin!

- Porekylpylaite tulee sijoittaa kylpyhuoneeseen henkilöiden ulottumattomille.
- Yli 30 minuutin jatkuvaa käyttöä ei suositella. Pidempi käyttö voi johtaa laitteen ylikuumentumiseen.
- Älä koskaan sijoita ja/tai käytä laitetta suoraan sähkölämmittimien tai muiden lämpölähteiden ääressä.
- Vältä koskettamasta laitetta, etenkin pehmoalustaa, teräväkärkisillä tai terävillä esi-neillä, äläkä työnnä siihen neuvoja.
- Älä käytä laitetta aukkojen ollessa tukkeutuneita.
- Älä seiso laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt. Älä nukahda käytön aikana.

kunnossapitoon ja puhdistukseen

- Saat suorittaa laitteessa ainoastaan puhdistustöitä. Häiriötapauksissa älä korjaa laitetta itse. Jos korjaat laitetta itse, takuu raukeaa ja lisäksi seurauksena voi olla vakavia vaaroja (tulipalo, sähköisku, loukkaantuminen). Korjauta laite ainoastaan valtuutetussa huolto-pisteessä.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Ennen kuin puhdistat laitteen, kytke laite pois päältä, irrota aina verkkopistoke pistorasiasta. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Huomioi kappale ”Puhdistus ja hoito”.
- Älä kannna, vedä tai käännä laitetta verkkojohdosta äläkä purista johtoa.
- Anna laitteen jäähtyä ja pehmoalustan sekä sen lisätarvikkeiden kuivua kokonaan ennen niiden varastointia. Säilytä porekylpylaite seuraavaa käyttöä varten puhtaassa ja kuivassa paikassa, mieluiten sen alkuperäispakka- uksessa.

Määräysten mukainen käyttö

Porekylpylaite on tarkoitettu ilmakehän muodostamiseen kylpyammeessa ja rentouttamaan käyttäjänsä. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön eikä se sovellu ammattikäyttöön tai lääketieteelliseen käyttöön. Jos sinulla on terveyteen liittyviä kysymyksiä, keskustele lääkärisi kanssa ennen porekyllyn käyttöä.

VAROITUS
Huomioi, että pakkausmuovit eivät joudu lasten käsiin! Ne aiheut-tavat tukehtumisvaaran!

Toimituksen sisältö

Tarkista ensin, että laite on täydellinen, ja että siinä ei ole vaurioita. Jos olet epävarma, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen puoleen.

Toimitukseen sisältyy:

- 1 laite ja verkkojohto
- 1 ilmaletku
- 1 pehmoalusta
- 1 kaukosäädin, sis. pariston CR2032
- 3 tuoksuainepidikettä ja tyyny
- 1 käyttöohje

- Käyttö**
Käyttöönotto
- Huolehdi kylpyhuoneen miellyttävästä lämpötilasta.
 - Aseta laite 1 vähintään 60 cm päähän kylpyammeesta siten, ettei siihen ulotu kylpyammeesta kä-sin. Huomioi, että alapuolella oleva ilmanotto ei peity. Alustan tulee olla kuiva ja tasainen.
 - Aseta pehmoalusta 2 kylpyammeeseen ja paina se hyvin kiinni. Pehmoalustan alapinnalla olevat imukupit pitävät paremmin, jos kostutat pehmoalustan ensin käsisiuhkulla. Maton ilmailiitääntä on jal-kaosassa.
 - Pehmoalustan 2 täytyy olla lujasti kiinni kylpyammeen pohjassa eikä se saa siirtyä.
 - Liitä letkun tasainen pää 3 pehmoalustaan 2.
 - Täytä amme kylpyvedellä. Huolehdi, että vesi on sopivan lämmintä eikä liian kuumaa.
 - Älä käytä mitään vaahtoavia kylpyaineita.

HUOMIO
Saat irrotettua pehmoalustan kylpyammeesta käytön jälkeen parhaiten siten, että työnnät kynnen varovasti imukupin reunan alle, jotta sen tyhjiö purkautuu. Vedä pehmoalusta sivuttain ammeen pohjalta repimättä sitä.

- Aromaterapia*
- Laitetta voi käyttää tuoksupidikkeellä tai ilman. Jos haluat käyttää porekylpylaitettasi aromaterapian kanssa, laita pisara aromaattista öljyä 4 tyynylle, aseta tämä tuoksuainepidikkeeseen 5 ja sulje se. Älä ylitäytä tyynyä. Liian runsas aromaesenssi voi vahingoittaa tuoksuainepidikettä.
 - Työnnä suljettu tuoksuainepidike 6 siihen tarkoitettuun ohjaimeen letkun avoimessa päässä 6.
 - Työnnä letkun pää asetetun tuoksuainepidikkeen kanssa laitteen liittäntään 7.
 - Liitä verkkopistoke 8 pistorasiaan.

Laitteen käyttö
Porekylpylaitetta voidaan säätää suoraan laitteesta 9 tai kaukosäätimellä 1. Kaukosäätimen 1-4-5 painikkeet vastaavat laitteen painikkeita 6-8-9. Jokainen aktivoitu toiminto näytetään vastaa-valla LED-valolla kunkin painikkeen viressä. Kun käytät kaukosäädintä, palaa punainen LED-merk-kivalo 2 kaukosäätimessä.

- Säätö laitteella***Poreiden voimakkuus*
- Paina kerran power-painiketta 10. Laite kytkettyy päälle ja alkaa toimia heti alimmalla teholla (low). Low-LED palaa vihreänä.
 - Paina toisen kerran power-painiketta 10. Nyt medium-LED palaa vihreänä. Laite toimii nyt keskimmaisella teholla (medium).
 - Paina power-painiketta 10 kolmannen kerran. Nyt hi-LED palaa vihreänä. Laite toimii nyt suurimmalla teholla (hi).
 - Paina power-painiketta 10 neljännen kerran. Ohjelma-LED palaa vihreänä. Laite toimii nyt automaattisella jaksottaisel-la hierontaohjelmalla (program). Tässä laite toimii vuorotellen kolmella eri voimakkuudella (low - medium - hi) ja alkaa taas uudestaan alusta.
 - Painamalla uudestaan power-painiketta 10 laite kytkettyy pois päältä.

-> *Esiasetettu käyttöaika*
Ajastinpainikkeella 11 voit valita kolme käyttöaikaa: 30, 20 tai 10 minuuttia. Yli 30 minuutin jatkuvaa käyttöä ei suositella (katso turvaohjeet). Pidä vähintään 30 minuutin tauko ennen laitteen kytkemistä uudelleen päälle.

- Paina kerran ajastinpainiketta 11. 10 minuutin käyttöaika on valittu. 10-LED palaa hitaasti keltaisena vilkkuen.
- Paina ajastinpainiketta 11 toisen kerran. 20 minuutin käyttöaika on valittu. 20-LED palaa hitaasti keltaisena vilkkuen.
- Paina ajastinpainiketta 11 kolmannen kerran. 30 minuutin käyttöaika on valittu. 30-LED palaa hitaasti keltaisena vilkkuen.
- Esiasetetun käyttöajan jälkeen laite kytkettyy automaattisesti pois päältä. Jos kestoa ei aseteta, laite kytkettyy 10 minuutin kuluttua pois päältä.

-> *Lämmitystoiminnon kytkeminen*
OHJE: Lämmitystoimintoa ei ole tarkoitettu veden lämpötilan nostamiseen tai kylmän kylvyn lämmittämiseen. Poreista muodostuvaa ilmaa lämmittämällä estetään kylpyveden nopea jäähtyminen käyttöajan aikana.

Paina painiketta 12, jos haluat käyttää lämmitystoimintoa. Sen viressä oleva LED palaa punaisena. Kun painat paini- ketta 12 uudelleen, lämpötoiminto kytkettyy pois päältä ja LED sammuu.

- Säätö kaukosäätimellä**
- Jos haluat käyttää infrapunakaukosäädintä1, nouse ensin varovaisesti ammeeseen ja kytke laite sitten päälle painamalla kaukosäätimen power-painiketta1.
 - Älä upota kaukosäädintä veteen.

- Kaukosäätimen takapuolelle on kiinnitetty imukuppi 7. Kun kostutat sitä hieman, voit kiinnittää kaukosäätimen miel-lyttävälle etäisyydelle kylpyhuoneen seinään tai pesusienellä. Mikäli tarpeen, käytä puhdistuksessa mietoa pesuainetta tai saippuavettä. • Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai kovia harjoja. • Poistat ylimääräisen veden parhaiten kääntä-mällä alustan ylösalaisin, levittämällä sen tyhjään kylpyammeeseen ja käynnistämällä laitteen hetkeksi niin, että ylimääräinen vesi poistuu ilman vaikutuksesta. • Desinifoi alusta säännöllisin väliajoin bakteereiden välttämiseksi. Päivittäisessä käytössä suosittelemme kerran viikossa tapahtuvaa desinfiointia, etenkin jos useampi henkilö käyttää porekylpyä. Käytä kotitalous-käyttöön tarkoitettua desinfiointiainetta ja noudata valmistajan käyttöohjeita. • Suorista kaapeli, mikäli se on kiertynyt. • Laite on hyvä säilyttää sen alkuperäisessä myyntipakkauksessa ja varastoida puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Puhdistus ja hoito
Irrota verkkopistoke ennen laitteen puhdistamista!

- Laite ja kaukosäädin ovat huoltovapaita. Ne tulee kuitenkin aikaa ajoin puhdistaa pehmeällä, kostutetulla liinalla. • Puhdista pehmoalusta jokaisen käytön jälkeen käsisiuhkulla tai pesusienellä. Mikäli tarpeen, käytä puhdistuksessa mietoa pesuainetta tai saippuavettä. • Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai kovia harjoja. • Poistat ylimääräisen veden parhaiten kääntä-mällä alustan ylösalaisin, levittämällä sen tyhjään kylpyammeeseen ja käynnistämällä laitteen hetkeksi niin, että ylimääräinen vesi poistuu ilman vaikutuksesta. • Desinifoi alusta säännöllisin väliajoin bakteereiden välttämiseksi. Päivittäisessä käytössä suosittelemme kerran viikossa tapahtuvaa desinfiointia, etenkin jos useampi henkilö käyttää porekylpyä. Käytä kotitalous-käyttöön tarkoitettua desinfiointiainetta ja noudata valmistajan käyttöohjeita. • Suorista kaapeli, mikäli se on kiertynyt. • Laite on hyvä säilyttää sen alkuperäisessä myyntipakkauksessa ja varastoida puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Hävittäminen

 Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jokainen käyttäjä on velvollinen toimittamaan kaikki sähkö- tai elektroniset laitteet, sisällyttäpä ne haitallisia aineita tai ei, kotipaikkansa keruupis- teeseen tai myymälään, jotta ne voidaan hävittää ympäristöystävällisesti. Poista paristot ennen lait- teen hävittämistä. Älä laita käytettyjä paristoja kotitalousjätteen joukkoon, vaan vie ne myymälöiden keräyspisteisiin. Ota hävittämiseen liittyen yhteyttä kotikuntasi viranomaisiin tai jälleenmyyjään.



Tekniset tiedot		
Nimi ja malli:	medisana Porekylpylaite BBS	
Virransyöttö:	220-240 V~ 50 Hz	
Kaukosäädin:	3V CR2032 litiumparisto	
Tehonkulutus:	n. 570 W	
Käyttöaika:	Maks. 30 min.	Varaosat:
Käyttötauko:	Min. 30 min.	<i>Tuotenumero / Kuvaus</i>
Automaattinen poiskytkentä:	n. 30 minuutin jälkeen	88383 Pehmoalusta (n. 36 x 120 cm)
Verkkojohdon pituus:	n. 2,2 m	88384 Kaukosäädin, sis. paristot
Tuotenumero:	88389	30666 Ilmaletku (n. 2,4 m)
EAN-numero:	40 15588 88389 7	30669 Tuoksuainepidike ja 3 tyynyä



Pidätämme oikeuden teknisiin ja muotoon liittyviin muutoksiin jatkuvan tuotekehityksen puitteissa.


Käyttöohjeen ajantasainen versio on saatavilla sivustolla www.medisana.com

- Takuu- ja korjausehdot**
Ota takuutapauksissa yhteyttä erikoisliikkeeseen tai suoraan huoltopisteeseen. Jos laite on lähetettävä huoltoon, ilmoita vika ja liitä mukaan ostokuitin kopio.
- Tällöin sovelletaan seuraavia takuehtoja:
- Myönnämme **medisana**-tuotteille kolmen vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Ostopäivä on todistettava takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
 - Materiaali- tai valmistusvioista aiheutuvat puutteet korjataan takuuajan sisällä maksutta.
 - Takuusuoritus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteen eikä siihen vaihdettujen osien osalta.
 - Takuu ei kata:
 - Sellaisia vaurioita, jotka ovat syntyneet epäasiallisen käytön, kuten esim. käyttöohjeen huomioimatta jättämisen seurauksena.
 - Vaurioita, jotka ovat syntyneet ostajan tai kolmannen osapuolen tekemän korjauksen tai kajoamiseen seurauksena.
 - Kuljetusvaurioita, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai lähetettäessä huoltopisteeseen.
 - Lisävarusteita, jotka kuluvat normaalisti.
 - Vastuu suorista ja välillisistä vahingoista, jotka syntyvät laitteen vuoksi, suljetaan pois myös silloin, kun laitteen vaurio todetaan takuuseen sisältyväksi.

 **medisana GmbH**, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, GERMANY

medisana®

NO BRUKSANVISNING Luftboblebadet BBS



- ➊ Fjernkontroll (framsiden)
- ➋ Kontroll-lysdiode
- ➌ Oppvarmings-tast
- ➍ Strømtast til bobleintensitet
- ➎ Tidsur-tast
- ➏ Fjernkontroll (bakside)
- ➐ Sugekopp
- ➑ Batterirom
- ➒ Kontrollpanel
- ➓ Strømtast til bobleintensitet
- ➑ Infrarød-sensor for fjernkontroll
- ➒ Tidsur-tast
- ➓ Oppvarmings-tast
- ➑ Enhet
- ➒ Bærehåndtak
- ➓ Strømledning med støpsel
- ➑ Slangeende med føring med innsats for duftstoffbærer (tilkobling til aggregat)
- ➒ Duftstoffbærer (innsetting i slangeenden)
- ➓ Duftstoffbærer lukket (med puten satt inn)
- ➑ Duftstoffbærer (åpnet med pute)
- ➒ Duftolje til aromaterapi (ikke inkludert)
- ➓ Mykmatte med sugekopper på undersiden
- ➑ Slangeende uten føring (tilkobling til mykmatte)
- ➒ Luftslange

Tegnforklaring



VIKTIG

Hvis disse henvisningene ikke overholdes, kan det føre til alvorlige skader på apparatet.



ADVARSEL

Disse advarslene må overholdes for å unngå skader på brukeren.



FORSIKTIG

Disse henvisningene må overholdes for å unngå mulige skader på apparatet.



MERKNAD

Disse henvisningene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.

IP44

Angivelse av beskyttelsesgrad mot fremmedlegemer og vann



Bruk enheten kun i lukkede rom!



Ikke bruk enheten over vannfylte beholdere av noe slag!



Beskyttelsesklasse II

LOT LOT-nummer



Produsent

88389 11/2019 Ver. 1.0

NO Sikkerhetsanvisninger



Les nøye gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, før du bruker apparatet og oppbevar bruksanvisningen for bruk ved senere anledninger. Hvis du gir apparatet videre til tredjepart, må bruksanvisningen følge med.



Strømforsyning

- Før du kobler enheten til strømforsyningen, må du være nøye med at det er koblet ut og at den elektriske spenningen som er angitt på typeskiltet stemmer overens med den som er angitt på stikkkontakten.
- Bruk en stikkontakt som hele tiden er lett tilgjengelig når du kobler til enheten.
- Luftbobleenheten skal forsynes med strøm fra en jordfeilvernsinnretning (RCD) med en nominell jordfeil på opptil 30 mA.
- Forsikre deg om at grunnenheten ikke kan falle ned i badekaret og ikke kan nås fra badekaret.

- Hold strømkabelen og apparatet unna hete, varme overflater, fuktighet og væske. Trekk aldri ut støpslet med våte hender eller når du står i vann.
- Hvis tilkoblingskabelen til denne enheten blir skadet, må du få den skiftet ut gjennom produsenten eller dennes kundeservice, evt. en liknende kvalifisert person, for å unngå farer.
- Spenningsbærende deler av enheten må være plassert på en trygg måte, slik at de ikke kan falle ned i badekaret og er ikke tilgjengelige for folk i badekaret.
- Grip ikke etter et apparat som har falt i vannet.
- Ta ut støpslet med en gang.
- Trekk alltid ut strømledningen umiddelbart etter bruk fra stikkkontakten. For å koble apparatet fra strømforsyningen, skal du aldri dra i kablen, men trekke ut støpselet.

For personer med spesielle behov

- La aldri apparatet være uten tilsyn når det er koblet til strømmettet.
- Bruk ikke dette apparatet som støtte til eller erstatning for medisinsk behandling. Kronliske lidelser og symptomer kan forverres.
- Ikke bruk enheten hvis du har følsom hud eller problemer med hjerte/blodmløp, har flebitt, trombose eller høyt blodtrykk.
- For gravide gjelder personlige belastningsgrenser.
- Ved uforklarlige smerter må du ikke bruke enheten før du har rådført deg med en lege.
- Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller med manglende erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i trygg bruk av produktet og forstår farene forbundet med bruken.
- Barn får ikke leke med apparatet.

Drift av apparatet

- Apparatet skal bare brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Kontroller enheten, mykmatten og strømledningen nøye for skade før hver gangs bruk. En defekt enhet får ikke tas i bruk. For å unngå farlige situasjoner, send apparatet til et servicested for reparasjon.
- Ikke bruk apparatet hvis det, kabelen eller støpslet er skadet, ikke fungerer feilfritt, eller hvis det har falt ned eller i vannet.
- Forsikre deg alltid om at støpslet er trukket ut før du setter inn eller tar ut deler av enheten.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen av åpningene i enheten eller luftslangen.
- Bruk luftboblebadet bare i lukkede rom!
- Ikke bruk enheten over vannfylte beholdere av noe slag!

Sikkerhetsinformasjon for batteriet

- Ikke ta batterier fra hverandre!
- Fjern tomme batterier umiddelbart fra apparatet.
- Økt fare for lekkasje. Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner! Ved kontakt med batterisyre skal de berørte områdene umiddelbart skylles med store mengder rent vann. Ta omgående kontakt med lege.
- Oppsøk lege umiddelbart hvis et batteri svelges.
- Legg i batteriene riktig. Vær oppmerksom på polariteten!
- Ta batteriene ut av apparatet hvis det ikke skal brukes over lengre tid.
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn!
- Ikke lad opp batteriene på nytt! Det er fare for eksplosjon!
- Unngå kortslutning! Det er fare for eksplosjon!
- Må ikke kastes inn i åpen ild! Det er fare for eksplosjon!
- Ikke kast brukte batterier og oppladbare batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en oppsamlingstasjon for batterier i faghandelen.

- Luftbobleapparatet må plasseres utilgjengelig for personer på badet.
- Kontinuerlig drift i mer enn 30 minutter anbefales ikke. Lengre drift vil kunne føre til at enheten overopphetes.
- Ikke plasser og/eller bruk enheten ved siden av en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.
- Unngå å berøre enheten, spesielt mykmatten, med spisse eller skarpe gjenstander, og sett ikke inn noen nåler.
- Ikke bruk enheten med tilstoppede åpninger.
- Ikke still deg opp på enheten.
- Ikke bruk enheten når du er trøtt. Ikke sovne under bruk av enheten.

for vedlikehold og rengjøring

- Du skal selv bare utføre rengjøring av apparatet.
- I tilfelle defekter, må du ikke reparere enheten selv. Dermed ugyldiggjøres ikke bare alle garantikrav, men det kan oppstå alvorlige farer (brann, elektrisk støt, personskaade). La reparasjoner bare utføres av et autorisert servicesenter.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Før du rengjør enheten, må du slå den av og trekk alltid ut støpslet. Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker.
- Følg kapitlet “Rengjøring og stell”.
- Bær, dra eller roter aldri apparatet ved hjelp av strømkabelen og ikke klemp på kabelen.
- La enheten først avkjøles og bruk mykmatten med helt tørre tilbehørsdeler før du setter alt bort til oppbevaring. Oppbevar luftboblebadet til neste gangs bruk på et rent og tørt sted, ideelt sett i originalemballasjen.

Tiltenkt bruk

Luftboblebadet brukes til å utøve en avslappende effekt på brukeren i et badekar ved å generere luftboblér. Enheten er kun beregnet på hjemmebruk og er ikke ment til bruk i næringsvirksomhet eller på det medisinske feltet! Skulle du ha betenkeligheter fra et helsemessig synspunkt, så snakk med legen din før du bruker boblebadet!



ADVARSEL

Pass på at ikke barn får tak i forpakkingsmaterialet! Det er fare for kvelning!

Leveransens innhold

Kontroller først om apparatet er fullstendig og at det ikke har noen form for skader. Er du usikker, skal du ikke ta apparatet i bruk. Kontakt forhandleren eller brukerservice.

Leveransen omfatter:

- 1 enhet med strømledning
- 1 luftslange
- 1 mykmatte
- 1 fjernkontroll, inkl. batteri av type CR2032
- 3 duftstoffbærer med puter
- 1 bruksanvisning

Betjening

Idriftsetting

- Sørg for en behagelig romtemperatur på badet.
- Passer enheten ➊ i en avstand på min. 60 cm fra badekaret, slik at det ikke lenger er tilgjengelig derfra. Pass på at luftinntaket på undersiden ikke er dekket til. Gulvet må være tørt og plant.
- Plasser mykmatten ➋ i karet og trykk godt på den. Sugekoppene på undersiden av mykmatten fester seg bedre hvis du på forhånd fukter mykmatten med håndduşjen. Mattens lufttilkobling er ved fotenden.
- Mykmatten ➌ må sitte godt på bunnen av badekaret og må ikke skli.
- Koble den glatte slangenden ➍ sammen med mykmatten ➌.
- Fyll på med badevann. Vær nøye med at vanntemperaturen er behagelig, ikke for høy.
- Ikke bruk skummende tilsetningsmidler til badevann.

OBS

Etter bruk er det best å fjerne mykmatten fra badekaret ved å forsiktig plassere neglen under sugekoppene for å frigjøre vakuemet. Trekk mykmatten til siden fra bunnen av badekaret uten å rive.

Aromaterapi

- Enheten kan brukes med eller uten innsatt duftstoffbærer. Hvis du vil bruke boblebadet sammen med aromaterapi, drypper du nå en dråpe aromaolje ➋ på en pute, legg den i en duftstoffbærer ➌ og lukk den. Ikke overfyll puten. For mye aromaessens kan angripe duftstoffbærerens overflate.
- Skyv den lukkede duftstoffbæreren i ➍ inn i den angitte innsatsen på den åpne enden av slangen ➌.
- Sett slangeenden med duftstoffbæreren inn i tilkoblingen på enheten ➑.
- Sett støpselet inn ➒ i stikkkontakten.

Beljen enheten

Boblebadet kan stilles inn enten direkte på kontrollpanelet på enheten ➑ eller via fjernkontrollen ➒. Tastene på fjernkontrollen ➓➑➓ tilsvarer tastene på kontrollpanelet til enheten ➓➑➓. Enhver aktiverte funksjon indikeres på kontrollpanelet med en tilsvarende lysdiode til venstre for hver tast. Hvis du trykker på fjernkontrollen, lyser den røde kontrollysdiodelampen ➑ på fjernkontrollen.

Å stille inn enheten -> Bobleintensitet

- Trykk én gang på strømtasten ➑. Enheten slås på og fungerer umiddelbart på laveste effektnivå (Low). Low-lysdiodelampen lyser grønt.
- Trykk enda en gang på strømtasten ➑. Nå lyser Medium-lysdiodelampen grønt. Enheten er nå i drift på mellom-effektnivå (Medium).
- Trykk på på strømtasten ➑ for tredje gang. Nå lyser Hi-lysdiodelampen grønt. Enheten er nå i drift på høyeste effektnivå (Hi).
- Trykk på på strømtasten ➑ for fjerde gang. Program-lysdiodelampen lyser grønt. Enheten er nå i drift i automatisk intervallmassasje-program (Program). Enheten går nå gjennom de tre forskjellige intensitetsnivåene etter hverandre (Low - Medium - Hi), og så igjen fra begynnelsen og så videre.
- Neste gang du trykker på av/på-knappen ➑, slås enheten av igjen.

-> Forhåndsinnstilt driftstid

- Ved hjelp av tidsurtasten ➒ kan du velge tre ulike tider for brukens varighet: 30, 20 eller 10 minutter. Kontinuerlig drift i mer enn 30 minutter anbefales ikke (se sikkerhetsanvisninger). Legg inn en pause på minst 30 min. før du slår på enheten igjen.
- Trykk én gang på tidsurtasten ➒. Som tid for brukens varighet har du nå valgt 10 minutter. 10-lysdiodelampene blinker sakte gult.
- Trykk på tidsurtasten ➒ en gang til. Som tid for brukens varighet har du nå valgt 20 minutter. 20-lysdiodelampene blinker sakte gult.
- Trykk på tidsurtasten ➒ en tredje gang. Som tid for brukens varighet har du nå valgt 30 minutter. 30-lysdiodelampene blinker sakte gult.

Når den forhåndsinnstilte driftstiden er utløpt, slås enheten av automatisk. Hvis ingen varighet er angitt, slås enheten av etter 10 minutter.

-> Tilleggsinnkobling av oppvarmings-funksjonen

MERKNAD: Oppvarmings-funksjonen er ikke beregnet på å holde vanntemperaturen eller å varme opp kaldt badevann. Ved å varme opp luften som boblene dannes av, forhindres en altfor rask avkjøling av badevannet under driftsperioden.

Ønsker du å benytte oppvarmings-funksjonen, trykker du på tasten ➑. Lysdioden ved siden av lyser rødt. Ved å igjen trykke på tasten ➑ kobler du ut oppvarmings-funksjonen igjen, og lysdioden slukkes.

Å stille inn med fjernkontrollen

- Hvis du vil bruke infrarød-betjeningen ➑, så gå først opp i badekaret og slå deretter på enheten ved å trykke på strømknappen ➑ på fjernkontrollen.
- Ikke dypp fjernkontrollen ned i vann.
- Det er plassert en sugekopp på baksiden av ➑ fjernkontrollen. Hvis du fukter den litt, kan du feste den i en komfortabel avstand til veggen på badet eller til kanten av badekaret.
- Fjernkontrollen ➑ fungerer bare hvis den rettes mot den infrarøde sensoren ➑ på kontrollpanelet ➑ på enheten. Hvis du trykker på fjernkontrollen, lyser den røde kontrollysdiodelampen ➑ på fjernkontrollen.
- De samme innstillingene kan gjøres ved hjelp av fjernkontrollen som allerede beskrevet på enheten.

Batteriskifte

Hvis batteriet er for svakt, vil ikke den røde lysdioden ➑ fungere når du trykker på fjernkontrollen. Fjernkontrollen får strøm fra et 3 V CR2032 litium-batteri. Dette er plassert i batterirommet ➑ på baksiden. For å skifte batteri, åpner du dekslet til batterirommet ved hjelp av en passende mynt. Fjern det brukte batteriet, og bytt det ut med et nytt 3 V CR2032 litiumbatteri. Forsikre deg om at det er satt riktig inn, med plusspolen pekende oppover. Bruk mynten til å lukke batterirommet ➑ igjen.

Rengjøring og vedlikehold

Før du rengjør enheten, må du trekke ut støpslet!

- Enheten og fjernkontrollen er vedlikeholdsfrie. Fra tid til annen bør de rengjøres med en myk, fuktig klut.
- Rengjør mykmaten med håndduşjen eller en svamp etter hver bruk. Bruk om nødvendig et mildt husholdningsvaskemiddel eller såpevann.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler eller sterke børster.
- Gjenværende vann fjernes best ved å snu maten, plassere det flatt i det tomme badekaret og trykke kort på apparatet slik at det gjenværende vannet kan tvinges ut gjennom luften.
- Desinfiser maten med jevne mellomom for å holde den fri for bakterier. Til daglig bruk anbefales en ukentlig desinfeksjon, spesielt hvis boblebadet brukes av forskjellige personer. Bruk desinfeksjonsmidler det er vanlig å benytte i husholdningen og følg produsentens anvisninger.
- Løse kabelen hvis den er vridd.
- Det er best å oppbevare enheten i originalemballasjen som du fikk på kjøpstidspunktet og oppbevare den på et rent og tørt sted.

Avfallshåndtering



Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er selv forpliktet til å levere alle elektriske og elektroniske apparater ved et lokalt mottakssted for slikt avfall, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta ut batteriet før du avhender apparatet. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en oppsamlingstasjon for batterier i faghandelen. Ta kontakt med kommunen eller forhandleren hvis du har spørsmål om avhending.

Tekniske data

Navn og modell: **medisana luftboblebad BBS**
 Strømforsyning: 220-240 V~ 50 Hz
 Fjernkontroll: 3V CR2032 litium-batteri
 Effektopptak: ca. 570 W
 Driftstid: maks. 30 min.
 Driftspause: Min. 30 min.
 Automatisk utkobling: etter ca. 30 minutter
 Kabellengde: ca. 2,2 m
 Artikkelnnummer: 88389
 EAN-nummer: 40 15588 88389 7

Reservedeler:

Artikkelnr./betegnelse

88383	Mykmatte (ca. 36 x 120 cm)
88384	Fjernkontroll, inkl. batteri
30666	Luftslange (ca. 2,4 m)
30669	Duftstoffbærer med tre puter

Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og utseendemessige endringer for å forbedre produktet.

Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på www.medisana.com

Betingelser for garantier og reparasjoner

For garantihenvendelser kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med brukerservice. Hvis du må sende inn apparatet, må du notere hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen.

Følgende garantibetingelser gjelder:


1. Alle **medisana**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.
2. Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.
3. Ved fellesgaranti trer forlengelse av garantitiden ikke inn, verken for apparatet eller for utskiftbare deler.
4. Følgende er utelukket fra garantien:
 - a. alle skader som har oppstått som følge av ikke forskriftsmessig behandling, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke er fulgt.
 - b. skader som oppstår som følge av istandsetting eller justering av kjøperen eller ikke godkjent tredjepart.
 - c. Transportskader som har oppstått på veg fra produsent til forbruker eller ved innsending til brukerservice.
 - d. Reservedeler som har normal slitasje.
5. Ansvar for indirekte eller direkte følgeskader, som har blitt forårsaket av apparatet, er utelukket selv om skaden på apparatet regnes som et garantitilfellet.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, TYSKLAND



medisana®



- 1 Fjernbetjening (forside)
- 2 Kontrol-LED
- 3 Varmeknap
- 4 Power-knap til bobleeffektens intensitet
- 5 Timer-knap
- 6 Fjernbetjening (bagside)
- 7 Sugekop
- 8 Batterium
- 9 Display
- 10 Power-knap til indstilling af boble-intensiteten
- 11 Infrarød-sensor til fjernbetjening
- 12 Timer-knap
- 13 Varme-knap
- 14 Apparat
- 15 Bærehåndtag
- 16 Strømkabel med stik
- 17 Slangeende med holder til duftstof-element (tilslutning til apparat)
- 18 Duftstof-element (indføres i enden af slangen)
- 19 Duftstof-element (lukket, med anbragt duftpude)
- 20 Duftstof-element (åbent med duftpude)
- 21 Duftolie til aromaterapi (medfølger ikke)
- 22 Soft-måtte med sugekopper på undersiden.
- 23 Slangeende uden holder (tilslutning til soft-måtte)
- 24 Luftslange

Tegnforklaring

VIGTIGT

Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.

ADVARSEL

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre at brugeren kommer til skade.

BEMÆRK

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulige skader på apparatet.

BEMÆRK:

Disse henvisninger indeholder praktiske til-lægsoplysninger om installation eller drift.

IP44 Angivelse af beskyttelsestype overfor Fremmedlegemer og vand

Anvend kun massageenheden i lukkede rum!


Anvend aldrig apparatet over vandfyldte behol-dere af nogen art!

Beskyttelsesklasse II

LOT	LOT-nummer
	Producent
88389 11/2019	Ver. 1.0

DK Sikkerhedsanvisninger

 **Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden ap-paratet tages i brug, det gælder især sikkerhedsanvis-ningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Hvis du videregiver apparatet til tredjepart, skal brugsanvis-ningen altid medfølge.**



Strømforsyning

- Inden du slutter apparatet til strømforsyningen bedes du sikre dig, at apparatet er slukket og at den angivne elektriske spænding på typeskiltet stemmer overens med din stikkdåses output.
- Brug altid en stikkåse med uhindret adgang.
- Luftboble-apparatet skal forsynes via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en mærkeudløsningsstrøm på højst 30 mA.
- Sørg for, at den elektriske del af apparatet ikke kan falde ned i badekarret og heller ikke kan nås fra badekarret.
- Hold strømkablet og apparatet væk fra varme og varme overflader. Hold apparatet væk fra fugt og væsker. Tag aldrig fat i stikket med våde hænder, eller hvis du står med fødderne i vandet.
- Hvis ledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes gennem producenten eller dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikationer, dette for at undgå farlige situationer.
- Apparatets spændingsførende dele skal anbringes på en måde, så de hverken kan falde ned i badekarret og eller nås fra personerne i badekarret.
- Tag aldrig fat i et apparat, der er faldet i vandet. Træk straks stikket ud af kontakten.
- Træk altid straks stikket ud af stikkdåsen efter brug. Træk aldrig i strømkablet for at koble apparatet fra strømmen.

særlige personer

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tilsluttet strømmen.
- Anvend ikke dette apparat til at understøtte eller erstatte medicinsk brug. Brugen kan i visse tilfælde forværre kroniske lidelser og symptomer.
- Brug ikke apparatet, hvis du har følsom hud eller lider af hjerte-/kredsløbsproblemer, venebetændelse, trombose eller forhøjet blodtryk.
- For gravide gælder individuelle belastningsgrænser.
- Ved uforklarlige smerter må du ikke anvende apparatet før du har opsøgt en læge.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de hermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.

brug af apparatet

- Brug kun apparatet i henhold til den formålsbestemte anvendelse Brugsanvisning. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Tjek omhyggeligt apparatet, soft-måtten og strømkablet for skader før hver brug. Et defekt apparat må ikke tages i drift. Apparatet skal sendes til reparation hos servicestedet for at undgå farlige situationer. Brug ikke apparatet, hvis apparatet selv, strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer fejlfrit, hvis det er faldet ned eller faldet i vandet.
- Tjek altid er stikket er trukket ud, inden du tager apparatdele ud eller sætter dem på plads i apparatet.
- Brug aldrig tilbehør som ikke er anbefalet af producenten.
- Stik aldrig fremmede genstande ind i apparatets åbninger eller luftslangen.
- Anvend kun luftboblebadet i lukkede rum!
- Anvend aldrig apparatet over vandfyldte beholdere af nogen art!

Sikkerhedsanvisninger vedrørende batterier

- Skil ikke batterierne ad!
- Tag straks flade batterier ud af apparatet!
- Øget risiko for lækage, undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! Ved kontakt med batterisyre skal du straks skylle de berørte steder med rigeligt rent vand og omgående søge lægehjælp!
- Hvis et batteri bliver slugt, skal der straks søges lægehjælp!
- Isæt batterierne korrekt, vær opmærksom på at vende polerne rigtigt!
- Tag batterierne ud, hvis apparatet ikke skal anvendes i længere tid!
- Opbevar batterier utilgængeligt for børn!
- Batterier må ikke genoplades! Eksplosionsfare!
- Må ikke kortsluttes! Eksplosionsfare!
- Må ikke brændes! Eksplosionsfare!
- Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssor-teringsens battericontainer eller i en batterispand hos forhandleren!

- Luftboble-apparatet skal anbringes uden for de badende personers rækkevidde.
- Kontinuerlig drift i mere end 30 minutter anbefales ikke. Længere drift kan medføre overophedning af apparatet.
- Anbring og/eller brug ikke apparatet direkte ved siden af en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.
- Undgå kontakt med apparatet med spidse eller skarpe genstande, dette gælder især soft-måtten. Stik aldrig nåle ind i apparatet.
- Anvend ikke apparatet med forstoppede huller.
- Træd aldrig op på apparatet.
- Anvend ikke apparatet når du er træt. Fald ikke i søvn under brugen.

vedligeholdelse og rengøring

- De eneste vedligeholdelsesopgaver du må udføre på apparatet er rengøring og pleje. Ved driftsfejl må du ikke selv reparere apparatet. I så fald bortfalder hele garantidækningen, ligesom der er risiko for alvorlige ulyk-ker (brand, elektrisk stød, personskade). Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Inden du rengør apparatet, skal du altid trække stikket ud. Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker.
- Se kapitler "Rengøring og pleje".
- Bær, træk eller drej aldrig apparatet ved at hive i strømkablet og klem ikke strømkablet sammen.
- Pak først delene væk, når apparatet er kølet af og soft-måtten inklusive alle tilbehørsdele er blevet helt tørre. Opbevar luftboblebadet på et rent og tørt sted til næste brug, om muligt i den originale emballage.

Formålsbestemt brug

Luftboblebadet er designet til at skabe en afslappende wellnessoplevelse i bade-karret ved hjælp af behagelige luftboblser. Apparatet er kun tiltænkt brug i hjemmet og er ikke beregnet til kommercielt brug eller anvendelse inden for det medicinske område! Hvis du har spørgsmål til dit helbred i forbindelse med brug af boblebadet, bedes du konsultere din læge inden brug!

 **ADVARSEL**
Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde! Risiko for kvæl-ning!

Leveringsomfang

Start med at kontrollere at apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte forhandleren eller kundeservice.

Leveringen omfatter:

- 1 apparat med strømkabel
- 1 luftslange
- 1 soft-måtte
- 1 fjernbetjening inkl. 1 batteri af typen CR2032
- 3 duftstof-elementer med duftpuder
- 1 brugsanvisning

Betjening

Ibrugtagning

- Sørg for en behagelig rumtemperatur på badeværelset.
- Anbring apparatet 15 mindst 60 cm fra badekarret, så det ikke kan nås fra karret. Luftindtaget på undersiden må ikke være dækket til. Gulvet skal være tørt og plant.
- Læg soft-måtten 2 i badekarret, og tryk den godt ned i bunden. Sugekopperne på soft-måttens underside suger bedre, hvis du gør soft-måtten let våd med håndbruseren inden brug. Måttens luft-tilslutning befinder sig i fodenden.
- Soft-måtten 2 skal sidde godt fast på badekarsbunden og må ikke kunne rutsje rundt.
- Forbind slangens glatte ende 3 med Soft-måtten 2.
- Kom vand i badekarret. Sørg for at holde en behagelig vandtemperatur, der ikke er for varm.
- Anvend ingen skummende badeprodukter.

 **BEMÆRK**
Efter brug skal du tage soft-måtten ud af badekarret ved forsigtigt at køre finger-neglene ind under sugekopperne for at afbryde vakuum-effekten. Træk soft-måtten sidelæns ud af badekarret, uden at rykke i den.

Aromaterapi

- Apparatet kan anvendes med eller uden duftstof-element.
- Hvis du ønsker at anvende luftboblebadet til aromaterapi, skal du nu tilsætte en dråbe aromaolie 1 til en af duftpuderne, lægge denne ned i et duftstof-element 2 og lukke elementet. Undlad at fyldte duftpuden for meget. For meget aromaessens kan angribe duft-elementets overflade.
- Skub det lukkede duftstof-element 2 ind i den dertil anbragte holder, der befinder sig på den stadig åbne slangeende 10.
- Kom slangeenden med det monterede duftstof-element ind i tilslutningsåbningen på apparatet 1.
- Kom stikket 16 i stikkontakten.

Sådan betjenes apparatet

Luftboblebadet kan enten betjenes direkte på apparatets display 1 eller ved hjælp af fjernbetjening 1. Knapperne på fjernbetjeningen 1415 svarer til knapperne på apparatets display 1012. De aktiverede funktioner vises på displayet ved hjælp af en lysende LED til venstre for den aktiverede knap. Når fjernbetjeningen aktiveres, lyser den røde kontrol-LED 2 dermed på fjernbetjeningen.

Indstilling på apparatet -> bobleeffektens intensitet

- Tryk en enkelt gang på power-knappen 10. Apparatet tænder sig og starter straks med at køre på laveste intensitets-niveau (low). Low-LED lyser grønt.
- Tryk endnu en gang på power-knappen 10. Nu lyser LED'en Medium grønt. Apparatet kører nu på det mellemste intensitetsniveau (Medium).
- Tryk en tredje gang på power-knappen 10. Nu lyser LED'en Hi grønt. Apparatet kører nu på det højeste intensitets-niveau (Hi).
- Tryk en fjerde gang på power-knappen 10. Program-LED'en lyser grønt. Apparatet kører nu i det automatiske inter-valmassage-program (program). I den forbindelse køres de tre intensitetsniveauer nu igennem på skift (Low - Medium -Hi) og starter herefter forfra igen.
- Ved næste tryk på power-knappen 10 slukkes apparatet igen.

-> Forhåndsindstillet driftstid

- Ved hjælp af timer-knappen 12 kan du vælge mellem tre forskellige anvendelsestider: 30, 20 eller 10 minutter. Kontinu-erlig drift i mere end 30 minutter anbefales ikke (se sikkerhedsanvisningerne). Inden du starter apparatet igen, skal du lade det få en pause på mindst 30 minutter.
- Tryk en enkelt gang på timer-knappen 12. Anvendelsestiden på 10 minutter er nu valgt. 10-LED'en blinker langsomt gult.
- Tryk endnu en gang på timer-knappen 12. Anvendelsestiden på 20 minutter er nu valgt. 20-LED'en blinker langsomt gult.
- Tryk en tredje gang på timer-knappen 12. Anvendelsestiden på 30 minutter er nu valgt. 30-LED'en blinker langsomt gult.

Når den forhåndsindstillede driftstid er gået, slukkes apparatet automatisk. Hvis der ikke indstilles nogen driftstid, slukkes apparatet automatisk efter 10 minutter.

-> Aktivering af varme-funktionen

BEMÆRK: Varmefunktionen har ikke til formål at holde vandtemperaturen konstant eller at opvarme et koldt bad. Ved at opvarme luften i luftboblerne forhindres en for hurtig nedkøling af badevandet under anvendelsen. Hvis du ønsker at anvende varmfunktionen, trykker du på knappen 8. LED'en ved siden af knappen lyser rødt. Hvis du igen trykker på knappen 8 slår du varmfunktionen fra igen, og LED'en slukkes.

Indstilling med fjernbetjening

- Hvis du ønsker at anvende den infrarøde-betjening 1, skal du først stige forsigtigt op i badekarret, og herefter tænde apparatet ved at trykke på power-knappen 4 på fjernbetjeningen.
- Fjernbetjeningen tåler ikke vand.
- På bagsiden af fjernbetjeningen sidder der en sugekop 7. Hvis du fugter sugekoppen let, kan du fastgøre den til badeværelsesvæggen eller kanten på badekarret for praktisk betjening.
- Fjernbetjeningen 1 fungerer kun, hvis den rettes mod den infrarøde sensor 1 på apparatets display 1. Når fjernbetjeningen aktiveres, lyser den røde kontrol-LED 2 på fjernbetjeningen.
- Ved hjælp af fjernbetjeningen kan du foretage de helt samme indstillinger, som netop er beskrevet for apparatet ovenfor.

Batteriskift

Ved et for svagt batteri udviser det røde LED 2 ingen funktion ved forsøg på aktivering af fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen bruger et 3V CR2032-lithiumbatteri. Dette befinder sig i batterirummet 6 på bagsiden. Åbn batterirummet med en mønt i passende størrelse for at udskifte batteriet. Tag det brugte batteri ud, og udskift det med et nyt 3V CR2032-lithiumbatteri. Vær opmærksom på at vende batteriet rigtigt, dvs. med + - polen opad. Luk batterirummet 6 igen med mønten.

Rengøring og pleje

Inden du rengør apparatet, skal du trække stikket ud!

- Apparatet og fjernbetjeningen kræver ingen vedligeholdelse. Tør dem af med en blød, fugtig klud fra tid til anden.
- Soft-måt-ten skal rengøres efter brug med håndbruseren eller en svamp. Om nødvendigt kan du tage et mildt rengøringsmiddel eller sæbevand til hjælp.
- Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler eller skarpe børster.
- Overskydende vand fjerner du bedst ved at vende måtten om, lægge den fladt ned i det tomme badekar og lænde kort for apparatet. Derved trykker lufffunktionen det overskydende vand ud af måtten.
- Sørg for at desinficere måtten med regelmæssige mellemrum og derved holde den fri for bakterier. Ved daglig anvendelse anbefales det at desinficere måtten en gang om ugen, især hvis boblebadet benyttes af flere forskellige personer. Anvend i den forbindelse normale desinficeringsmidler, og vær opmærksom på producentens instruktioner.
- Snoede kabler skal altid rettes ud.
- Opbevar om muligt apparatet i den originale emballage, og under alle omstændigheder på et rent og tørt sted.

Bortskaffelse

 Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Enhver forbruger er forpligtet til at aflevere samtlige elektriske og elektroniske apparater til miljørigtig bortskaffelse eller genanven-delse, uanset om de indeholder skadestoffer eller ej. Udtjente apparater afleveres på den kommunale genbrugsstation eller hos den forhandler, hvor produktet i sin tid blev købt. Tag batterierne ud inden du kasserer apparatet. Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men i specialaffald eller i en batterispand hos forhandleren. Henvend dig til din kommune eller din forhandler ved spørgsmål til bortskaffelsen.

Tekniske data		
Navn og model:	medisana luftboblebad BBS	Reserve dele:
Strømforsyning:	220-240 V~ 50 Hz	<i>Varenr. / betegnelse</i>
Fjernbetjening:	3 V CR2032-lithiumbatteri	88383 Soft-måtte (ca. 36 x 120 cm)
Strømforbrug:	ca. 570 W	88384 Fjernbetjening inkl. batteri
Driftstid:	maks. 30 min.	30666 Luftslange (ca. 2,4 m)
Driftspause:	min. 30 min.	30669 Duftstof-elementer med 3 duftpuder
Automatisk slukning:	efter ca. 30 minutter	
Strømkablets længde:	ca. 2,2 m	
Varenummer:	88389	
EAN-nummer:	40 15588 88389 7	

Af hensyn til løbende produktforbedringer forbeholder vi os retten til tek-niske og designmæssige ændringer.
Den seneste udgave af denne brugsanvisning finder du på www.medisana.com

Garanti- og reparationsbetingelser

Henvend dig til din fagforhandler eller vores kundeservice i tilfælde af reklamation. Hvis du bliver bedt om at indsende apparatet, skal du beskrive defekten og vedlægge en kopi af købskvitteringen.



Følgende garantibetingelser er gældende:

- På **medisana** produkterne er der 3 års garanti fra købsdato. I tilfælde af reklamation skal købsdatoen dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen eller regningen.
- Mangler som følge af materiale- eller produktionsfejl afhjælpes gratis inden for garantiperioden.
- En garantiydelse medfører ikke en forlængelse af garantiperioden, hverken for apparatet eller for udskiftede dele.
- Garantien omfatter ikke:
 - alle skader som følge af forkert behandling, f.eks. ved manglende overholdelse af brugsanvisningen.
 - skader, som skyldes istandsættelse af apparatet eller andre indgreb foretaget af kunden eller uautoriseret tredjepart.
 - Transportskader der er opstået på vejen fra fabrikanten til forbrugeren, eller ved afsendelse til kundeservice.
 - reserve dele, der er underlagt normal slitage.
- Vi påtager os ligeledes intet ansvar for indirekte eller direkte følgeskader forårsaget af apparatet, også selvom selve skaden på apparatet anerkendes som et garantitilfælde.

 medisana GmbH , Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, TYSKLAND
--

medisana[®]

PL **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA** Urządzenie do kąpieli z hydromasażem BBS



- 1 Pilot zdalnej obsługi (przód)
- 2 Dioda LED kontrolna
- 3 Przycisk podgrzewania
- 4 Przycisk zasilania intensywności hydromasażu
- 5 Przycisk timera
- 6 Pilot zdalnego sterowania (tył)
- 7 Przysawka
- 8 Komora baterii
- 9 Panel obsługowy
- 10 Przycisk zasilania intensywności hydromasażu
- 11 Czujnik podczerwieni pilota obsługi zdalnej
- 12 Przycisk timera
- 13 Przycisk podgrzewania
- 14 Urządzenie
- 15 Uchwyt do przenoszenia
- 16 Kabel sieciowy z wtykiem
- 17 Koniec węża z przewodnicą (podłączanie do miękkiej maty)
- 18 Wężyk doprowadzający powietrze

Objaśnienie symboli



WAŻNE

Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać zawartych w instrukcji ostrzeżeń, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkowników urządzenia.



UWAGA

Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.



WSKAZÓWKA

Wskazówki zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.

Dane dotyczące sposobu ochrony przed ciałami obcymi i wodą



Urządzenie należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych!



Nie używać urządzenia ponad naczyniami napełnionymi wodą jakiegokolwiek rodzaju!



Klasa ochronności II



LOT Numer partii



Producent

88389 11/2019 Ver. 1.0

PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować ją, aby w razie konieczności móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom należy koniecznie dołączyć do niego instrukcję obsługi.



Zasilanie

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania zwracać uwagę, aby było wyłączone, a podane na tabliczce znamionowej napięcie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Do podłączania urządzenia stosować zawsze dostępne gniazdo wtykowe.
- Urządzenie do kąpieli z hydromasażem powinno być zasilane przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) ze znamionowym prądem uszkodzeniowym 30 mA.
- Upewnić się, iż urządzenie podstawowe nie może wpaść do wanny i nie jest dostępne z wanny.
- Przewód zasilający należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, wilgoci i cieczy. Nigdy nie chwytać wtyku sieciowego mokrymi rękami lub stojąc w wodzie.
- W przypadku uszkodzenia kabla przyłączeniowego urządzenia należy wymienić go u producenta lub w punkcie obsługi klienta lub zlecić wymianę specjalście, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Części urządzenia znajdujące się pod napięciem elektrycznym muszą zostać ustawione w taki sposób, aby nie mogły wpaść do kąpieli i nie mogły być dostępne dla kąpiących się osób.
- Nie wolno sięgać po urządzenie, które wpadło do wody. Natychmiast należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Po zakończeniu użytkowania należy zawsze od razu wyjąć wtyczkę z gniazda. Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, nie ciągnąć za kabel sieciowy.

dla wyjątkowych osób

- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru.
- Nie należy korzystać z urządzenia jako środka pomocniczego dla zastosowań medycznych lub jako ich substytutu. Choroby chroniczne i symptomy mogłyby się jeszcze pogorszyć.
- Nie używać urządzenia w przypadku wrażliwej skóry lub problemów z sercem/krzęciem, zapalenia żył lub zakrzepów i wysokiego ciśnienia krwi.
- W przypadku osób w ciąży obowiązują indywidualne ograniczenia obciążenia.
- W razie niewyjaśnionych bóli nie używać urządzenia, zanim nie zostanie zasięgnięta porada lekarska.
- To urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i starsze oraz przez osoby o mniejszych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub co do bezpiecznego używania urządzenia zostały poinstruowane i rozumieją wynikające stąd zagrożenia.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone dla dzieci.

Eksploatacja urządzenia

- Korzystać z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem zgodnie z instrukcją użytkowania. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji!
- Sprawdzać skrupulatnie urządzenie, miękką matę i kabel sieciowy przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie nie może być uruchamiane. Aby uniknąć zagrożeń, należy wysłać urządzenie do naprawy do punktu serwisowego.
- Urządzenia nie wolno stosować, jeśli uszkodzony jest wtyk lub gniazdo, nie działa poprawnie, zostało wrzucone względnie wpadło do wody lub gdy zostało uszkodzone.
- Zawsze zwracać uwagę, aby wtyk sieciowy był wyciągnięty, zanim wkładamy lub wyciągamy części urządzenia.
- Nie używać niezalecanych przez producenta części innych dostawców.
- Nie wtykać obcych przedmiotów do otworów urządzenia lub węża powietrza.
- Urządzenie do hydromasażu należy stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!
- Nie używać urządzenia ponad naczyniami napełnionymi wodą jakiegokolwiek rodzaju!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla baterii

- Nie należy rozkładać baterii na części!
- Wyczerpane baterie należy niezwłocznie wyjąć z urządzenia!
- Ze względu na niebezpieczeństwo wycieku kwasu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i słuzówką! W przypadku kontaktu z kwasem natychmiast przepłukać zagrożone miejsca obfitą ilością czystej wody i zgłosić się do lekarza!
- W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
- Baterie należy umieścić w komorze baterii, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
- Baterii nie wolno ponownie ładować! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie doprowadzać do zwarcia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Nie wrzucać do ognia! Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach!

- Urządzenie do kąpieli z hydromasażem musi być niedostępne dla kąpiących się osób.
- Nie zaleca się pracy ciągłej dłuższej niż 30 minut. Dłuższa eksploatacja może prowadzić do przegrzania urządzenia.
- Nigdy nie ustawiać i nie używać urządzenia bezpośrednio obok pieca elektrycznego lub innych źródeł ciepła.
- Unikać kontaktu z urządzeniem, w szczególności miękkiej maty z ostrymi lub spiczastymi przedmiotami, nie wtykać igieł.
- Nie używać urządzenia z zatknięm otworami.
- Nie należy stawać na urządzeniu.
- Nie używać urządzenia w stanie zmęczenia. Nie zasypiać podczas stosowania.

Konserwacja i czyszczenie


- Samodzielnie można wykonywać tylko czyszczenie urządzenia.

W razie wystąpienia usterek nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. To skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji oraz może spowodować poważne zagrożenie (pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała). Naprawy należy zlecać tylko autoryzowanym punktom serwisowym.

- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być prowadzone przez dzieci bez nadzoru.
- Przed oczyszczeniem wyłączyć urządzenie i zawsze wyciągać wtyk z gniazda sieciowego. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub w innych cieczach.
- Należy zapoznać się z informacjami w części “Czyszczenie i pielęgnacja”.
- Nie należy nosić, ciągnąć ani przekręcać urządzenia, trzymając je za przewód zasilający.
- Najpierw należy pozwolić urządzeniu schłodzić się w pełni osuszyć miękką matę z akcesoriami, zanim wszystko zostanie przełożone do przechowania. Przechowywać urządzenie do kąpieli z hydromasażem do następnego użycia w czystym i suchym miejscu, idealnie w oryginalnym opakowaniu.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie do kąpieli z hydromasażem służy do wytwarzania w wannie kąpielowej działania rozluźniającego na użytkownika w wyniku wytwarzania pęcherzyków powietrza. Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania domowego, nie jest przeznaczone do użytku w celach komercyjnych lub medycznych. W przypadku wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia do kąpieli z hydromasażem skonsultować się z lekarzem.



Zawartość zestawu
W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne oraz czy nie ma widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy uruchamiać urządzenia, lecz skontaktować się z dystrybutorem lub punktem serwisowym.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 urządzenie z kablem sieciowym
- 1 wężyk doprowadzający powietrze
- 1 miękkka mata
- 1 pilot zdalnego sterowania z baterią typu CR2032
- 3 uchwyty do zapachów z padami
- 1 instrukcja obsługi

- Obsługa**
Uruchomienie
- Zadbać o przyjemną temperaturę pomieszczenia w łazience.
 - Ustawić urządzenie 1 w odstepie min. 60 cm od ściany tak, aby nie było stamtąd dostępne. Zwracać uwagę, aby wlot powietrza na dole nie był zakryty. Podłoga musi być sucha i równa.
 - Rozłożyć miękką matę 2 w wannie i dobrze ją docisnąć. Przysawki na spodzie miękkiej maty przylegają lepiej, jeżeli mata została wcześniej nawilżona pod prysznice. Przyłącze powietrzne maty znajduje się na końcu od strony stóp.
 - Miękkka mata 2 musi być osadzona trwale na dnie wanny i nie może się ślizgać.
 - Połączyć gładki koniec węża3 z miękką matą 2.
 - Wpuścić wodę do kąpieli. Zwracać uwagę na miłą, nie za gorącą temperaturę wody.
 - Nie stosować żadnych dodatków pieniących do kąpieli.



- Aromaterapia**
- Urządzenie może być stosowane z lub bez założonego uchwytu zapachu.
 - Chcąc stosować kąpiel z hydromasażem z aromaterapią, należy teraz dodać kroplę aromatycznego oleju 4 na pad, ułożyć pad w uchwycie zapachu 5 i zamknąć go. Nie przepelniać padu. Zbyt duża ilość esencji aromatycznej może zniszczyć powierzchnię uchwytu zapachu.
 - Zamknięty uchwyt zapachu wsunąć do 6 specjalnej wkładki w jeszcze otwartym końcu węża 3.
 - Wetknąć koniec węża z włożony uchwytm zapachu do złącza urządzenia 7.
 - Wetknąć wtyk 8 do gniazda zasilającego.

Obsługa urządzenia
Urządzenie do kąpieli z hydromasażem może być obsługiwane bezpośrednio panelem obsługi 9 lub pilotem zdalnego sterowania 1. Przyciski w pilocie sterowana zdalnego 3435 odpowiadają tym na panelu obsługi urządzenia 1012. Każda aktywowana funkcja jest wskazywana na panelu poprzez odpowiednią diodę LED oprócz stosownego przycisku. Jeżeli pilot zostanie uruchomiony, zapali się czerwona dioda LED 2 na pilocie.

Ustawianie urządzenia -> *Intensywność hydromasażu*

- Nacisnąć jeden raz przycisk zasilania 1. Urządzenie włącza się i pracuje natychmiast w najniższym stopniu mocy (Low). Dioda LED Low świeci się w kolorze zielonym.
- Nacisnąć jeszcze raz przycisk zasilania 1. Teraz w kolorze zielonym pali się dioda LED Medium. Urządzenie pracuje teraz w średnim stopniu mocy (Medium).
- Nacisnąć przycisk zasilania 1 trzeci raz. Teraz w kolorze zielonym pali się dioda LED Hi. Urządzenie pracuje teraz w najwyższym stopniu mocy (Hi).
- Nacisnąć przycisk zasilania 1 czwarty raz. Dioda LED Program świeci się w kolorze zielonym. Urządzenie pracuje teraz w automatycznym programie masażu interwałowego (Program). Przy czym urządzenie przechodzi kolejno przez trzy różne stopnie intensywności (Low - Medium - Hi), następnie od początku itd.
- Kolejne naciśnięcie przycisku zasilana 1 powoduje wyłączenie urządzenia.

-> *Ustawiony wstępnie czas pracy*

Przyciskiem timera 2 można wybrać trzy czasy użytkowania: 30, 20 lub 10 minut. Nie zaleca się pracy ciągłej dłuższej niż 30 minut (patrz zasady bezpieczeństwa). Przed ponownym włączeniem urządzenia zastosować przerwę min. 30 minut.

- Nacisnąć jeden raz przycisk timera 2. Wybrany jest czas użytkowania 10 minut. Dioda LED 10 miga wolno w kolorze żółtym.
- Nacisnąć przycisk timera 2 drugi raz. Wybrany jest czas użytkowania 20 minut. Dioda LED 20 miga wolno w kolorze żółtym.
- Nacisnąć przycisk timera 2 trzeci raz. Wybrany jest czas użytkowania 30 minut. Dioda LED 30 miga wolno w kolorze żółtym.

Po upływie ustawionego czasu pracy urządzenie automatycznie się wyłącza. Jeżeli nie zostanie ustawiony żaden czas pracy, urządzenie wyłącza się po 10 minutach.

-> *Dołączenie funkcji ogrzewania*

WSKAZÓWKA: Funkcja ogrzewania nie jest przeznaczona do utrzymywania temperatury wody lub podgrzewania zimnej kąpieli. W wyniku podgrzewania powietrza, z którego powstają bąbelki, zapobiega się zbyt szybkiemu schładzaniu wody do kąpieli.

W przypadku chęci skorzystania z funkcji ogrzewania należy nacisnąć przycisk 1. Znajdująca się obok dioda LED pali się w kolorze czerwonym. Ponowne naciśnięcie przycisku 2 spowoduje wyłączenie tej funkcji, dioda LED zgaśnie.

Ustawianie obsługi zdalnej

- W przypadku chęci stosowania pilota do obsługi zdalnej 1 należy najpierw wejść ostrożnie do wanny, a następnie włączyć urządzenie naciśnięciem przycisku zasilania 1 w pilocie.
- Nie zanurzać pilota w wodzie.
- Na tylnie ściance pilota znajduje się przysawka 7. Jeżeli zostanie delikatnie nawilżona, można zamocować ją w wygodnej odległości na ścianie łazienki lub na skraju wanny.
- Pilot zdalnej obsługi 1 działa tylko wtedy gdy zostanie skierowany na czujnik podczerwieni 1 na panelu obsługi 9 urządzenia. Jeżeli pilot zostanie uruchomiony, zapali się czerwona dioda LED 2 na pilocie.
- Przy pomocy pilota zdalnej obsługi można dokonywać identyczne ustawienia do tych opisanych w urządzeniu.

Wymiana baterii

W przypadku zbyt słabej baterii czerwona dioda LED 2 nie zapali się po uruchomieniu pilota. Pilot zdalnego sterowania pracuje z baterią litową 3V CR2032. Znajduje się ona w komorze baterii 8 z tyłu. Aby wymienić baterię, otworzyć pokrywę przy pomocy pasującej monety. Usunąć zużytą baterię i włożyć nową baterię litową 3V CR2032. Zwracać uwagę na poprawne ułożenie, biegunem + do góry. Przy pomocy monety ponownie zamknąć komorę baterii 8.

Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnąć wtyk z gniazda sieciowego!

- Urządzenie i pilot zdalnego sterowania nie wymagają konserwacji. Od czasu do czasu należy przetrzeć je miękką, zwilżoną szmatką. * Miękką matę czyścić po każdym użyciu prysznicą lub gąbką. W razie konieczności używać łagodny, domowy preparat do mycia lub wodę z mydłem. * Nigdy nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek. * Usunąć pozostałą wodę najlepiej obracając matę, ułożyć płasko w pustej wannie i krótko uruchomić urządzenia tak, aby powietrze wypchnęło resztki wody. * Regularnie dezynfekować matę, aby utrzymywać ją wolną od bakterii. W przypadku codziennego użytku zaleca się cotygodniową dezynfekcję, w szczególności wtedy, gdy urządzenie do kąpieli z masażem jest wykorzystywane przez wiele osób. Stosować domowe środki dezynfekujące i przestrzegać wskazań producenta. * Rozplątać kabel, jeżeli jest skręcony. * Przechowywać urządzenie najlepiej w oryginalnym opakowaniu i czystym i suchym miejscu.



Utylizacja



Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych, niezależnie od tego, czy zawierają substancje szkodliwe czy nie, do specjalnego punktu odbioru takich odpadów, aby zapewnić ich utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego baterie. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi, lecz z odpadami specjalnymi. Można je też oddać do punktów zbiórki baterii znajdujących się w specjalistycznych sklepach! W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

Dane techniczne		
Nazwa i model:	Urządzenie do kąpieli z hydromasażem BBS	
Zasilanie:	220-240 V~ 50 Hz	
Pilot obsługi zdalnej:	bateria litowa 3V CR2032	
Pobór mocy:	ok. 570 W	
Czas pracy:	maks. 30 min.	
Przerwa eksploatacyjna:	min. 30 min.	
Wyłącznik automatyczny:	po ok. 30 minutach	
Długość kabla sieciowego:	ok. 2,2 m	
Numer artykułu:	88389	Części zamienne:
Numer EAN:	40 15588 88389 7	<i>Nr artykułu / Nazwa</i>
		88383 Miękkka mata (ok. 36 x 120 cm)
		88384 pilot zdalnego sterowania z baterią
		30666 wężyk doprowadzający powietrze (ok. 2,4 m)
		30669 uchwyt do zapachów z 3 padami

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i zmian formy urządzenia.

Aktualna wersja niniejszej instrukcji obsługi znajduje się na stronie www.medisana.com

Warunki gwarancji i napraw


W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do sklepu lub bezpośrednio do punktu serwisowego. Jeśli występuje konieczność odesłania urządzenia, należy opisać uszkodzenie i załączyć kopię dowodu zakupu. Obowiązują następujące warunki gwarancji:

- Produkty **medisana** objęte są trzyletnią gwarancją licząc od daty zakupu. W przypadku wystąpienia roszczeń z tytułu gwarancji należy udokumentować datę zakupu, przedkładając paragon lub fakturę.
- Wady materiałów i wady produkcyjne są usuwane w okresie obowiązywania gwarancji nieodpłatnie.
- Wskutek wystąpienia roszczenia gwarancyjnego nie następuje przedłużenie gwarancji zarówno w zakresie samego urządzenia jak i wymienionych części.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 - Szkód powstałych w wyniku napraw lub ingerencji dokonanych przez nabywcę lub nieuprawnione osoby trzecie.
 - Szkód transportowych powstałych w drodze od producenta do konsumenta lub wysyłki do serwisu.
 - Elementów urządzenia podlegających normalnemu zużyciu.
- Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód pośrednich spowodowanych przez urządzenie wyłączona jest również w przypadku, gdy szkoda na urządzeniu zostanie uznana jako podlegająca pod gwarancję.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, NIEMCY





- 1 Diaľkové ovládanie (predná strana)
- 2 LED kontrolka
- 3 Tlačidlo ohrievania
- 4 Tlačidlo Power pre intenzitu perličiek
- 5 Tlačidlo Timer
- 6 Diaľkové ovládanie (zadná strana)
- 7 Prísavka
- 8 Priehradka na batérie
- 9 Ovládací panel
- 10 Tlačidlo Power pre intenzitu perličiek
- 11 Infračervený snímač pre diaľkové ovládanie
- 12 Tlačidlo Timer
- 13 Tlačidlo ohrievania
- 14 Prístroj
- 15 Rúčka
- 16 Sieťový kábel so zástrčkou
- 17 Koniec hadice s vedením pre násadu aromatického dávkovača (prípojka na prístroj)
- 18 Aromatický dávkovač (vkládanie do konca hadice)
- 19 Aromatický dávkovač (zatvorený, s vloženým tampónom)
- 20 Aromatický dávkovač (otvorený s tampónom)
- 21 Aromatický olej pre aromaterapiu (nie je súčasťou balenia)
- 22 Mäkká podložka s prísavkami na spodnej strane
- 23 Koniec hadice bez vedenia (prípojka na mäkkú podložku)
- 24 Vzduchová hadica

Vysvetlenie značiek



DÔLEŽITÉ

Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo k poškodeniam prístroja.



VÝSTRAHA

Tieto výstražné upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa.



POZOR

Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.



UPOZORNENIE

Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie o inštalácii alebo prevádzke.



Údaj o spôsobe ochrany proti cudzím telesám a vode



Prístroj používajte len v uzavretých priestoroch!



Nepoužívajte prístroj v akýchkoľvek nádržiach naplnených vodou!



Trieda ochrany II



LOT LOT číslo



Výrobca

88389 11/2019 Ver. 1.0

SK Bezpečnostné pokyny



Skôr než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.



Napájanie prúdom

- Skôr ako zapojíte prístroj do električky, skontrolujte, či je vypnutý, a či je na výrobnom štítku uvedené rovnaké elektrické napätie, ako má Vaša zásuvka.
- Na zapojenie prístroja použite zásuvku dostupnú kedykoľvek.
- Prístroj na perličkový kúpeľ by mal byť napájaný prostredníctvom prúdového chrániča (RCD) s nominálnym poruchovým prúdom až do 30 mA.
- Zaisťte, aby základný prístroj nespadol do vane a nebol na dosah z vane.
- Sieťový kábel a prístroj uschovávajú v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov, horúcich povrchov, vlhkosti a kvapalín. Nikdy nechytajte zástrčku vlhkými rukami, alebo ak stojíte vo vode.
- Ak je pripojovací kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca, alebo jeho zákaznícky servis, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Časti prístroja, ktoré sú pod elektrickým napätím, musia byť umiestnené bezpečne tak, aby nemohli spadnúť do vane, a aby na ne osoby vo vani nedosiahli.
- Nechytajte prístroj, ktorý spadol do vody. Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Ihneď po použití vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Na odpojenie prístroja z elektrickej siete nikdy neťahajte za sieťový kábel.

Pokyny pre osobitné skupiny používateľov

- Keď je prístroj pripojený do elektrickej siete, nikdy ho nenechávajú bez dozoru.
- Tento prístroj nepoužívajte na podporu alebo ako náhradu za lekárske ošetrenia. Chronické ochorenia a symptómy by sa mohli ešte zhoršiť.
- Nepoužívajte prístroj, ak máte citlivú pokožku alebo problémy so srdcom/s krvným obehom, ak trpíte zápalom žíl, trombózou alebo vysokým krvným tlakom.
- Pre tehotné platia osobné hranice zaťaženia.
- V prípade nevyjasnených bolestí nepoužívajte prístroj skôr, ako sa poradíte s lekárom.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja, a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takéhoto používania vyplývajú.

- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

Prevádzka prístroja

- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely zaniká nárok na záruku!
- Skontrolujte prístroj, mäkkú podložku a sieťový kábel pred každým použitím dôkladne kvôli poškodeniam. Pokazený prístroj nesmie byť spustený. Ohrozeniam zabránite, ak pošlete prístroj na opravu do servisu.
- Nepoužívajte, ak je prístroj, kábel alebo zástrčka poškodená, ak nefunguje bezchybne, keď spadol na zem alebo do vody.
- Vždy dbajte na to, aby bola zástrčka vytiahnutá skôr, než bude dopĺňať alebo odberať časti prístroja.
- Nepoužívajte žiadne náhradné diely, ktoré neodporúča výrobca.
- Nevkladajte cudzie predmety do otvorov prístroja alebo do vzduchovej hadice.
- Perličkový kúpeľ používajte len v uzavretých priestoroch!
- Nepoužívajte prístroj v akýchkoľvek nádržiach naplnených vodou.

Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérie

- Batérie nerozoberajte!
- Vybité batérie bezodkladne vyberte z prístroja!
- Zvýšené nebezpečenstvo vytečenia, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami! Pri kontakte s batériovou kyselinou postihnuté miesta ihneď opláchnite veľkým množstvom čistej vody a ihneď vyhľadajte lekára!
- V prípade prehĺtnutia batérie sa musí ihneď vyhľadať lekár!
- Batérie vkladajte správne, dbajte na polaritu!
- Pri dlhšom nepoužívaní vyberte batérie z prístroja!
- Batérie držte mimo dosahu detí!
- Batérie znovu nenabíjajte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neskratujte! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Neodhadzujte do ohňa! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Použitie batérie a akumulátory neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu alebo do zberne na batérie v špecializovanom obchode!

- Vzduchový perličkový prístroj musí byť umiestnený mimo dosah osôb vo vani.
- Neodporúča sa trvalá prevádzka dlhšia ako 30 minút. Dlhšia prevádzka môže viesť k prehriatiu prístroja.
- Nikdy neumiestňujte a/alebo nepoužívajte prístroj v blízkosti elektrického ohrievača alebo iného tepelného zdroja.
- Chrňte prístroj, predovšetkým mäkkú podložku, pred hranatými alebo ostrými predmetmi a nikdy do nej nevpuhujte žiadne ihly.
- Prístroj nepoužívajte, ak má upchaté otvory.
- Nestúpajte na prístroj.
- Prístroj nepoužívajte, ak ste unavený. Nezaspite počas používania.

Údržba a čistenie

- Prístroj môžete sami len čistiť.
- V prípade porúch prístroj sami neopravujte. V takom prípade nielenže zanikne nárok na záruku, ale môžu sa vyskytnúť vážne nebezpečenstvá (oheň, zásah elektrickým prúdom, poranenie). Opravy nechajte vykonávať len v autorizovanom servise.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Predtým, než začnete čistiť prístroj, vypnite ho a zakaždým vytiahnite zástrčku. Prístroj nikdy neponárajte do vody alebo do iných tekutín.
- Rešpektujte kapitolu „Čistenie a údržba“.
- Prístroj nikdy nenoste, neťahajte ani neotáčajte za sieťový kábel a nezovierajte kábel.
- Najprv nechajte prístroj vychladnúť a podložku s príslušenstvom vyschnúť, než všetko uložíte.

Prístroj na perličkový kúpeľ uskladnite na čistom a suchom mieste až do nasledujúceho použitia najlepšie v pôvodnom obale.

Primerané použitie

Účelom podložky na perličkový kúpeľ je uvoľniť používateľa prostredníctvom vytvárania vzduchových bublín.

Prístroj je určený len na použitie v domácnosti a nie na komerčné účely alebo pre lekársku oblasť!

Ak by ste mali pochybnosti o zdravotnom stave, pred použitím perličkového kúpeľa sa poradte so svojim lekárom!



VÝSTRAHA

Dávajte pozor, aby sa obalové fólie nedostali do rúk deťom! Hrozí nebezpečenstvo zadusenia!

Obsah balenia

Najsprávnejšie skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko.

Balenie obsahuje:

- 1 prístroj so sieťovým káblom
- 1 vzduchovú hadicu
- 1 mäkkú podložku
- 1 diaľkové ovládanie vrátane batérie typu CR2032
- 3 aromatické dávkovače s tampónmi
- 1 návod na použitie

Obsluha

Uvedenie do prevádzky

- Zabezpečte príjemnú teplotu v kúpeľni.
- Umiestnite prístroj 1 vo vzdialenosti min. 60 cm od vane tak, aby nebol z vane na dosah. Dávajte pri tom pozor, aby prívod vzduchu na spodnej strane nebol zakrytý. Podlaha musí byť suchá a rovná.
- Položte mäkkú podložku 2 do vane a dobre ju pritlačte. Prísavky na spodnej strane mäkkej podložky držia lepšie, ak ich predtým navlhčíte rukou. Vzduchová prípojka podložky sa nachádza na konci pri nohách.
- Mäkká podložka 2 musí byť pevne umiestnená na dne vane a nesmie sa zošmyknúť.
- Spojte hladký koniec hadice 3 s mäkkou podložkou 2.
- Napustite vodu. Dbajte na príjemnú, nie príliš horúcu teplotu vody.
- Nepoužívajte žiadne peniace prísady do kúpeľa.



POZOR

Po použití vyberiete mäkkú podložku z vane najlepšie tak, že nechtom opatrne zjádete pod prísavku, aby ste uvoľnili vákuum. Vytiahnite mäkkú podložku z vane z boku bez trhania.

Aromaterapia

- Prístroj môžete použiť s vsadeným dávkovačom vône alebo bez neho.
- Ak chcete použiť perličkový kúpeľ s aromaterapiou, pridajte kvapku aromatického oleja 4 na tampón, umiestnite ho do aromatického dávkovača 5 a zatvorte ho. Nepredávkujte tampón. Príliš veľa aromatickej esencie môže poškodiť povrch aromatického dávkovača.
- Posuňte zatvorený aromatický dávkovač 5 do príslušnej násady na ešte otvorenom konci hadice 6.
- Zastrčte koniec hadice s vsadeným aromatickým dávkovačom do pripojenia na prístroj 7.
- Zástrčku 8 zasunúť do zásuvky.

Obsluha prístroja

Perličkový kúpeľ nastavíte buď prostredníctvom ovládacieho panelu na prístroji 9 alebo prostredníctvom diaľkového ovládania 1. Tlačidlá na diaľkovom ovládaní 10-12 zodpovedajú tlačidlám na ovládacom paneli prístroja 13-15. Každá aktivovaná funkcia sa zobrazí na ovládacom paneli prostredníctvom príslušnej LED kontrolky naľavo od daného tlačidla. Ak použijete diaľkové ovládanie, zasvieti červená LED kontrolka 16 na diaľkovom ovládaní.

Nastavenie prístroja-> Intenzita perličiek

- Jedenkrát stlačte tlačidlo Power 10. Prístroj sa zapne a začne okamžite fungovať na najnižšom výkonnostnom stupni (Low). LED kontrolka pre Low svieti nazeleno.
- Ešte raz stlačte tlačidlo Power 10. Teraz svieti LED kontrolka pre Medium nazeleno. Prístroj teraz funguje na strednom výkonnostnom stupni (Medium).
- Stlačte tlačidlo Power 10 tretikrát. Teraz svieti Hi-LED kontrolka nazeleno. Prístroj teraz funguje na najvyššom výkonnostnom stupni (Hi).
- Stlačte tlačidlo Power 10 štvrtikrát. Program LED kontrolka svieti nazeleno. Prístroj teraz funguje v automatickom programe intervalovej masáže (program). Počas tohto programu prístroj prechádza postupne cez tri rôzne stupne intenzity (Low - Medium - Hi) opakovane.
- Ďalším stlačením tlačidla Power 10 sa prístroj vypne.

-> *Prednastavená prevádzková doba*

- Tlačidlom Timer 11 si môžete vybrať tri doby použitia: 30, 20 alebo 10 minút. Neodporúča sa trvalá prevádzka dlhšia ako 30 minút (pozri Bezpečnostné pokyny). Predtým ako opäť zapnete prístroj, spravte prestávku min. 30 minút.
- Jedenkrát stlačte tlačidlo Timer 12. Vybrali ste dobu použitia 10 minút. 10-LED kontrolka bliká pomaly nažltlo.
- Stlačte tlačidlo Timer 12 druhýkrát. Vybrali ste dobu použitia 20 minút. 20-LED kontrolka bliká pomaly nažltlo.
- Stlačte tlačidlo Timer 12 tretikrát. Vybrali ste dobu použitia 30 minút. 30-LED kontrolka bliká pomaly nažltlo.

Po uplynutí prednastavenej doby prevádzky sa prístroj vypne automaticky. Ak nenastavíte žiadnu dobu, prístroj sa vypne po 10 minútach.

-> *Zapnutie funkcie ohrievania*

UPOZORNENIE: Funkcia ohrievania nie je určená na udržanie teploty vody alebo zohrievanie studeného kúpeľa. Ohrievanie vzduchu, z ktorého vznikajú perličky, zabráni rýchlemu ochladeniu vody v kúpeľi počas prevádzky.

Ak chcete použiť funkciu ohrievania, stlačte tlačidlo 14. Vedľa neho umiestnená kontrolka LED svieti načerveno. Opätovným stlačením tlačidla 14 opätovne vypnete funkciu ohrievania a LED zhasne.

Nastavenia s diaľkovým ovládaním

- Ak chcete používať infračervené ovládanie 1, najprv vstúpte do vane opatrne a zapnite prístroj stlačením tlačidla Power 6 na diaľkovom ovládaní.
- Neponárajte diaľkové ovládanie do vody.
- Na zadnej strane diaľkového ovládania je pripevnená prísavka 7. Ak ju trochu navlhčíte, môžete ovládanie pripevniť na stenu kúpeľne alebo na rám vane v pohodlnej vzdialenosti.
- Diaľkové ovládanie 1 funguje len vtedy, ak je nasmerované na infračervený snímač 11 na ovládacom paneli 9 prístroja. Ak použijete diaľkové ovládanie, zasvieti červená LED kontrolka 2 na diaľkovom ovládaní.
- Pomocou diaľkového ovládača vykonáte rovnaké nastavenia, ktoré už boli opísané na prístroji.

Výmena batérie

V prípade slabšej batérie nezobrazí červená LED kontrolka 9 pri stlačení diaľkového ovládača žiadnu funkciu. Diaľkové ovládanie poháňa 3V lítiová batéria CR2032. Nachádza sa v priehradke na batériu 8 na zadnej strane. Na výmenu batérie otvorte priehradku na batérie pomocou vhodnej mince. Použitú batériu vyberte a nahraďte ju novou 3V lítiovou batériou CR2032. Dajte pozor, aby ste ju správne vložili pólam + - nahor. Pomocou mince opäť zatvoríte priehradku na batérie 8.

Čistenie a údržba

Skôr ako začnete prístroj čistiť, vytiahnite zástrčku!

- Prístroj a diaľkové ovládanie sú bezúdržbové. Z času na čas ich vyčistíte mäkkou navlhčenou utierkou.
- Mäkkú podložku vyčistíte po každom použití ručnou sprchou alebo špongiou. V prípade potreby použijete jemný čistiaci prostriedok pre domácnosť alebo mydlovú vodu.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani hrubé kefy.
- Zvyškovú vodu odstráňte najlepšie tak, že podložku otočíte, položíte rovno do prázdnej vane a krátko zapnete prístroj tak, aby vzduch vytlačil zvyškovú vodu.
- Dezinfikujte podložku pravidelne, aby ste zabránili šíreniu baktérií. V prípade každodenného používania sa odporúča dezinfekcia raz za týždeň, najmä ak perličkový kúpeľ používa viacero osôb. Používajte bežné dezinfekčné prostriedky v domácnosti a dodržiavajte pokyny výrobcu. • Ak je kábel pokrútený, rozmotajte ho. • Prístroj uložte najlepšie do originálneho balenia, ktorý ste získali pri nákupe, a uskladnite ho na čistom a suchom mieste.

Likvidácia



Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Každý používateľ je povinný všetky elektrické alebo elektronické prístroje bez ohľadu na to, či obsahujú, alebo neobsahujú škodlivé látky, odovzdať v zbernom mieste vo svojej obci alebo v obchode, aby sa mohli ekologicky zlikvidovať. Skôr ako prístroj zlikvidujete, vyberte z neho batériu. Použitú batériu neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale do špeciálneho odpadu, alebo ich odovzdajte do zberne na batérie v špecializovanom obchode. O likvidácii sa informujte na svojom komunálnom úrade alebo u svojho predajcu.

Technické údaje

Názov a model: Perličkový kúpeľ BBS
 Napájanie prúdom: 220-240 V ~ 50 Hz
 Diaľkové ovládanie: 3V lítiová batéria CR2032
 Príkion: cca. 570 W
 Prevádzková doba: max. 30 min.
 Prevádzková prestávka: min. 30 min.
 Automatické vypnutie: po cca. 30 minútach
 Dĺžka sieťového kábla: cca. 2,2 m
 Číslo výrobku: 88389
 Číslo EAN: 40 15588 88389 7

Náhradné diely:

Č. výrobku/Označenie
 88383 mäkká podložka (cca. 36 x 120 cm)
 88384 diaľkové ovládanie vrátane batérie
 30666 vzduchová hadica (cca. 2,4 m)
 30669 aromatické dávkovače s 3 tampónmi

V záujme stáleho zdokonaľovania výrobkov si vyhradujeme technické a konštrukčné zmeny.

Aktuálne znenie tohto návodu na použitie nájdete na stránke www.medisana.com.

Záručné a servisné podmienky


V prípade uplatnenia záruky sa obráťte na svoj špecializovaný obchod alebo priamo na servisné pracovisko. Ak budete musieť prístroj zaslať, uveďte, o akú poruchu ide, a priložte kópiu potvrdenia o kúpe.

Platia tieto záručné podmienky:

1. Na výrobky **medisana** sa od dátumu predaja poskytujú 3-ročná záruka. Pri uplatnení záruky sa dátum predaja preukazuje potvrdením o kúpe alebo faktúrou.
2. Nedostatky v dôsledku materiálových alebo výrobných chýb sa počas záručnej lehoty odstránia bezplatne.
3. Uplatnením záruky sa nepredlžuje záručná lehota na prístroj ani na vymeniteľné súčiastky.
4. Zo záruky sú vyňaté:
 - a. Akékoľvek škody, ktoré vznikli nesprávnym používaním, napr. nedodržaním návodu na použitie.
 - b. Škody vzniknuté opravou alebo zásahmi kupca alebo nepovolaných tretích osôb.
 - c. Škody spôsobené počas prepravy od výrobcu k používateľovi alebo pri zaslaní servisnému pracovisku.
 - d. Náhradné diely, ktoré podliehajú normálnemu opotrebovaniu.
5. Zodpovednosť za nepriame a priame následné škody spôsobené prístrojom je vylúčená aj vtedy, ak sa poškodenie prístroja uznalo ako záručný prípad.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, NEMECKO



- ➊ Daljinski upravljač (prednja strana)
- ➋ Kontrolna LED lampica
- ➌ Tipka za grijanje
- ➍ Power - tipka za intenzitet pjenušanja/mjehurića
- ➎ Tipka Timer
- ➏ Daljinski upravljač (stražnja strana)
- ➐ Vakuumska sisaljka
- ➑ Pretinac za baterije
- ➒ Kontrolna ploča
- ➓ Power - tipka za intenzitet pjenušanja/mjehurića
- ➔ Infracrveni senzor za daljinski upravljač
- ➕ Timer - tipka za vrijeme
- ➖ Tipka za grijanje
- ➗ Uređaj
- ➘ Ručka
- ➙ Mrežni kabel s mrežnim utikačem
- ➚ Kraj crijeva s vodilicom i s prihvatom za nosač mirisa (priključak na uređaj)
- ➛ Nosač mirisa (uvesti u kraj crijeva)
- ➜ Nosač mirisa zatvoren (s umetnutim uloškom)
- ➝ Nosač mirisa (otvoren, s uloškom)
- ➞ Mirisno ulje za aromatsku terapiju (nije sadržano u isporuci)
- ➟ Mekana podloga sa vakuumskim sisaljka na njezinoj poleđini
- ➠ Kraj crijeva bez vodilice (priključak na mekanu podlogu)
- ➡ Crijevo za zrak

Objašnjenje znakova



VAŽNO

Nepridržavanje ove Upute može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na uređaju.



UPOZORENJE

Ovih se upozorenja treba pridržavati da bi se spriječile moguće ozljede korisnika.



OPREZ

Ovih se napomena treba pridržavati da bi se spriječila oštećenja na uređaju.



NAPOMENA

Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.

IP44

Podatak o vrsti zaštite od stranih tijela i vode



Koristite uređaj samo u zatvorenim prostorijama!



Ne koristite uređaj iznad spremnika bilo koje vrste koji su napunjeni vodom !



Razred zaštite II

LOT Broj ŠARŽE



Proizvođač

88389 11/2019 Ver. 1.0



HR Sigurnosne napomene



Prije nego započnete koristiti uređaj, pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene i sačuvajte tu Uputu za kasnije potrebe. Kada uređaj date drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu o uporabi.



O opskrbi strujom

- Prije nego što priključite uređaj na napajanje strujom, vodite računa o tome da je isti isključen i da se električni napon naveden na tipskoj oznaci poklapa s naponom vaše električne mreže.
- Za priključivanje uređaja koristite utičnicu koja vam je uvijek dostupna.
- Uređaj za hidromasažu s mjehurićima treba se napajati strujom uz postojanje strujne zaštitne sklopke (RCD), s nazivnom diferencijalnom strujom do 30 mA.
- Osigurajte da osnovna jedinica ne može (u)pasti u kadu i da ista ne bude dohvatljiva iz kade.
- Držite mrežni kabel i uređaj podalje od izvora topline, vrućih površina, vlage i tekućina. Nikada ne hvatajte mrežni utikač vlažnim rukama ili ako stojite u vodi.
- Ako je priključni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili adekvatno kvalificirana osoba, kako bi se izbjegle moguće opasnosti.
- Dijelovi uređaja koji provode električni napon moraju se tako osigurati da ne mogu upasti u kadu i da ne budu dohvatljiviji osobama u kadi.
- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu.
- U tom slučaju odmah izvucite mrežni utikač.
- Mrežni utikač nakon korištenja odmah iskopčajte iz utičnice.
- Da biste uređaj odspojili sa električne mreže, nikada ga ne povlačite o mrežni kabel.

Za pojedine skupine osoba

- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.
- Ne koristite ovaj uređaj kao pomoć ili kao zamjenu za medicinske tretmane. Kronične bolesti i simptomi mogli bi se samo pogoršati.
- Ne koristite uređaj ako imate osjetljivu kožu ili kardiovaskularne probleme, imate upalu vena, trombozu ili visoki krvni tlak.
- Trudnice su podložne ograničenjima osobnog stresa.
- Kod bolova nerazjašnjene prirode, ne upotrebljavajte uređaj prije nego se konzultirate s liječnikom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti te osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja ako ih se nadzire ili ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

O radu uređaja

- Koristite uređaj samo u skladu s njegovom namjenom opisanom u Uputi o uporabi. U slučaju nenamjenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo!
- Pažljivo pregledajte ima li oštećenja na uređaju ili mekanoj podlozi i kabelu za napajanje prije svake uporabe. Neispravan uređaj ne smije se stavljati u pogon. Kako biste izbjegli opasnosti, pošaljite uređaj na popravak u servis.
- Ne koristite uređaj ako je on, kabel ili utikač oštećen, ako uređaj ne funkcionira besprijekorno, ako vam je pao na tlo ili u vodu.
- Vodite računa o tome da je strujni utikač uvijek iskopčan iz električne mreže prije nego što u uređaj umećete odnosno iz njega uklanjate dijelove.
- Ne koristite zamjenske dijelove koje proizvođač nije preporučio.
- Ne stavljajte strane predmete u bilo koji otvor uređaja ili crijevo za zrak.
- Koristite uređaj za hidromasažu s mjehurićima samo u zatvorenim prostorijama!
- Ne koristite uređaj iznad spremnika bilo koje vrste koji su napunjeni vodom!

Sigurnosne napomene o baterijama

- Ne rastavljajte baterije!
- Odmah uklonite istrošene baterije iz uređaja!
- Povećana opasnost od curenja baterija, izbjegavati kontakt s kožom, očima i sluznicama! U slučaju kontakta s kiselinom iz baterije, pogođena mjesta odmah dobro isperite čistom vodom i bez odlaganja posjetite liječnika!
- Ako se proguta baterija, odmah posjetiti liječnika!
- Ispravno umećite baterije, vodeći računa o polaritetu!
- Uklonite baterije iz uređaja kada ih ne koristite dulje vrijeme!
- Držite baterije podalje od djece!
- Baterije nemojte ponovo puniti! Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne stvarajte kratki spoj! Postoji opasnost od eksplozije!
- Ne bacajte baterije u vatru! Postoji opasnost od eksplozije!
- Potrošene baterije i akumulator ne bacajte u kućanski otpad, već u specijalan otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama!

- Uređaj za hidromasažu s mjehurićima mora se tako postaviti da ga osobe u kadi ne mogu dohvatiti.
- Ne preporučuje se rad uređaja više od 30 minuta. Duži rad može dovesti do pregrijavanja uređaja.
- Nikada ne odlažite ili koristite uređaj neposredno pokraj električne grijalice ili drugih izvora topline.
- Izbjegavajte kontakt uređaja, posebno mekane podloge, sa šiljastim ili oštrim predmetima i ne stavljajte u uređaj igle.
- Ne koristite uređaj ako su mu otvori začepljeni.
- Nemojte stajati na uređaju.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako ste umorni. Nemojte zaspati tijekom korištenje uređaja.

O održavanju i čišćenju

- Vi osobno smijete samo čistiti uređaj.
- U slučaju smetnji, ne popravljajte sami uređaj. Ne samo da gubite sva jamstvena prava, nego i možete dovesti do ozbiljnih opasnosti (požar, električni udar struje, ozljede). Popravke prepustite samo ovlaštenom servisu.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca koja nisu pod nadzorom.
- Prije čišćenja, isključite uređaj i uvijek iskopčajte utikač iz mreže . Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Obratite pozornost na poglavlje „Čišćenje i održavanje“.
- Uređaj ne nosite, povlačite ili okrećite držeći ga o mrežni kabel i nemojte uklještitii kabel.
- Pustite uređaj najprije da se ohladi a mekanu podlogu s priborom da se potpuno osuši prije nego što sve zajedno pospremite na čuvanje. Čuvajte uređaj za hidromasažu s mjehurićima do sljedeće upotrebe na čistom i suhom mjestu, najbolje u originalnoj ambalaži.

Namjensko korištenje uređaja

Uređaj za hidromasažu s mjehurićima namijenjen je stvaranju mjehurića u kadi koji na korisnika djeluju opuštajuće. Uređaj je namijenjen samo za potrebe u privatnom kućanstvu i nije predviđen za korištenje u profesionalne ili medicinske svrhe. Ako imate zdravstvenih dvojbi, razgovarajte sa svojim liječnikom prije upotrebe uređaja za hidromasažu s mjehurićima!



UPOZORENJE

Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece! Postoji opasnost od gušenja!

Opseg isporuke

Prvo provjerite je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu bilo kakvih oštećenja. Ako ste u ne-doumici, ne koristite uređaj i kontaktirajte svojeg prodavača ili servisnu službu.

U opseg isporuke pripadaju:

- 1 uređaj s mrežnim kabelom
- 1 crijevo za zrak
- 1 mekana podloga
- 1 daljinski upravljač uklj. bateriju tipa CR2032
- 3 nosača mirisa s ulošcima (pads)
- 1 Uputa o uporabi

Rukovanje

Stavljanje u pogon

- Osigurajte ugodnu sobnu temperaturu u kupaonici.
- Postavite uređaj ➊ na mjesto udaljeno od kade najmanje 60 cm tako da ga se iz kade ne može dohvatiti. Pripazite da dovod zraka sa donje strane ne bude prekriven. Pod mora biti suh i ravan.
- Stavite mekanu podlogu ➋ u kadu i dobro ju pritisnite. Vakuumske sisaljke na poleđini mekane podloge bolje će prijanjati ako ih prethodno poprskate ručnim tušem. Priključak za zrak podloge nalazi se u podnožju.
- Mekana podloga ➌ mora biti čvrsto pričvršćena uz dno kade i ne smije kliziti.
- Spojite glatki kraj crijeva ➍ s mekanom podlogom ➌.
- Pustite vodu u kadu. Pripazite da imate ugodnu, ne previsoku temperaturu vode.
- Ne koristite (dodajte) sredstva za kupanje koja se pjene.



POZOR

Nakon upotrebe, mekanu podlogu iz kade najlakše ćete ukloniti ako pažljivo zavučete nokat pod vakuumsku sisaljku kako biste otpustili vakuum. Povucite mekanu podlogu sa dna kade uvis u stranu, pazeći da ista ne bi pukla.

Aromatska terapija

- Uređaj se može koristiti sa ili bez priključenja nosača mirisa.
- Želite li kombinirati hidromasažu s mjehurićima i aromatsku terapiju, stavite kapljicu mirisnog ulja ➏ na uložak (pad), a uložak umetnite u nosač mirisa ➐ te isti zatvorite. Nemojte previše natopiti uložak. Previše aromatične esencije može nagristi vanjsku površinu nosača mirisa.
- Gurnite zatvoreni nosač mirisa ➑ u predviđeni prihvat na još otvorenom kraju crijeva ➐.
- Umetnite zatim kraj crijeva s nosačem mirisa u priključak na uređaju ➑.
- Mrežni utikač ➒ gurnite u mrežnu utičnicu.

Rukovanje uređajem

Uređaj za hidromasažu s mjehurićima može se namjestiti direktno na kontrolnoj ploči uređaja➑ ili pomoću daljinskog upravljača ➊. Tipke na daljinskom upravljaču ➋➌➍ odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja ➎➏➐. Odgovarajuća LED lampica pored svake tipke pokazuje svaku funkciju koja je aktivirana na kontrolnoj ploči. Ako se poslužite daljinskim upravljačem, na daljinskom će upravljaču svijetliti crvena kontrolna LED lampica ➑ .

Namještanje na uređaju -> Intenzitet pjenušanja/mjehurića

- Pritisnite jednom na tipku Power ➋. Nakon toga uređaj se uključuje i odmah započinje s radom na najnižem stupnju (Low). LED lampica svijetli zeleno.
- Pritisnite još jednom Power tipku ➌ Sada će Medium-LED svijetliti zeleno. To znači da uređaj radi na srednjem stupnju (Medium).
- Pritisnete i treći put Power tipku ➍ . Tada će Hi-LED svijetliti zeleno. To znači da će uređaj tada raditi na najvišem stupnju (Hi).
- Pritisnete Power tipku ➎ četvrti put. Program-LED svijetli zeleno. Uređaj sada radi u automatskom programu inter-valne masaže. Pri tome uređaj radi zaredom na tri različita stupnja intenziteta (niski - srednji - visoki/Low-Medium-Hi), ponavljajući taj ciklus.
- Sjedeći put kad pritisnete tipku Power ➋ uređaj će se ponovno isključiti.

-> *Unaprijed određeno trajanje rada*

- Pomoću vremenskog brojača/Timer tipke ➏ mogu se odabrati tri vremena za primjenu kupke: 30, 20 ili 10 minuta. Ne preporučuje se kontinuirani rad više od 30 minuta (vidi sigurnosne napomene). Prije nego uređaj ponovno uključite, uzmite pauzu od najmanje 30 minuta.
- Pritisnite jednom na Timer tipku➑. Odabrano je trajanje primjene od 10 minuta. 10-LED lampica lagano bljeska žuto.
- Pritisnete Timer tipku drugi put ➒ . Odabrano je trajanje primjene od 20 minuta. 20-LED lampica lagano bljeska žuto.
- Pritisnite Timer tipku treći put ➓. Odabrano je trajanje primjene od 30 minuta. 30-LED lampica lagano bljeska žuto. Po isteku unaprijed određenog radnog vremena, uređaj se automatski isključuje. Ako nije određeno trajanje primjene, uređaj se isključuje nakon 10 minuta.

-> *Dodatno uključivanje funkcije grijanja*

NAPOMENA: Funkcija grijanja nije namijenjena održavanju temperature vode ili grijanju hladne kupke. Zagrijavanjem zraka iz kojeg nastaju mjehurići sprječava prebrzo hlađenje vode u kadi tijekom rada uređaja.

Ako želite koristiti funkciju grijanja, pritisnite tipku ➑. Obilježja LED lampica svijetli crveno. Ponovnim pritiskom na tipku ➑ isključit ćete funkciju grijanja, a LED lampica će se ugasiti.

Namještanje s daljinskim upravljačem

- Ako želite koristiti infracrvenu kontrolu ➑, najprije oprezno udite u kadu a zatim uključite uređaj pritiskom tipke Power ➋ na daljinskom upravljaču.
- Ne uranjate daljinski upravljač u vodu.
- Na stražnjoj strani daljinskog upravljača nalazi se vakuumska sisaljka➗. Ako ju malo navlažite, možete ju pričvrstiti na zid kupaonice ili na stijenku kade tako da vam stoji na prihvatljivoj udaljenosti.
- Daljinski upravljač ➑ djeluje samo ako je usmjeren prema infracrvenom senzoru ➑ na upravljačkoj ploči ➑ uređaja. Ako se poslužite daljinskim upravljačem, na daljinskom će upravljaču svijetliti crvena kontrolna LED lampica ➑ .
- Preko daljinskog upravljača mogu se namjestiti iste postavke kao i one već opisane na uređaju.

Zamjena baterija

Ako je baterija preslaba, crvena LED lampica ➑ ne pokazuje nikakvu funkciju pri korištenju daljinskog upravljača. Daljinski upravljač radi na litijske baterije 3V CR2032. Baterije se nalaze u pretincu za baterije ➑sa stražnje strane. Da biste zamijenili bateriju, otvorite poklopac pretinca za baterije uz pomoć prikladne kovanice. Izvadite istrošenu bateriju i zamijenite je novom litijskom baterijom 3V CR2032. Pripazite da baterija bude pravilno umetnuta. sa + - polovima okrenutim prema gore. Pretinac za baterije ponovno zatvorite istom kovanicom ➑ .

Čišćenje i održavanje

Prije nego što počnete čistiti uređaj, iskopčajte mrežni utikač!

- Uređaj i daljinski upravljač ne zahtijevaju servisiranje. Povremeno ih treba očistiti mekom i vlažnom krpom. • Mekanu podlogu očistite ručnim tušem ili spužvicom nakon svake uporabe. Ako je potrebno, koristite blagi kućanski deterdžent ili sapunicu. • Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili jake četke. • Ostatak vode najlakše ćete ukloniti tako da podlogu preokrenete, položite ju ravno u praznu kadu i uređaj nakratko aktivirate kako bi se zaostala voda mogla zajedno sa zrakom istisnuti. • Dezinficirajte podlogu u redovitim razmacima da biste je održavali bez prisutnosti bakterija. Za svakodnevnu upotrebu preporučuje se tjedna dezinfekcija, posebno ako uređaj za hidromasažu s mjehurićima koriste različite osobe. Koristite uobičajena dezinfekcijska sredstva za kućanstvo i pridržavajte se uputa proizvođača. • Ispravite kabel ako se izvitoperi. • Uređaj je najbolje držati pospremljen u originalnoj kupljenju ambalaži te čuvati na čistom i suhom mjestu.

Zbrinjavanje



Ovaj uređaj ne smije se zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki potrošač je obavezan sve električne ili elektroničke uređaje, neovisno o tome sadrže li oni opasne tvari ili ne, predati u reciklažno dvorište u svom gradu ili u trgovinu, kako bi isti mogli biti zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Prije zbrinjavanja uređaja uklonite iz njega bateriju. Istrošene baterije ne bacajte u kućni nego u posebni otpad ili ih predajte na mjesto za skupljanje baterija u specijaliziranim trgovinama. Imate li pitanja o zbrinjavanju uređaja, obratite se svome komunalnom poduzeću ili svome trgovcu.

Tehnički podaci

Naziv i model:	Uređaj za hidromasažu s mjehurićima BBS	
Opskrba strujom:	220-240 V– 50 Hz	
Daljinski upravljač:	Litijske baterije 3V CR2032	
Snaga:	ca. 570 W	
Radno vrijeme:	maks. 30 min.	
Radna pauza:	minim. 30 min.	
Automatsko isključivanje:	nakon ca. 30 minuta	
Dužina mrežnog kabela:	ca. 2,2 m	
Broj artikla:	88389	
EAN broj:	40 15588 88389 7	

Rezervni dijelovi:

<i>Br. artikla / Oznaka</i>	
88383	Mekana podloga (ca. 36 x 120 cm)
88384	Daljinski upravljač, uklj. baterije
30666	Crijevo za zrak (ca. 2,4 m)
30669	Mirisni nosač s 3 uloška (pads)

U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske promjene.

Trenutačno važeću verziju ove Upute o uporabi možete pronaći na internetskoj stranici www.medisana.com

Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka



Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu. Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

1. Na proizvode **medisana** odobrava se jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupnje. Datum kupnje u jamstvenom slučaju dokazuje se potvrdom o plaćenom računu ili računom.
2. Nedostaci zbog grešaka u materijalu ili u proizvodnji uklanjaju se besplatno u jamstvenom roku.
3. Jamstvo ne produljuje jamstveno razdoblje – ni za uređaj ni za zamijenjene dijelove.
4. Iz jamstva su isključene(-a):
 - a. bilo kakve štete nastale zbog nepravilnog rukovanja uređajem, npr. zbog nepridržavanja Upute o uporabi.
 - b. štete prouzročene popravcima ili zahvatima koje su poduzeli kupac ili neovlaštene treće osobe.
 - c. oštećenja koja su nastala na putu od proizvođača do potrošača ili koja su nastala tijekom slanja pošiljke u servisnu službu.
 - d. zamjenski dijelovi koji podliježu normalnom habanju.
5. Odgovornost za izravne ili neizravne posljedice štete koje uzrokuje uređaj isključena je i onda kada je nastala šteta na uređaju priznata kao garancijski slučaj.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, DEUTSCHLAND

medisana



- 1 Távirányító (első oldal)
- 2 Ellenőrző LED
- 3 Fűtés-gomb
- 4 Power-gomb a pezsgés-intenzitáshoz
- 5 Timer (időzítő)-gomb
- 6 Távirányító (hátdoldal)
- 7 Tapadókorong
- 8 Elemtartó
- 9 Kezelőmező
- 10 Power-gomb a pezsgés-intenzitáshoz
- 11 Infravörös érzékelő a távirányítóhoz
- 12 Timer (időzítő)-gomb
- 13 Fűtés-gomb
- 14 Készülék
- 15 Hordozó fül
- 16 Tápkábel hálózati csatlakozóval
- 17 Tömítővég vezetővel és betéttel az illatosító számára (csatlakozás a készülékhez)
- 18 Illatosító (bevezetés a tömlővégbe)
- 19 Illatosító zárva (belehelyezett párnácskával)
- 20 Illatosító/nyitott, párnácskával)
- 21 Illat-olaj aromaterápiához (nem tartozék)
- 22 Légbuborékos kádbetét, alsó részen tapadókorongokkal
- 23 Tömítővég vezetése nélkül (csatlakozás a légbuborékos kádbetéthez)
- 24 Levegőtömítő

Jelmagyarázat

FONTOS

Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS

A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében a figyelmeztető utasításokat be kell tartani.

FIGYELEM

A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében ezeket az utasításokat be kell tartani.

MEGJEGYZÉS:

Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal látják el a telepítéssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.

Idegen testek és víz elleni védeettségre vonatkozó védelmi mód megadása

IP44 A készüléket kizárólag zárt térben használja!

Ne használja a készüléket semmilyen vízzel töltött tartály felett!


II. védelmi osztály

LOT Tételszám

Gyártó

HU Biztonsági tudnivalók

A termék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösképpen a biztonsági útmutatót, és őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. Ha a készüléket másnak adja tovább, a jelen használati útmutatót is feltétlenül adja oda.



az áramellátásról

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramellátáshoz, ügyeljen arra, hogy a típustáblán megadott hálózati feszültség feszültség egyezzen az Ön csatlakozó aljzatáéval.
- Az eszköz csatlakoztatásakor használjon könnyen hozzáférhető hálózati aljzatot.
- A légbuborékos pezsgőfűrdőt egy maradékáram-készülékkel (RCD) kell táplálni, legfeljebb 30 mA névleges maradékárammal.
- Győződjön meg arról, hogy az alapegység ne tudjon belesenni a kádba, és ne legyen a kádból elérhető.
- A hálózati kábelt és a készüléket tartsa távol hőtől, forró felületektől, nedvességtől és folyadékoktól. Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót kézzel, akkor sem, ha Ön áll a vízben.
- Ha az eszköz csatlakozókábele megsérül, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak vagy az ügyfélszolgálatnak vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie azt.
- A készülék elektromos feszültséget hordozó részeit olyan biztonságos helyzetben kell elhelyezni, hogy azok ne eshessenek bele a fürdőkádba, és a fürdőkádban lévő emberek ne férhessenek hozzájuk.
- Ne nyúljon a készülék után, ha az belesett a vízbe.
- Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Használat után azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozó-aljzataból. A készülék hálózatról történő leválasztásakor soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzataból.

különleges személyek számára

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miután csatlakoztatta az elektromos hálózathoz.
- Ne használja a készüléket orvosi alkalmazások támogatására vagy helyettesítésére. A krónikus panaszok és tünetek akár még rosszabbodhatnak is.
- Ne használja a készüléket, ha érzékeny a bőre vagy szív-/keringési problémái, véna-gyulladás, tromبózis vagy magas vérnyomás tapasztalható önnél.
- A terhes nők esetében egyéni terhelési határok érvényesek.
- Megmagyarázhatatlan fájdalom esetén ne használja az eszközt, mielőtt az orvosával konzultálna.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukra egy arra kijelölt személy felügyel vagy kioktatták a készülék biztonságos használatára és megértette az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

a készülék üzemeltetéséről

- A készüléket csak a használati utasításban ismertetett rendeltetésének megfelelően szabad használni. Az ettől eltérő használat a garanciaérvényesítési jog elvesztésével jár!
- Ellenőrizze a készüléket, a légbuborékos kádbetétet és a hálózati kábelt minden használat előtt a készülék sértetlenségére vonatkozóan. Hibás készüléket nem szabad üzembe helyezni. A veszélyek elkerülése érdekében a készülékkel küldje el javításra egy szervizhez.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a dugasz sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett vagy a vízbe esett.
- A készülék bármely alkatrészének behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó ki van-e húzva.
- Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyeket nem a gyártó javasol.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba vagy a légtömítőbe.
- A levegő-pezsgőfűrdőt csak zárt térben használja!
- Ne használja a készüléket semmilyen vízzel töltött tartály felett!

Elemekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetés

- Ne szedje szét az elemeket!
- A lemerült elemeket haladéktalanul vegye ki a készülékből!
- Megnövekedett kifolyásveszély, kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést! Az elemből kifolyt savval érintkezésbe került testrészt azonnal mossa le bő tisztá vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- Ha lenyelt egy elemet, azonnal keresse fel az orvost!
- Helyesen tegye be az elemeket, ügyeljen a polaritásra!
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket!
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől!
- Ne töltse fel újra az elemeket! Robbanásveszély áll fenn!
- Ne zárja rövidre az elemeket! Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemeket ne dobja tűzbe! Robbanásveszély áll fenn!

Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem vigye azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy a szakkereskedés elemgyűjtőjébe!

- A Pezsgőfűrdő-készüléket a fürdőszobában lévő személyek számára hozzáférhetően helyen kell elhelyezni.
- A 30 percnél hosszabb üzemeltetés nem ajánlott. A hosszabb ideig tartó működtetés a készülék túlmelegedéséhez vezethet.
- Soha ne helyezze és/vagy használja a készüléket elektromos fűtőberendezés vagy egyéb hőforrás mellett.
- Kerülje hegyes vagy éles tárgyaknak az eszközzel, különösen a puha párnácskával történő érintkezését, ne szúrjon bele tüket.
- Ne használja a készüléket eldugult nyílásokkal.
- Ne álljon rá a készülékre.
- Ne használja a készüléket, ha fáradtnak érzi magát. Ne aludjon el az alkalmazás során.

Karbantartás és tisztítás

- Ön kizárólag tisztítási munkákat végezhet el a készüléken. Üzemzavar esetén ne javítsa meg a készüléket, Különben nem csak a garanciaérvényesítési jog szűnik meg, hanem komoly veszélyek is keletkezhetnek (tűz, elektromos áramütés, sérülés). A javításokat kizárólag erre jogosult szervizek végezhetik el.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki azt, és mindig húzza ki a hálózati csatlakozót. Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket.
- Vegye figyelembe a következő fejezetet: „Tisztás és ápolás“.
- A készüléket soha ne hordozza, húzza vagy forgassa meg a hálózati kábelnél fogva, és a kábelt ne engedje beszorulni.
- Tárolás előtt hagyja az eszközt lehűlni, és teljesen szárítsa meg a puha párnácskát a tartozékokkal együtt. Tárolás A levegő-pezsgőfűrdőt tiszta és száraz helyen tárolja a következő használatig, ideális esetben az eredeti csomagolásban.

Rendeltetészerű használat

A levegő-pezsgőfűrdő arra szolgál, hogy pihentető hatást gyakoroljon a fürdőkádban tartózkodó felhasználóra légbuborékok létrehozásával. A készüléket kizárólag háztartási célokra tervezték, nem pedig kereskedelmi vagy orvosi célú felhasználásra! Ha bármilyen egészségügyi problémája merülne fel, beszéljen az orvosával, mielőtt a levegő-pezsgőfűrdőt használná!

FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe!
Fulladásveszély áll fenn!

Szállítási terjedelem
Kérjük, először ellenőrizze, hogy az eszköz teljes-e, és nem tapasztalható-e károsodás rajta. Ha bármiféle kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizhez.

A csomag tartalma:

- 1 Készülék hálózati kábellel
- 1 Levegőtömítő
- 1 Puha párnácska
- 1 Távirányító CR2032 típusú elemmel
- 3 Illatosító párnácskával
- 1 használati útmutató

Kezelés
Üzembe helyezés
• Gondoskodjon a kellemes szobahőmérsékletről a fürdőszobában.
• Helyezze a készüléket **1** legalább 60 cm távolságra a fürdőkádtól, hogy az már ne legyen elérhető onnan. Ügyeljen arra, hogy az alsó részen található levegőbeszívó rész ne legyen takarva. Az aljzatnak száraznak és vízszintesnek kell lennie.
• Helyezze a légbuborékos kádbetétet **2** a fürdőkádba, és nyomja meg jó erősen. A puha párnácska alján lévő tapadókorongok jobban tapadnak, ha a puha párnácskát előre megnedvesíti a kézi zuhanynyal. A szőnyeg levegő-csatlakozása a lábész végén található.
• A légbuborékos kádbetétnek **3** szilárdan kell a kád alján elhelyezkednie, nem csúszhat meg.
• Csatlakoztassa hozzá a sima tömlővéget **2** a légbuborékos kádbetéthez **2**.
• Hagyja lehűlni a készüléket. Ügyeljen a kellemes, nem fül forró vízhőmérsékletre.
• Ne használjon habzó fürdőkészítményeket.

FIGYELEM
Használat után a legjobb, ha eltávolítja a puha párnácskát a kádból, a körmét óvatosan a tapadókorongok alá helyezve, hogy feloldja a vákuumot. Húzza le az oldalról a légbuborékos kádbetétet a fürdőkád aljáról anélkül, hogy elszakadna.

Aromaterápia
• A készülék behelyezett illatosítóval vagy anélkül is használható. Ha a levegő-pezsgőfűrdőt aromaterápiával szeretné használni, tegyen egy csepp aromás olajat **4** egy párnácskára, helyezze bele egy illatosítóba **2**, és zárja le azt. Ne töltse túl a párnát. A túl sok aromás esszencia megtámadhatja az illatosító felületét.
• Csúsztassa a lezárt illatosítót **4** a cső nyitott végén lévő, erre szolgáló betétbe **5**.
• Helyezze a tömlő végét a bele helyezett illatosítóval a készülék csatlakozójába **7**.
• Csatlakoztassa a hálózati dugaszt **6** az aljzathoz.

A készülék kezelése
A levegő-pezsgőfűrdő közvetlenül a készülék **8** kezelőpanéljén, vagy az távirányító **1** segítségével állítható be. A távirányító gombjai **3****4****5** megegyeznek az eszköz vezérlőpultján lévő gombokkal **1****2****3**. Minden egyes aktivált funkciót a kezelőpanelen egy megfelelő LED jelez az egyes gombok bal oldalán. Ha a távirányítót működtetjük a távvezérlőn, akkor a piros ellenőrző LED **2** világít a távirányítón.

Beállítás a készüléken** -> **pezsgés-intenzitás
• Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot **4**. A készülék bekapcsol, és azonnal elkezd működni a legalacsonyabb teljesítményfokozaton (Low). A Low-LED zölden világít.
• Nyomja meg még egyszer a bekapcsoló gombot **4**. Ekkor a médium-LED zölden világít. A készülék most a közepes teljesítményfokozaton működik (médium).
• Nyomja meg harmadszor a bekapcsoló (power) gombot **4**. Ekkor a Hi-LED zölden világít. A készülék most a legnagyobb teljesítményfokozaton működik (Hi).
• Nyomja meg negyedszer a bekapcsoló (power) gombot **4**. A Program-LED zölden világít. A készülék most az automatikus intervallummasszázs-programban működik (Program). A készülék egymás után végighalad a három különböző intenzitású szinten (Low - Medium -Hi), majd újra az elejétől kezdi, és így tovább..
• Amikor legközelebb megnyomja a **4** bekapcsoló (power) gombot, a készülék újra kikapcsol.

-> ***Előre beállított üzemidő-tartam***

Az időzítő gomb (Timer) **5** segítségével három alkalmazási idő választható: 30, 20 vagy 10 perc. A 30 percnél hosszabb folyamatos üzemeltetés nem ajánlott (lásd a biztonsági utasításokat). A készülék újbóli bekapcsolása előtt tartson legalább 30 perces szünetet.
• Nyomja meg egyszer a Timer-gombot **5**. Így 10 perces alkalmazási idő került kiválasztásra. A 10-LED lassan sárgán villog.
• Nyomja meg másodsor a Timer-gombot **5**. Így 20 perces alkalmazási idő került kiválasztásra. A 20-LED lassan sárgán villog.
• Nyomja meg harmadszor a Timer-gombot **5**. Így 30 perces alkalmazási idő került kiválasztásra. A 30-LED lassan sárgán villog.
Az előre beállított üzemidő letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. Ha nincs beállítva időtartam, a készülék 10 perc elteltével kikapcsol.

-> ***A fűtő-funkció hozzákapcsolása***

MEGJEGYZÉS: A fűtési funkciónak nem célja a víz hőmérsékletének fenntartása vagy a hideg fűrdővíz felmelegítése. A levegő melegítésével, amelyből a buborékok képződnek, megakadályozható a fűrdővíz túl gyors lehűlése az üzemeltetés alatt.

A fűtési funkció használatánál található nyomja meg az **8** gombot. A mellette található LED piros színben világít. A fűtés-funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét az **8** gombot, és a LED kialszik.

Beállítás távirányítóval

- Az infravörös távirányító **1** használatához először óvatosan lépjen be a kádba, majd a távirányító bekapcsoló gombjának **4** megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Ne merítse bele a távirányítót a vízbe.
- A távirányító hátoldalán található egy tapadókorong **7**. Ha kissé megnedvesíti azt, akkor kényelmes távolságban rögzítheti a fürdőszoba falához vagy a fürdőkád széléhez.
- A **1** távirányító csak akkor működik, ha az az eszköz infravörös érzékelőjére **1** mutat, amely a készülék kezelőpanéljén **8** található. Ha a távirányítót működtetjük a távvezérlőn, akkor a piros ellenőrző LED **2** világít a távirányítón.
- A távirányító segítségével ugyanazok a beállítások végezhetők el, mint amelyeket az eszköznél már leírásra kerülték.

Elemcsere

Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, a piros LED **2** nem működik akkor, amikor a távirányítót megnyomják. A távirányító egy db 3V CR2032 lítium-elemmel üzemel. Ez a hátoldalon található az elemtartóban **8**. Az elem cseréjéhez nyissa fel az elemtartó fedelét egy megfelelő érme segítségével. Távolítsa el a használt elemet, és cserélje ki egy új 3V CR2032 lítium-elemre. Ügyeljen arra, hogy megfelelően legyen behelyezve, a + - pólussal felfelé. Az érme segítségével zárja vissza az elemtartó rekeszt **8**.

Tisztítás és ápolás

A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót!

• A készülék és a távirányító karbantartást nem igényel. Időként meg kell tisztítani puha, nedves ruhával.
• Minden egyes használat után tisztítsa meg a puha párnácskát kézi zuhannyal vagy szivaccsal Amennyiben szükséges, használjon enyhé háztartási tisztítószert vagy szappanos vizet.
• A tisztításhoz soha ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy erős keféket.
• A fennmaradó vizet legjobban úgy lehet eltávolítani, ha megfordítja a kádbetétet, behelyezi az üres kádba, és rövid időre működteti a készüléket annak érdekében, hogy a fennmaradó vizet a levegő áramlása kinyomja.
• Rendszeres időközönként fertőtlenítsa a kádbetétet, hogy baktériumoktól mentes legyen. Naponta történő használat esetén heti fertőtlenítés ajánlott, különösen, ha a pezsgőfűrdőt különböző emberek is használják. Használjon háztartási fertőtlenítőszereket, és tartsa be a gyártó utasításait.
• Egyenesítse ki a kábelt, ha az megcsavarodott.
• A legjobb, ha a készüléket a vásárláskor kapott eredeti csomagolásában, tiszta és száraz helyen tárolja.

Ártalmatlanítás

A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Minden felhasználó köteles valamennyi elektromos és elektronikus készüléket, akár tartalmaz káros anyagokat, akár nem, települési gyűjtőhelyen vagy a szakkereskedőnek leadni, a hulladékká vált termék környezetkímélő ártalmatlanítása végett. Mielőtt leselejtezi a készüléket, vegye ki belőle az elemeket. Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem vigye azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy a szakkereskedés elemgyűjtőjébe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz.

Műszaki adatok		
Név és modell:	Levegő-pezsgőfűrdő BBS	
Áramellátás:	220-240 V~ 50 Hz	
Távirányító:	3V CR2032 lítium-elem	
Teljesítmény-felvétel:	kb. 570 W	
Üzemidő:	max. 30 perc	
Üzemszünet:	min. 30 perc	
Automatikus kikapcsolás:	kb. 30 perc után	
Hálózati kábelhossz:	kb. 2,2 m	
Cikkszám:	88389	
EAN szám:	40 15588 88389 7	
		Pótalkatrészek:
		<i>Cikkszám / Megnevezés</i>
		88383 légbuborékos kádbetét (kb. 36 x 120 cm)
		88384 Távirányító elemmel
		30666 Levegőtömítő (kb. 2,4 m)
		30669 illatosító 3 párnácskával

Tekintettel a folyamatos termékfejlesztésre, a műszaki és formatervezési módosítások jogát fenntartjuk.


A használati útmutató aktuális változata a www.medisana.com weboldalon található.

Garanciális és javítási feltételek

A garancia érvényesítése érdekében forduljon szakkereskedéséhez, vagy közvetlenül a szervizhez. Amennyiben a készüléket be kell küldeni, jelölje meg a hibát, és mellékelje a vásárlást igazoló nyugtát is. A következő garanciafeltételek érvényesek:

- A **medisana** termékekre az eladás napjától számítva 3 év garanciát biztosítunk. Garanciális igény esetén az eladás napját pénztárblokk vagy számla felmutatásával kell igazolni.
- Az anyag- vagy gyártási hibákat a garancia ideje alatt ingyenesen javítjuk.
- A garanciális javításokkal nem hosszabbodik meg a garancia időtartama, sem a készülékre, sem a cserélt alkatrészekre.
- A garancia nem terjed ki az alábbiakra:
 - a szakszerűtlen kezelésre, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyására visszavezethető okok miatt.
 - a vásárló, vagy jogosulatlan kívülálló által végzett javítás, vagy vagy beavatkozás miatti károkra.
 - a gyártótól a fogyasztóhoz történő kiszállítás során, vagy a szervizbe való beküldés során keletkezett károkra.
 - a normál használat során elhasználódó tartozékokra.
- A készülék által közvetlenül, vagy közvetve előidézett járulékos károk miatti felelősség még akkor is kizárt, ha a készülék károsodására vonatkozóan a garanciális igény elismert.

 **medisana GmbH**, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, NÉMETORSZÁG



- 1 Telecomandă (partea frontală)
- 2 LED control
- 3 Tasta încălzire
- 4 Tasta Power pentru intensitatea de pulverizare
- 5 Tasta Timer
- 6 Telecomandă (partea din spate)
- 7 Ventuză
- 8 Compartiment pentru baterii
- 9 Panou de comandă
- 10 Tasta Power pentru intensitatea de pulverizare
- 11 Senzor infraroșu cu telecomandă
- 12 Tasta Timer
- 13 Tasta încălzire
- 14 Aparat
- 15 Cablul de alimentare cu ștecher
- 16 Capătul furtunului cu inserție pentru suportul de aroma-terapie (racord pe agregat)
- 17 Suportul de aroma-terapie (introducerea capătului furtunului)
- 18 Suport aroma-terapie închis (cu pad introdus)
- 19 Suport aroma-terapie (deschis cu pad)
- 20 Ulei aromatic pentru aroma-terapie (nu este inclus în pachetul de livrare)
- 21 Covoaraș moale cu ventuze pe spate
- 22 Capătul furtunului fără ghidaj (racord pe covoarașul moale)
- 23 Furtun de aer

Explicații desen

IMPORTANT

Nerespectarea acestei indicații poate cauza accidente grave sau avarii la aparat.

AVERTISMENT

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

ATENȚIE

Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avariile posibile ale aparatului.

INDICAȚIE:

Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.

IP44 Indicarea tipului de protecție contra corpurilor străine și apei

Utilizați aparatul doar în spații închise!

Nu folosiți aparatul cu recipientele de orice tip pline cu apă!

Clasă de protecție II

LOT Număr **LOT**

Producător

88389 11/2019 Ver. 1.0

RO Indicații de securitate

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și păstrați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predați aparatul la terțe persoane, predați de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.



Referitor la alimentarea cu curent

- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, aveți grijă ca acesta să fie oprit și ca tensiunea electrică de pe plăcuța cu date tehnice să corespundă cu cea a prizei dumneavoastră.
- Pentru racordul aparatului folosiți o priză care poate fi oricând accesibilă.
- Cădița de masaj cu apă trebuie să fie alimentată printr-un dispozitiv de protecție cu curent rezidual (RCD) cu curent rezidual măsurat de până la 30 mA.
- Asigurați-vă că aparatul de bază nu trebuie să cadă în cadă și că nu este accesibil din cadă.

- Țineți cablul și aparatul la distanță față de căldură, suprafețe fierbinți, umezeală și lichide. Nu prindeți ștecherul niciodată cu mâinile umede sau în timp ce stați în apă.

- Dacă cablul de conexiune al aparatului este deteriorat, trebuie înlocuit de producător sau de serviciul clienți sau de o persoană calificată pentru a evita pericolele.
- Componentele aparatului, ce se află sub tensiune electrică trebuie amplasate în siguranță astfel încât să nu poată cădea în baie și să nu fie la îndemâna persoanelor în baie.
- Nu atingeți un aparat, care a căzut în apă.
- Scoateți imediat ștecherul de alimentare din priză.
- După utilizare scoateți întotdeauna ștecherul de alimentare din priză.

- Pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de curent, nu trageți niciodată de cablu.

pentru persoane speciale

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua electrică.
- Nu utilizați acest aparat pentru a susține sau a înlocui tratamentul medical. Bolile și simptomele cronice se pot înrăutăți.
- Nu folosiți aparatul dacă aveți pielea sensibilă sau probleme cardiace/circulatorii, flebită, tromboză sau tensiune arterială ridicată.
- Pentru femeile însărcinate sunt valabile limitele de încărcare personale.
- În cazul durerilor neclare nu folosiți aparatul înainte de a fi consultat medicul.
- Acest aparat poate fi folosit de copii de la vârsta de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsa experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheați sau au fost informați cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele rezultate din acestea.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.

Pentru funcționarea aparatului

- Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției!
- Verificați aparatul, covoarașul moale și cablul de alimentare înainte de fiecare utilizare cu privire la eventuale deteriorări. Un aparat defect nu trebuie pus în funcțiune. Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul pentru a fi reparat de către un centru de service autorizat.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează perfect, dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate, dacă nu funcționează fără probleme, dacă a căzut pe jos sau în apă sau a fost deteriorat.
- Aveți grijă ca ștecherul să fie scos din priză înainte de a introduce sau a scoate componentele aparatului.
- Nu folosiți elemente suplimentare care nu sunt recomandate de către producător.
- Nu introduceți obiecte străine în deschiderile aparatului sau ale furtunului de aer.
- Utilizați cădița de masaj electrică numai în spații închise!
- Nu folosiți aparatul cu recipientele de orice tip pline cu apă!

Baterie-indicații de siguranță

- Nu demontați bateriile!
- Scoateți bateriile goale imediat din aparat!
- Risc mărit de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile vizate trebuie clătite cu apă limpede din abundență și apoi trebuie contactat medicul!
- Dacă a fost înghițită o baterie, trebuie contactat imediat medicul!
- Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!
- Scoateți bateriile când nu utilizați aparatul o perioadă îndelungată!
- Țineți bateriile la distanță față de copii!
- Bateriile nu trebuie reîncărcate! Există pericolul de explozie!
- Nu au voie să fie scurtcircuitate! Există pericolul de explozie!
- Nu au voie să fie aruncate în foc! Există pericolul de explozie!
- Nu aruncați bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat!

- Aparatul cu bule de aer trebuie amplasat în baie astfel încât să nu fie la îndemâna persoanelor.
- Nu se recomandă funcționarea timp de peste 30 de minute. Funcționarea de durată poate duce la supraîncălzirea aparatului.
- Nu amplasați și/sau nu utilizați aparatul direct lângă o sobă electrică sau o alte surse de căldură.
- Evitați contactul aparatului, în special al covoarașului moale, cu obiectele ascuțite și nu introduceți ace.
- Nu folosiți aparatul cu orificiile înfundate.
- Nu stați pe aparat.
- Nu folosiți aparatul, dacă sunteți obosit. Nu adormiți în timpul utilizării.

pentru întreținere și curățare

- Doar dvs. personal aveți voie să curățați aparatul.
- În caz de defecțiuni nu reparați singur aparatul. Nu se anulează doar orice drept la acordarea garanției, ci de asemenea pot apărea pericole serioase (incendiu, electrocutare, accidentare). Dispuneți efectuarea lucrărilor de reparație doar de către un atelier autorizat.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Înainte de a curăța aparatul, opriți-l și scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Respectați capitolul "Curățare și întreținere".
- Nu transportați, nu trageți și nu învârtiți aparatul ținând de cablul de alimentare și nu prindeți cablul.
- Lăsați aparatul să se răcească și uscați covoarașul cu accesoriile în totalitate, înainte de a depozita totul. Păstrați cădița de masaj cu aer până la următoarea utilizare într-un loc curat și uscat, în mod ideal în ambalaj original.

Utilizare corespunzătoare scopului

Cădița de masaj cu aer are ca scop crearea unui efect de relaxare pentru utilizator prin producerea de bule de aer. Aparatul este prevăzută doar pentru uzul casnic și nu în scopuri comerciale sau în domeniul medical! În cazul în care aveți probleme de sănătate, discutați înainte de utilizarea cădiței cu bule de aer cu mediul dvs.!

AVERTISMENT
Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor!
Există pericol de asfixiere!

Pachet de livrare

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecte. În caz de dubii nu puneți aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 Aparat cu cablu
- 1 Furtun de aer
- 1 Covoaraș moale
- 1 Telecomandă incl. baterie tip CR 2032
- 3 Suporturi parfum cu pad-uri
- 1 Instrucțiuni de utilizare

Operare

Punere în funcțiune

- Asigurați o temperatură plăcută în cameră.
- Amplasați aparatul 1 la o distanță de min. 60 cm față de cadă, astfel încât să nu mai poată fi accesibil de acolo. Aveți grijă ca admisia de aer de pe partea inferioară să nu fie acoperită. Poдеeaua trebuie să fie uscată și nivelată.
- Introduceți covoarașul moale 2 în cadă și apăsați bine. Ventuza de pe partea inferioară a covoarașului moale este mai aderență dacă covoarașul moale se umezește cu dușul de mână. Racordul de aer al covoarașului se află la marginea piciorului.
- Covoarașul moale 2 trebuie să stea pe fundul căzii și nu trebuie să alunece.
- Conectați capătul neted al furtunului 2 cu covoarașul moale 2.
- Lăsați să curgă apa în cadă. Aveți grijă la temperatura apei plăcută, nu prea fierbinte.
- Nu utilizați accesorii de baie spumante.

ATENȚIE
După utilizare scoateți cel mai bine covoarașul din cadă scoțând ușor cu unghia ventuza pentru a evacua vidul. Trageți de lateralul covoarașului moale fără a îl rupe.

Aroma-terapie

- Aparatul poate fi folosit cu sau fără un suport pentru aroma-terapie.
- Dacă doriți să folosiți cădița de masaj cu aer cu aroma-terapie, adăugați câte o picătură de ulei aromatic 1 pe un pad, așezați-l în suportul pentru aroma-terapie 2 și închideți-l. Nu supraîncărcați pad-ul. Prea multă esență de arome poate deteriora suprafața suportului de aroma-terapie.
- Împingeți suportul de aroma-terapie închis 2 în locația prevăzută pe capătul deschis al furtunului 16.
- Introduceți capătul furtunului cu suportul de aroma-terapie în racordul de pe aparat 17.
- Introduceți ștecherul de alimentare 16 în priză.

Utilizarea aparatului

Cădița de masaj cu aer se poate regla direct de la câmpul de utilizare de pe aparat 9 sau cu ajutorul telecomenzii 1. Tastele de pe telecomandă 1, 2, 3 corespund celor de pe panoul de comandă al aparatului 1, 10, 11. Fiecare funcție activată este afișată printr-un LED corespunzător la stânga lângă tastă. Dacă se apasă telecomanda, atunci iluminează indicatorul roșu de control cu LED 2 de pe telecomandă.

Reglarea aparatului -> Intensitatea de pulverizare

- Apăsați o dată tasta putere 10. Aparatul pornește și funcționează imediat în treapta de putere cea mai joasă (low). LED-ul Low iluminează verde.
- Apăsați încă o dată tasta Power 10. Acum LED-ul mediu iluminează verde. Aparatul funcționează acum în treapta de putere medie (mediu).
- Apăsați tasta power 10 a treia oară. Acum LED-ul Hi iluminează verde. Aparatul funcționează acum în treapta de putere cea mai ridicată (Hi).
- Apăsați tasta power 10 a patra oară. LED-ul Program iluminează verde. Aparatul funcționează acum în programul automat masaj interval (program). Astfel aparatul trece prin trei trepte de intensitate diferite (Low-medium-Hi) apoi de la început etc.
- La următoarea apăsare pe tasta Power 10 aparatul este deconectat din nou.

-> *Durata de funcționare presetată*

De la tasta temporizator 12 se selectează trei durate de utilizare: 30, 20 sau 10 minute. Funcționarea de durată nu se recomandă timp de peste 30 minute (vezi instrucțiunile de siguranță) Înainte de a porni din nou aparatul faceți o pauză de min, 30 minute.

- Apăsați o dată tasta temporizator 12. Durata de utilizare de 10 minute este selectată. LED-ul 10 iluminează lent intermitent galben.
- Apăsați tasta temporizator 12 a doua oară. Durata de utilizare de 20 minute este selectată. LED-ul 20 iluminează lent intermitent galben.
- Apăsați tasta temporizator 12 a treia oară. Durata de utilizare de 30 minute este selectată. LED-ul 30 iluminează lent intermitent galben.

După expirarea duratei de utilizare presetate aparatul se oprește automat. Dacă nu se setează nicio durată, aparatul se oprește după 10 minute.

-> *Pornirea funcției de încălzire*

INDICAȚIE: Funcția de încălzire nu este destinată pentru menținerea temperaturii apei sau pentru încălzirea unei băi reci. Prin încălzirea aerului, care produce bule de aer, se împiedică o răcire prea rapidă a apei pe durata de funcționare.

Dacă nu doriți să folosiți funcția de încălzire, apăsați tasta 10. LED-ul alături iluminează roșu. Prin apăsarea repetată a 10 tastei opriți din nou funcția de încălzire și LED-ul se stinge.

Configurarea de la telecomandă

- Dacă doriți să folosiți telecomanda cu infraroșu 1 urcați-vă mai întâi cu grijă în cadă și apoi porniți aparatul prin apăsarea tastei Putere 1 de pe telecomandă.
- Nu scufundați telecomanda în apă.
- Pe partea din spate a telecomenzii există o ventuză aplicată 2. Dacă doriți să o umeziți, o puteți fixa la o distanță confortabilă pe perețele căzii sau pe marginea căzii.
- Telecomanda 1 funcționează doar dacă este poziționată pe senzorul infraroșu 1 de pe panoul de comandă 2 al aparatului. Dacă se apasă telecomanda, atunci iluminează indicatorul roșu de control cu LED 2 de pe telecomandă.
- Cu ajutorul telecomenzii se pot prelua setări care deja au fost descrise pe aparat.

Schimbarea bateriei

În cazul unei baterii prea slabe LED-ul roșu 2 indică că nu este disponibilă nicio funcție la acționarea telecomenzii. Telecomanda este acționată cu ajutorul bateriei cu litiu 3V CR2032. Aceasta se află în compartimentul pentru baterii 8 pe partea din spate. Pentru a schimba bateria, deschideți capacul compartimentului pentru baterii cu ajutorul unei căcuili adecvate. Scoateți bateria descărcată și înlocuiți-o cu o baterie nouă 3V CR2032. Aveți grijă ca aceasta sa fie introdusă corect cu polul + - în sus. Cu ajutorul monezi închideți din nou compartimentul pentru baterii 8.

Curățare și întreținere

Înainte de a curăța aparatul, scoateți ștecherul din priză!

- Aparatul și telecomanda nu necesită întreținere. Din când în când ar trebui curățat cu o lavetă moale, umezită.
- Covoarașul moale se curăță după fiecare utilizare dușul de mână sau cu burețele. Dacă este necesar, folosiți un detergent de curățare blând sau apă cu săpun. • Nu folosiți niciodată substanțe agresive de curățat sau perii dure. • Apa reziduală rămasă o îndepărtați întorcând covoarașul, așezându-l în cada goală și apăsând scurt pe aparat, astfel încât restul de apă să poată fi eliminat prin aerul presat. • Dezinfectați covoarașul la intervale regulate pentru a îl dezinfecta de bacterii. În cazul unei utilizări zilnice se recomandă o dezinfectare săptămânală în special atunci când baia cu bule este folosită de diferite persoane. Folosiți substanțe dezinfectante disponibile în comerț și respectați indicațiile producătorului. • Desfaceți cablul în cazul în care este răsucit • Depozitați aparatul cel mai bine în ambalajul original și păstrați-l într-un loc curat și uscat.

Înlăturare



Acest aparat nu are voie să fie înlăturat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator este obligat să predea toate aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea conțin substanțe toxice sau nu, la un punct de colectare local sau din comerț, ca acestea să poată fi înlăturate într-un mod ecologic. Scoateți bateria, înainte de a elimina aparatul. Nu aruncați bateriile consumate la gunoiul menajer, ci la deșeurile speciale sau la un punct de colectare din comerțul specializat. Pentru înlăturare adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Specificații tehnice

Denumire și model: Cădița de masaj cu aer **BBS**
 Alimentare cu curent: 220-240 V~ 50 Hz
 Telecomandă: Baterie 3V CR2032 litiu
 Consum de energie: cca. 570 W
 Durata de operare: max. 30 min.
 Pauza de operare: min. 30 min.
 Oprire automată: după cca. 30 minute
 Lungimea cablului de rețea: cca. 2,2 m
 Număr articol: 88389
 Număr EAN: 40 15588 88389 7

Piese de schimb:

Nr. articol / Denumire
 88383 Covoaraș moale (cca. 36 x 120 cm)
 88384 Telecomandă incl. baterie
 30666 Furtun de aer (cca. 2,4 m)
 30669 Suporturi parfum cu 3 pad-uri

În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsece la www.medisana.com



Condiții de acordare a garanției și de efectuare a lucrărilor de reparație

În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare.

La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele **medisana** se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 3 ani. În caz de acordare a garanției, data achiziției se va dovedi cu chitanța sau factura.
- Avariile de material sau de producție se înlătură gratuit în cadrul perioadei de acordare a garanției.
- Prin serviciul de garanție nu apare nicio prelungire a perioadei de garanție nicio pentru aparat nici pentru componentele schimbate.
- Excluse de la garanție sunt:
 - toate daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare de ex. din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
 - daunele cauzate de lucrări de reparații sau intervenții efectuate de cumpărător sau terțe persoane neautorizate.
 - daune de transport care au apărut pe drumul de la producător la consumator sau la trimiterea către punctul de service.
 - Piese de schimb, care sunt supuse unei uzuri normale.
- Se exclude și răspunderea pentru daunele directe sau indirecte care au fost cauzate de aparat atunci când daunele asupra aparatului nu sunt acoperite de garanție.

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, GERMANIA



- 1 Дистанционно управление (предна страна)
- 2 Контролен светодиод
- 3 Бутон за загряване
- 4 Бутон Power за интензивност на хидромасажа
- 5 Бутон Timer
- 6 Дистанционно управление (задна страна)
- 7 Вендуза за закрепване
- 8 Отделение за батериите
- 9 Поле за обслужване
- 10 Бутон Power за интензивност на хидромасажа
- 11 Инфрачервен сензор за дистанционно управление
- 12 Бутон Timer
- 13 Бутон за загряване
- 14 Уред
- 15 Дръжка за носене
- 16 Захранващ кабел със захранващ щепсел
- 17 Край на маркуча с водач за вложка за ароматизатор (връзка към уреда)
- 18 Ароматизатор (вкарване в края на маркуча)
- 19 Ароматизатор (затворен, с поставена подложка)
- 20 Ароматизатор (отворен с подложка)
- 21 Ароматно масло за ароматералия (не е включено в окомплектовката на доставката)
- 22 Мека подложка с вендузи от долната страна
- 23 Край на маркуча без водач (връзка към меката подложка)
- 24 Маркуч за въздух

Обяснение на знаците



ВАЖНО Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.



Внимание Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на евентуални повреди по уреда.

УКАЗАНИЕ:

Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.

IP44 Информация за степента на защита от чужди тела и вода



Използвайте уреда само в затворени помещения!



Не използвайте уреда над напълнени с вода контейнери от какъвто и да било вид!



Клас на защита II



LOT Партиден номер

Производител

88389 11/2019 Ver. 1.0

BG Указания за безопасност



Прочетете внимателно инструкцията за употреба, и в частност указанията за безопасност, преди да използвате уреда и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



относно електрическото захранване

- Преди да свържете уреда към Вашето електрическо захранване, внимавайте за това той да е изключен и посоченото върху типовата табелка електрическо напрежение да съответства с това на Вашия контакт.
- За свързване на уреда използвайте достъпен по всяко време контакт.
- Уредът за хидромасаж трябва да бъде защитен посредством дефектнототока защита (RCD) с номинален ток на утечка до 30 mA.
- Уверете се, че основният уред не може да падне във ваната и не е достъпен от вътре във ваната.
- Дръжте захранващия кабел и уреда далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Никога не хващайте захранващия щепсел с мокри ръце или когато стоите във вода.
- Ако свързващият кабел на този уред бъде повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или неговата служба за работа с клиенти, или подобно квалифицирано лице, за да се предотвратят опасности.
- Провеждащите електрическо напрежение части на уреда трябва да бъдат подsigурени така, че да не могат да паднат във ваната и да не са достъпни за лицата във ваната.
- Не посягайте към уред, който е паднал във вода.
- Веднага изключете захранващия щепсел.
- След употреба винаги изключвайте незабавно захранващия щепсел от контакта. За да разедините уреда от електрическата мрежа, никога не дърпайте захранващия кабел.

за лица с особени потребности

- Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа.
- Не използвайте този уред в допълнение към или вместо медицински средства. Това може да влоши хронични оплаквания или симптоми.
- Не използвайте уреда, ако имате чувствителна кожа или проблеми със сърцето/кръвообращението, страдате от възпаление на вените, тромбоза или високо кръвно налягане.
- За бременните важат лични граници на натоварването.
- При неизяснени болки не използвайте уреда, преди да сте се консултирали с лекар.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и разбират произлизащите в резултат на това опасности.
- Децата не трябва да играят с уреда.

за работата на уреда

- Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна!
- Внимателно проверявайте уреда, меката подложка и захранващия кабел за повреди преди всяка употреба. Повреден уред не трябва да се пуска в експлоатация. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервиз.
- Не използвайте уреда, когато той, кабелът или щепселът са повредени, ако не функционира безупречно, падал е на земята или във вода.
- Винаги внимавайте за това, захранващият щепсел да е изключен, преди да поставяте или изваждате части на уреда.
- Не използвайте допълнителни части, които не са препоръчани от производителя.
- Не вкарвайте чужди предмети в един от отворите на уреда или в маркуча за въздух.
- Използвайте хидромасажната вана само в затворени помещения!
- Не използвайте уреда над напълнени с вода контейнери от какъвто и да било вид!

Указания за безопасност за батериите

- Не разглобявайте батериите!
- Незабавно изваждайте изтощените батерии от уреда!
- Избягвайте повишената опасност от изтичане, контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с киселина от батерия веднага изплакнете обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекар!
- Ако бъде погълната батерия, незабавно трябва да се потърси лекар!
- Поставяйте батериите правилно, спазвайте полярността!
- При по-дълги периоди на неизползване извадете батериите от уреда!
- Дръжте батериите далеч от деца!
- Не презареждайте батериите! Съществува опасност от експлозия!
- Не свързвайте на късо! Съществува опасност от експлозия!
- Не хвърляйте в огън! Съществува опасност от експлозия!
- Не хвърляйте употребяваните батерии и акумулатори в домакинската смет, а ги изхвърлете в специалните отпадъци или в контейнер за събиране на батерии в специализираните магазини!

- Уредът с хидромасаж трябва да се постави на място, което не е достижимо за лицата във ваната.
- Работа за повече от 30 минути не се препоръчва. По-продължителна работа може да доведе до прегряване на уреда.
- Не поставяйте и/или не използвайте уреда директно до електрическа отоплителна печка или други източници на топлина.
- Избягвайте контакта на уреда, особено на меката подложка, с остри предмети и не забивайте игли вътре в тях.
- Не използвайте уреда със запушени отвори.
- Не стъпвайте върху уреда.
- Не използвайте уреда, когато сте изморени. Не заспивайте при използването на уреда.

за поддръжката и почистването

- Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда. В случай на повреди не ремонтирайте уреда сами. Тогава отпадат не само всякакви гаранционни искове, но също могат да възникнат сериозни опасности (пожар, електрически удар, нараняване). Поверявайте извършването на ремонтите само на оторизирани сервизи.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Преди да почиствате уреда, винаги го изключвайте и издърпайте захранващия щепсел от контакта. Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Обърнете внимание на глава „Почистване и грижа“.
- Никога не носете, дърпайте или въртете уреда за захранващия кабел и не притискайте кабела.
- Първо оставете уреда да се охлади и почистете изцяло меката подложка с принадлежностите, преди да приберете всичко за съхранение. Съхранявайте хидромасажната вана до следващата ѝ употреба на чисто и сухо място, в най-добрия случай в оригиналната опаковка.

Употреба по предназначение

Хидромасажната вана служи за това, чрез образуването на въздушни мехурчета във вана за къпане да упражнява отпусканото въздействие върху потребителя. Уредът е предназначен само за употреба в домакинството и не е предназначен за търговски цели или медицинска употреба! Ако имате здравословни проблеми, преди употреба на хидромасажната вана се консултирайте с Вашия лекар!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте опаковъчните фолиа да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задушаване!

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма някакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обърнете към Вашия търговец или към Вашия сервиз. Към окомплектовката на доставката спадат:

- 1 уред със захранващ кабел
- 1 маркуч за въздух
- 1 мека подложка
- 1 дистанционно управление с батерия тип CR2032
- 3 ароматизатора с подложки
- 1 инструкция за употреба

Обслужване

Пускане в експлоатация

- Погрижете се за приятна температура на въздуха в банята.
- Поставете уреда 1 на разстояние от мин. 60 cm от ваната, така че той повече да не може да бъде достигнат. Внимавайте за това, входът за въздух от долната страна да не бъде покрит. Подът трябва да е сух и равен.
- Поставете меката подложка 2 във ваната и я притиснете добре. Вендузите от долната страна на меката подложка държат по-добре, ако предварително навлажните меката подложка с вендузите. Връзката за въздух на подложката се намира в края за краката.
- Меката подложка 2 трябва да стои здраво върху дъното на ваната и не трябва да се пързая.
- Свържете гладкия край на маркуча 3 с меката подложка 2.
- Пуснете водата да пълни ваната. Внимавайте за приятната и не прекалено висока температура на водата.
- Не използвайте пенещи се добавки за къпане.

⚠ ВНИМАНИЕ

След употреба най-добре извадете меката подложка от ваната като внимателно вкарате нокътя на пръста си под вендузите, за да освободите вакуума. Извадете меката подложка странично от дъното на ваната, без да я късате.

Ароматералия

- Уредът може да се използва с или без поставен ароматизатор.
- Ако искате да използвате хидромасажната вана с ароматералия, добавете капка ароматно масло 4 на една вана, като го поставите в ароматизатора 5 и свържете последния. Не претъпяйте подложката. Прекалено много ароматна есенция може да нарани повърхността на ароматизатора.
- Вкарайте свързания ароматизатор 5 в предвидената за целта вложка във все още отворения край на маркуча 6.
- Вкарайте края на маркуча с поставения ароматизатор във връзката върху уреда 7.
- Включете захранващия щепсел 8 в контакта.

Обслужване на уреда

Хидромасажната вана мое да се настройва директно от полето за обслужване върху уреда 1 или посредством дистанционното управление 1. Бутоните на дистанционното управление 3-4-5 съответстват на тези върху полето за обслужване на уреда 10-11-12. Всяка активирана функция се показва върху полето за обслужване чрез съответен светодиод отляво до съответния бутон. Ако дистанционното управление бъде задействано, тогава светва контролният светодиод 2 на дистанционното управление.

Настройка от уреда -> Интензивност на хидромасажа

- Натиснете веднъж бутона Power 10. Уредът се включва и веднага за почва работа на най-ниската степен на мощността (Low). Светодиодът Low свети зелено.
- Натиснете още веднъж бутона Power 10. Сега светодиодът Medium свети зелено. Уредът сега работи на средната степен на мощността (Medium).
- Натиснете бутона Power 10 за трети път. Сега светодиодът Hi свети зелено. Уредът сега работи на най-високата степен на мощността (Hi).
- Натиснете бутона Power 10 четвърти път. Светодиодът Program свети зелено. Сега уредът работи на автоматична програма с интервален масаж (Program). При това уредът преминава последователно през трите различни степени на интензивност (Low - Medium -Hi), след това отново отначало и т.н.
- При следващото натискане на бутона Power 10 уредът отново се изключва.
- > *Предварително настроена продължителност на работа*
- С бутона Timer 11 могат да се избират три времена на приложение: 30, 20 или 10 минути. Продължителна работа за повече от 30 минути не се препоръчва (вж. указанията за безопасност). Преди да включите отново уреда, направете почивка от мин. 30 минути.
- Натиснете веднъж бутона Timer 11. Времето на приложение от 10 минути е избрано. Светодиодът 10 свети жълто и мига бавно.
- Натиснете бутона Timer 11 втори път. Времето на приложение от 20 минути е избрано. Светодиодът 20 свети жълто и мига бавно.
- Натиснете бутона Timer 11 трети път. Времето на приложение от 30 минути е избрано. Светодиодът 30 свети жълто и мига бавно.

След изтичане на предварително настроената продължителност на работа уредът се изключва автоматично. Ако не бъде настроена продължителност, уредът се изключва след 10 минути.

-> *Допълнително включване на загряващата функция*

УКАЗАНИЕ: Загряващата функция не е предназначена за това да поддържа температурата на водата или да загрява студена вана. Чрез загряване на въздуха, от който се получават хидромасажните балончета, се предотвратява твърде бързо охлаждане на водата във ваната по време на работа. Ако искате да използвате загряващата функция, натиснете бутона 10. Разположеният до него светодиод светва червено. Чрез повторно натискане на бутона 10 изключвате отново загряващата функция и светодиодът изгасва.

Настройка с дистанционното управление

- Ако искате да използвате инфрачервеното управление 1, първо влезте внимателно във ваната за къпане и след това включете уреда чрез натискане на бутона Power 10 върху дистанционното управление.
- Не потапяйте дистанционното управление във водата.
- От задната страна на дистанционното управление е поставена вендуза за закрепване 7. Ако леко я навлажните, можете да закрепите дистанционното управление на удобно разстояние върху стената на банята или върху ръба на ваната.
- Дистанционното управление 1 функционира само тогава, когато бъде насочено към инфрачервенния сензор 11 върху полето за обслужване 8 на уреда. Ако дистанционното управление бъде задействано, тогава светва контролният светодиод 2 на дистанционното управление.
- С помощта на дистанционното управление могат да се извършват същите настройки, които вече бяха описани във връзка с уреда.
- Смяна на батерията*
- При прекалено слаба батерия червеният светодиод 2 не показва никаква функция при натискане на дистанционното управление. Дистанционното управление работи с една литиева батерия 3V CR2032. Тя се намира в отделението за батериите 8 върху задната страна. За да смените батерията, отворете капачето на отделението за батериите с подходяща монета. Извадете изтощената батерия и я сменете с нова литиева батерия 3V CR2032. Внимавайте тя да бъде поставена правилно, с + полюса нагоре. С монетата затворете отново отделението за батериите 8.
- Почистване и грижа*
- Преди да почиствате уреда, изключете захранващия щепсел!*
- Уредът и дистанционното управление не се нуждаят от поддръжка. От време на време те трябва да се почистват с мека, навлажнена кърпа.
 - Почиствайте меката подложка след всяка употреба със душ слушалката или с гъба. Ако е необходимо, при това използвайте меk домакински почистващ препарат или сапунен разтвор.
 - Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или твърди четки.
 - Най-добре отстранете оставащата вода като завъртите подложката, опънете я в празната вана за къпане и включите за кратко уреда, така че оставащата вода да може да бъде изкарана от излизащия въздух.
 - Дезинфекцирайте подложката на редовни интервали, за да я пазите чиста от бактерии. При ежедневна употреба се препоръчва ежеседмична дезинфекция, особено тогава, когато хидромасажната вана се използва от различни лица. Използвайте обикновен домакински препарат за дезинфекция и спазвайте указанията на производителя.
 - Развийте кабела, ако се е усукал.
 - Най-добре приберете уреда в неговата оригинална опаковка, в която сте го закупили, и го съхранявайте на чисто и сухо място.

Изхвърляне



Този уред не трябва да се изхвърля при битовите отпадъци. Всеки потребител е задължен да предаде всички електрически или електронни уреди, без значение дали те съдържат вредни материали или не, в пункт за събиране в своя град или в търговската мрежа, за да могат те да бъдат изхвърлени по екологично безвреден начин. Извадете батерията, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте употребяваните батерии в домашната смет, а ги изхвърлете в специалната смет или в станция за събиране на батерии в специализираните магазини. Във връзка с изхвърлянето се обърнете към Вашите местни органи или Вашия търговец.

Технически данни		
Наименование и модел:	Хидромасажна вана BBS	
Електрозахранване:	220-240 V~ 50 Hz	
Дистанционно управление:	Литиева батерия 3V CR2032	
Консумирана мощност:	ок. 570 W	Резервни части:
Работно време:	макс. 30 мин.	Номер на артикул / Наименование
Работна почивка:	мин. 30 мин.	88383 Мека подложка (ок. 36 x 120 cm)
Автоматичното изключване:	след ок. 30 минути	88384 Дистанционно управление с батерия
Дължина на захранващия кабел:	ок. 2,2 m	30666 Маркуч за въздух (ок. 2,4 m)
Артикулен номер:	88389	30669 Ароматизатор с 3 подложки
EAN номер:	40 15588 88389 7	

В рамките на непрекъснатите продуктови подобрения си запазваме правото на технически и конструктивни промени.

Съответната актуална версия на тази инструкция за употреба можете да намерите на адрес www.medisana.com


Условия за гаранция и ремонт

В случай на повреда, покрита от гаранцията, моля да се обърнете към Вашия специализиран магазин или директно към сервиза. Ако трябва да изпратите уреда за ремонт, моля да посочите дефекта и да приложите копие на касовия бон. При това важат следните гаранционни условия:

- За продуктите **medisana** се предоставя гаранция от 3 години от датата на продажбата. При настъпване на гаранционен случай датата на продажбата се доказва с касов бон или фактура.
- Повреди в резултат на дефекти в материалите или производствени грешки се отстраняват безплатно в рамките на гаранционния срок.
- Предоставянето на гаранционна услуга не води до удължаване на гаранционния срок нито за уреда, нито за сменените части.
- От гаранцията са изключени:
 - а) всички повреди, които са възникнали вследствие на неправилна експлоатация, напр. на неспазване на инструкцията за употреба.
 - б) повреди, които се дължат на ремонти или намеси от страна на купувача или неоторизирани трети лица.
 - в) повреди, които са възникнали при транспортирането от производителя до потребителя или при изпращането до сервиза.
 - г) резервни части, които подлежат на нормално износване.
- Изключва се поемане на отговорност за причинени от уреда пречи или косвени щети, дори и когато неостанялата повреда на уреда се покрива от гаранцията.



medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ГЕРМАНИЯ



- 1 Kaugjuhtimispuhuti (esikülg)
- 2 LED-indikaator
- 3 soojendusnupp
- 4 toitenupp mullitamise intensiivsuse valimiseks
- 5 Timer-nupp
- 6 kaugjuhtimispuhuti (tagakülg)
- 7 iminapp
- 8 patareipesa
- 9 juhtpaneel
- 10 toitenupp mullitamise intensiivsuse valimiseks
- 11 infrapunaandur kaugjuhtimispuhuti jaoks
- 12 Timer-nupp
- 13 soojendusnupp
- 14 seade
- 15 kandesang
- 16 pistikuga toitejuhe
- 17 vooliku lõhnaaluse lõhega ots (ühendatakse seadmega)
- 18 lõhnaalus (sissetatakse vooliku otsa)
- 19 suletud lõhnaalus (sissetatud padjaga)
- 20 lõhnaalus (avatud, koos padjaga)
- 21 aroomiõli aroomiteraapia jaoks (ei kuulu tarnekomplekti)
- 22 pehme matt, mille alumisel küljel on iminapad
- 23 lõheta vooliku ots (ühendatakse pehme matiga)
- 24 õhuvoolik

Sümbolite selgitus

TÄHTSI! Selle juhendi mittejärgmine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

HOIATUS
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku kasutaja vigastamist.

TÄHELEPANU!
Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku seadme kahjustamist.

MÄRKUS.
Need juhised annavad teile vajaliku lisateavet paigaldamise või kasutamise kohta.

IP44 Kaitseaste kokkupuutel vee ja veega

Kasutage seadet ainult suletud ruumides!

Ärge kasutage seadet mis tahes veega täidetud anumate kohal!

Kaitseklass II

LOT Partii number

Tootja

EE Ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.



toitevoolu saamiseks

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja et andmeplaadil esitatud pinge vastaks vooluvõrgu pingele.
- Ühendage seade lihtsasti juurdepääsetavas pistikupessa.
- Mullivanniseadet tuleb toita rikkevoolukaitselüliti (RCD) kaudu, mille nimirikkevool on kuni 30 mA.
- Kindlustage, et põhiseade ei saaks vanni kukkuda ja et selleni ei ulatuks vannis olles. Hoidke juhe ja seade eemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja vedelikest. Ärge võtke pistikut kunagi kinni, kui te käed on niisked või kui seisate vees.
- Kui seadme toitejuhe saab kahjustada, peab tootja või selle klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
- Seadme elektrit juhtivad osad peab paigaldama ohutult, nii et need ei saaks vanni kukkuda ega oleks vannisoleva isiku käeulatuses.
- Ärge võtke kinni seadmest, mis on vette kukkunud.

Eemaldage adapter viivitamatult pistikupesast.

- Tõmmake pistik alati kohe pärast kasutamist pistikupesast välja. Seadme vooluvõrgust lahutamisel ärge tõmmake kunagi toitejuhtmist.

kasutamiskiirangud

- Ärge jätke seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge kasutage seadet meditsiiniliste protseduuride toetamiseks ega asendamiseks. Kroonilised sümptomid võivad veelgi süveneda.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on tundlik nahk või kui teil esineb probleeme südame või vereringega, veenipõletik, tromboos või kõrge vererõhk.
- Rasedatele kehtivad isiklikud koormuspiirangud.
- Selge põhjusega valude korral ärge seadet kasutage, kuni te pole arstiga konsulteerinud.
- Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, samuti vähenenud füüsiliste, aistinguliste või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalvataja või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Seadme kasutamiseks

- Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhendis ettenähtud otstarbele. Vale kasutamise korral muutub garantiinõue kehtetuks!
- Enne iga kasutamist kontrollige seadet, pehmet matti ja toitejuhet hoolikalt. Defektset seadet ei tohi kasutada. Ohtude vältimiseks saatke seade remonti hooldustöökotta.
- Ärge kasutage seadet, kui seade, juhe või pistik on kahjustatud, kui seade ei tööta tõrgeteta, on kukkunud maha või vette või on saanud kahjustada.
- Veenduge alati enne seadme osade paigaldamist või eemaldamist, et pistik oleks pistikupesast lahutatud.
- Ärge kasutage täiendavaid osi, mida tootja pole soovitanud.
- Ärge pange seadme avadesse ega õhuvoolikusse võõrkehi.
- Kasutage mullivanniseadet ainult suletud ruumides!
- Ärge kasutage seadet mis tahes veega täidetud anumate kohal!

Patarei ohutusjuhised

- Patareisid ei tohi lahti võtta!
- Eemaldage tühjad patareid kohe seadmest!
- Suurem lekkeoht, vältige kontakti naha, silmade ja limaskestadega! Kokkupuute korral patarei happega pesta kahjustatud kohta rohke puhta veega ja pöördu-da kohe arsti poole!
- Patarei allaneelamise korral pöördu da kohe arsti poole!
- Asetage patareid õigesti seadmesse, pöörake tähelepanu poolustele!
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid!
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas!
- Patareisid ei tohi uuesti laadida! Plahvatusoht!
- Mitte tekitada lühist! Plahvatusoht!
- Mitte visata tulle! Plahvatusoht!
- Ärge visake kasutatud patareisid ega akusid olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage need ohtlike jäätmetena või viige patareide kogumispunkti poes!

- Õhumullide seade peab paiknema vannitoas inimestele kättesaamatus kohas. Seadet ei soovitata kasutada üle 30 minuti. Pikem kasutamine võib põhjustada seadme ülekuumenemise.
- Ärge asetage ega kasutage seadet kunagi elektrilise kütteseadme või muude kuumaaalike vahetus läheduses.
- Hoidke seadet, eriti pehmet matti, kokkupuute eest orade või teravate esemetega ning ärge torgake sellesse nõelu.
- Ärge kasutage seadet ummistunud avadega.
- Ärge seiske seadmel.
- Ärge kasutage seadet kui olete väsinud. Ärge jääge seadme kasutamise ajal magama.

Hoolduse ja puhastuse kohta

- Ise võite seadmel teha üksnes puhastustöid.
- Rikete korral ärge parandage seadet ise. See ei muuda mitte ainult garantiinõudeid kehtetuks, vaid võib tekitada tõsiseid ohte (tulekahju, elektrilöökk, vigastused). Parandustöid võib teostada vaid volitatud teeninduspunkti.
- Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Enne seadme puhastamist lülitage see välja ja eemaldage alati pistik pistikupesast. Seadet ei tohi kunagi vette ega teistesse vedelikesse kasta.
- Järgige peatüki „Puhastus ja hooldus“ ettekirjutusi.
- Ärge kandke, tõmmake ega keerake seadet kunagi juhtmest ja vaadake, et see millegi vahele kinni ei jääks.
- Enne hoiule panemist laske seadmel kõigepealt jahtuda ja pehmel matil ning tarvikutel täielikult kuivada. Hoidke mullivanniseadet järgmise kasutuskorrani puhtas ja kuivas kohas, soovitatvalt originaalpakendis.

Otstarbekohane kasutamine

Mullivanniseade tekitab vannis õhumulle, et aidata kasutajal lõõgastuda. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja seda ei tohi kasutada ärilistel ega meditsiinilistel eesmärkidel! Kui teil esineb terviseprobleeme, konsulteerige enne mullivanni kasutamist oma arstiga!

HOIATUS
Jälgige, et pakkepile ei satuks laste kätte! Lämmisohoht!

Tarnekomplekt
Kõigepealt kontrollige, et seade oleks terve ega poleks kahjustatud. Kui kahtlete selles, ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge oma edasimüüja või teeninduspunkti poole.

Tarnekomplektis sisaldub:

- 1 toitejuhtmega seade
- 1 õhuvoolik
- 1 pehme matt
- 1 kaugjuhtimispuhuti, sh patarei CR2032
- 3 padjakestega lõhnaalus
- 1 kasutusjuhend

Kasutamine
Kasutuselevõtmine

- Kindlustage, et vannitoas oleks meeldiv õhutemperatuur.
- Asetage seade 1 vähemalt 60 cm kaugusele vanni servast, et sellele ei pääseks vannist enam ligi. Kindlustage, et seadme allosas olev õhu sissepääsuava poleks kaetud. Põrand peab olema kuiv ja tasane.
- Asetage pehme matt 2 vanni ja suruge see korralikult kohale. Iminapad pehme mati alumisel küljel jäävad paremini kinni, kui pehmet matti eelnevalt käsidušiga niisutada. Mati õhuvooliku ühendus asub jalgade poolses otsas.
- Pehme matt 2 peab olema kindlalt vanni põhja küljes kinni ega tohi libiseda.
- Ühendage vooliku sile ots 5 pehme matiga 6.
- Laske vesi vanni. Kindlustage, et vee temperatuur oleks meeldiv ja mitte liiga kuum.
- Ärge kasutage vahutavaid vanniliisandeid.

TÄHELEPANU!
Pärast kasutamist on pehmet matti vannist kõige lihtsam eemaldada, kui lükkate küüne ettevaatlikult iminappade alla, et need lahti tuleksid. Tõmmake pehmet matti vanni põhjast küljele, ilma seda rebimata.

Aroomiteraapia

- Seadet saab kasutada kas lõhnaalusega või ilma.
- Kui soovite mullivanniseadet kasutada koos aroomiteraapiaga, tilgutage padjakesele tilk aroomiõli 1, paigaldage see lõhnaalusesse 1 ja sulgege see. Ärge padjakest üle täitke. Liiga palju aroomiõli võib lõhnaaluse pinda kahjustada.
- Libistage suletud lõhnaalus 1 selleks ettenähtud vahetükki veel ühendamata vooliku otsas 10.
- Ühendage vooliku lõhnaalusega ots seadme külge 6.
- Ühendage pistik 1 pistikupessa.

Seadme kasutamine

Mullivanniseadet saab seadistada kas otse seadme 1 või kaugjuhtimispuhuti 1 kaudu. Kaugjuhtimispuhuti nupud 3, 4, 5 vastavad seadme 1, 10, 12 juhtpaneelil olevatele nuppudele. Iga aktiveeritud funktsiooni jaoks asub igast nupust vasakul vastav LED-indikaator. Kui kaugjuhtimispuhuti kasutatakse, põleb sellel punane indikaator-LED 2.

Seadme kaudu seadistamine -> mullitamise intensiivsus

- Vajutage üks kord toitenupule 1. Seade lülitub sisse ja hakkab kohe madalaimal võimsusastmel (Low) töötama. Low-LED põleb roheliselt.
- Vajutage veel üks kord toitenupule 1. Nüüd põleb Medium-LED roheliselt. Seade töötab nüüd keskmisel võimsusastmel (Medium).
- Vajutage toitenuppu 1 kolmandat korda. Nüüd põleb Hi-LED roheliselt. Seade töötab nüüd suurimal võimsusastmel (Hi).
- Vajutage toitenuppu 1 neljandat korda. Program-LED põleb roheliselt. Seade töötab nüüd automaatses intervallmas-saazi režiimis (Program). Selles režiimis töötab seade vaheldumisi kolmel erineval intensiivsusastmel (Low - Medium -Hi), alustab seejärel algusest jne.
- Veelkord toitenupule 1 vajutades lülitub seade jälle välja.

-> Eelseadistatud tööaeg

Timer-nupuga 1 saab tööaegu valida: 30, 20 või 10 minutit. Seadet ei soovitata kasutada üle 30 minuti (vt ohutusjuhi-sed). Enne seadme uuesti sisselülitamist oodake vähemalt 30 minutit.

- Vajutage üks kord Timer-nuppu 1. Valitud on tööaeg 10 minutit. 10-LED vilgub aeglaselt kollaselt.
- Vajutage Timer-nuppu 1 teist korda. Valitud on tööaeg 20 minutit. 20-LED vilgub aeglaselt kollaselt.
- Vajutage Timer-nuppu 1 kolmandat korda. Valitud on tööaeg 30 minutit. 30-LED vilgub aeglaselt kollaselt.

Pärast eelseadistatud tööaja lõppu lülitub seade automaatselt välja. Kui tööaega ei seadistata, lülitub seade välja 10 minuti möödudes.

-> Soojendusfunktsiooni sisselülitamine

MÄRKUS. Soojendusfunktsioon pole mõeldud veetemperatuuri hoidmiseks ega külma vanni kütmiseks. Mulli-dena eralduva õhu soojendamisega hoitakse ära vannivee liiga kiire jahtumine seadme kasutamise ajal. Kui soovite soojendusfunktsiooni kasutada, vajutage nuppu 1. Süttib selle kõrval olev punane LED-tuli. Vajutades veelkord sellele nupule 1 lülitub soojendusfunktsioon jälle välja ja LED-tuli kustub.

Kaugjuhtimispuhuti seadistamine

- Kui soovite kasutada infrapuna-juhtseadist 1 sisenege kõigepealt ettevaatlikult vanni ja lülitage seejärel seade kaugjuhtimispuhuti toitenupust 1 sisse.
- Ärge sukeldage kaugjuhtimispuhuti vette.
- Kaugjuhtimispuhuti tagaküljel on iminapp 1. Seda pisut niisutades, saate selle sobivasse kaugusesse vannitoa sei-nale või vanni ääre külge kinnitada.
- Kaugjuhtimispuhuti 1 töötab vaid juhul, kui infrapunaandur 1 on suunatud seadme juhtpaneeli 9 poole. Kui kaugjuhtimispuhuti kasutatakse, põleb sellel punane indikaator-LED 2.
- Kaugjuhtimispuhuti 1 saab teha samu toiminguid, nagu seadme juhtpaneelil (kirjelatud eespool).

Patarei vahetamine

Kui patarei on liiga tühi, ei reageeri punane LED-tuli 1 kaugjuhtimispuhuti kasutamisel. Kaugjuhtimispuhuti töötab ühe 3 V CR2032 liitiumpatareiga. See asub puhuti tagaküljel olevas patareipesas 8. Patarei vahetamiseks avage sobiva mündi abil patareipesa kaas. Eemaldage tühi patarei ja asendage see uue 3 V CR2032 liitiumpatareiga. Veenduge, et see on õigesti sisetatud, st et +-pool oleks üleval. Sulgege patareipesa 8 mündi abil uuesti.

Puhastus ja hooldus
Enne seadme puhastamist eemaldage selle pistik pistikupesast!

- Seade ja kaugjuhtimispuhuti on hooldusvabad. Aeg-ajalt tuleb seda pehme niiske lapiga puhastada.
- Pehmet matti puhastage pärast iga kasutuskorda käsiduši või pesukäsnaaga. Vajadusel kasutage õrnatoimelist üldpesuvahendit või seebivett.
- Ärge kunagi kasutage agressiivseid puhastusvahendeid ega tugevaid harju.
- Mati sisse jäänud vee saab kõige paremini eemalda-da pöörates mati ümber, asetades selle laialilaotatult tühja vanni põhja ja käivitades seadme korra, et õhk sellesse jäänud vee välja suruks.
- Mati bakterivabana hoidmiseks desinfitseerige seda regulaarselt. Igapäevasel kasutamisel soovitane seda desinfitseerida iga nädal, seda eriti juhul kui mullivanniseadet kasutavad erinevad inimesed. Kasutage tavalisi majapi-damises kasutatavaid desinfitseerimisvahendeid ja järgige tootja juhiseid.
- Keerake juhe lahti, kui see on keerdu. • Seadet on kõige parem hoida puhtas ja kuivas kohas originaalpakendis, milles see osteti.

Kasutusel kõrvaldamine

Seda seadet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Iga tarbija on kohustatud kõik elektrilised või elektroonilised seadmed viima – ükskõik, kas need sisaldavad saasteaineid või mitte – oma linna kogumispunkti või kauplusesse, et anda oma panus keskkonnasõbralikku jäätmete kõrvaldamisse. Enne seadme kasutusel kõrvaldamist, eemaldage sellest patareid. Ärge visake kasutatud patarei-sid olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage need ohtlike jäätmetena või viige patareide kogumispunkti poes! Jäätmete kõrvaldamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või oma edasimüüja poole.

Tehnilised andmed		
Nimi ja mudel:	mullivanniseade BBS	
Toitevool:	220–240 V~ 50 Hz	
Kaugjuhtimine:	3V CR2032 liitiumpatarei	
Tarbitav võimsus:	u 570 W	
Kasutusaeg:	max 30 min	Varuosad:
Paus kasutuskordade vahel:	min 30 min	<i>Artikli nr / nimetus</i>
Automaatne väljalülitus:	pärast umbes 30 minutit	88383 Pehme matt (u 36 x 120 cm)
Toitekaabli pikkus:	u 2,2 m	88384 Kaugjuhtimispuhuti, sh patarei
Tootenumber:	88389	30666 Õhuvoolik (u 2,4 m)
EAN-number:	40 15588 88389 7	30669 3 padjakesega lõhnaalus

Toote pidevaks edasiarendamiseks jätame endale õiguse teha tehnilisi ja disainialaseid muudatusi.

Selle kasutusjuhendi olemasoleva ajakohase versiooni leiate veebiaadressilt: www.medisana.com



Garantii- ja remonditingimused

Pöörduge garantiinõude korral oma edasimüüja poole või otse teeninduspunkti. Kui peaksite seadme meile saatma, kirjeldage viga ja lisage koopia ostudokumendist. Seejuures kehtivad alljärgnevad garantiitingimused:

1. **medisana** toodetele kehtib 3-aastane garantii alates ostukuupäevast. Ostukuupäeva tuleb garantiinõude korral tõendada ostukviitungi või arvega.
2. Materjali- või tootmisvigadest tulenevad puudused kõrvaldatakse garantiiperioodil tasuta.
3. Garantiiremondi korral ei pikene seadme ega väljavahetatud detailide garantiiperiood.
4. Garantiitööde alla ei kuulu:
 - a. kõik väärast kasutamisest, nt kasutusjuhendi eiramisest tingitud kahjud;
 - b. kahjud, mis on tekkinud otstja või volitamata kolmandate isikute sekkumiste või remondi tagajärjel;
 - c. transpordikahjustused, mis on tekkinud teel tootja juurest tarbija juurde või teeninduspunkti;
 - d. varuosad, mis kuluvad tavapäraselt;
5. Välistatud on vastutus ka otseselt või kaudselt seadme kasutamisest tulenevate kahjude eest – seda isegi siis, kui seadme kahjustused kuulusid garantii alla.

medisana

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Gaisa burbuļu masāžas ierīce BBS



- 1 Tālvadības pults (priekšpuse)
- 2 Kontrollampīņa ar gaismas diodi
- 3 Sildīšanas funkcijas taustiņš
- 4 Taustiņš "Power" burbuļošanas intensitātes regulēšanai
- 5 Taustiņš "Timer"
- 6 Tālvadības pults (aizmugure)
- 7 Piesūceklis
- 8 Baterijas nodalījums
- 9 Vadības panelis
- 10 Taustiņš "Power" burbuļošanas intensitātes regulēšanai
- 11 Infrasarkanās gaismas sensors attālinātajai vadībai
- 12 Taustiņš "Timer"
- 13 Sildīšanas funkcijas taustiņš
- 14 Ierīce
- 15 Rokturis pārmēsāšanai
- 16 Barošanas kabelis ar tīkla kontaktspraudni
- 17 Šūtenes gais ar vadotni aromatizētāju ietvara ievietošanai(pieslēgums pie agregāta)
- 18 Aromatizētāju ietvars (iebidīšana šūtenes galā)
- 19 Aromatizētāju ietvars (aizvērts, ar ievietotu spilventiņu)
- 20 Aromatizētāju ietvars (atvērts, ar spilventiņu)
- 21 Ēteriskā eļļa aromterapijai (neietilpst piegādes komplektā)
- 22 Mīksta materiāla vannas iekļājs ar piesūcekņiem apakšpusē
- 23 Šūtenes gais bez vadotnes (pieslēgums pie mīkstā materiāla vannas iekļāja)
- 24 Gaisa šūtene

Simbolu skaidrojums

SVARĪGI!

Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.

UZMANĪBU! Ievērojiet šīs norādes, lai novērstu iespējamos ierīces bojājumus.

NORĀDE

Šīs norādes sniedz derīgu papildu informāciju par ierīces uzstādīšanu vai lietošanu.

IP44 Norādītais aizsardzības veids pret svešķermeņiem un ūdeni

 Lietojiet ierīci tikai slēgtās telpās!

 Ierīci aizliegts lietot virs jebkāda veida tvertnēm, kas ir piepildītas ar ūdeni!

 II aizsardzības klase

LOT LOT numurs

 Ražotājs

88389 11/2019 Ver. 1.0

LV Drošības norādījumi

 **Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabāiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti iedodiet līdzi arī šo lietošanas instrukciju.**



Barošana

- Pirms pieslēdzat ierīci pie barošanas, pārbaudiet, vai tā ir izslēgta un tehnisko datu plāksnītē norādītais strāvas spriegums atbilst attiecīgās kontaktlīgzdas spriegumam.
- Ierīces pieslēgšanai pie elektrotīkla izmantojiet tādu kontaktlīgzdu, kurai iespējams jebkurā brīdī piekļūt.
- Gaisa burbuļu masāžas ierīces barošana jānodrošina, izmantojot uz diferenciālo strāvu reaģējošu automātslēdzi (RCD) ar nominālo diferenciālo strāvu līdz 30 mA.
- Nodrošiniet, lai bāzes ierīce nevarētu iekrist vannā un to nebūtu iespējams aizsniegt, tās lietotājam atrodoties vannā.
- Sargājiet barošanas kabeli un ierīci no karstuma, karstām virsmām mitruma un šķidrumiem. Nekad nepieskarieties tīkla kontaktspraudnim ar slapjām rokām vai jums atrodoties ūdenī.
- Ja šīs ierīces pieslēguma kabelī ir radušies bojājumi, apdraudējuma novēršanas nolūkā tas pie ražotāja vai tā klientu apkalpošanas centrā, vai arī pie speciālista ar līdzīgu kvalifikāciju jānomaina.
- Nodrošinot atbilstošu aizsardzību, elektrisko spriegumu vadošām ierīces daļām jābūt uzstādītām tā, lai tās nevarētu iekrist ūdenī un tām nevar piekļūt cilvēks, kas atrodas vannā.
- Nesniedzieties pēc ierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī.
- Nekavējoties atvienojiet elektrības kontaktdakšu no kontaktlīgzdas.
- Pēc tam, kad esat beidzis lietot ierīci, vienmēr uzreiz atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktlīgzdas. Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, nekad nevelciet barošanas kabeli.

personām ar īpašām vajadzībām

- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.
- Nelietojiet šo ierīci, lai papildinātu vai aizstātu medicīnisku ārstēšanu. Tā rezultātā hroniskas sāpes un simptomi var kļūt vēl vairāk pasliktināties.
- Nelietojiet ierīci, ja jums ir jutīga āda vai jums ir sirdsdarbību vai asinsriti saistītas veselības problēmas, iekaisušas vēnas, tromboze vai paaugstināts asinsspiediens.
- Grūtniecēm jāievēro individuālie slodzes ierobežojumi.
- Nenoskaidrotas izcelsmes sāpju gadījumā nelietojiet ierīci, pirms neesat konsultējies ar ārstu.
- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.
- Neļaujiet bērniem rotāties ar ierīci.

Ierīces lietošana

- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Nelietojot ierīci atbilstoši paredzētajam mērķim, garantija zaudēs savu spēku!
- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai ierīce, mīkstā materiāla vannas iekļājs un barošanas kabelis nav bojāti. Bojātu ierīci nedrīkst ieslēgt. Lai novērstu apdraudējumus, nosūtiet ierīci remontēšanai uz servisu.
- Nelietojiet ierīci, ja ir bojāts tās kabelis vai kontaktspraudnis, ja ierīces darbība nav nevainojama, ja tā ir nokritusi vai iekritusi ūdenī.
- Vienmēr pārbaudiet, vai pirms ierīces daļu ievietošanas vai noņemšanas no kontaktlīgzdas ir atvienots tīkla kontaktspraudnis.
- Neizmantojiet papildu detaļas, kuras nav rekomendējis ražotājs.
- Nespraudiet ierīces atverēs vai gaisa šūtenē priekšmetus, kas nav saistīti ar ierīci.
- Lietojiet gaisa burbuļu masāžas ierīci tikai slēgtās telpās!
- Ierīci aizliegts lietot virs jebkāda veida tvertnēm, kas ir piepildītas ar ūdeni!

Drošības norādījumi saistībā ar baterijām

- Neizārdiet baterijas!
- Nelietotas baterijas nekavējoties izņemiet no ierīces!
- Paaugstināts iztecēšanas risks! Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un glotādu! Saskaroties ar baterijas skābi, nekavējoties noskalojiet skartās vietas ar lielu ūdens daudzumu un lūdziet ārsta palīdzību!
- Norijot bateriju, nekavējoties lūdziet ārsta palīdzību!
- Ievietojiet baterijas pareizi – pievērsiet uzmanību to polaritātei!
- Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, izņemiet baterijas no ierīces!
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā!
- Neveiciet atkārtotu bateriju uzlādi! Sprādzienbīstamība!
- Neveidojiet īsslēgumu! Sprādzienbīstamība!
- Nemetiet ugunī! Sprādzienbīstamība!
- Neizmetiet izlietotas baterijas sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritumu tvertnē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos!

- Gaisa burbuļu masāžas ierīce jāuzstāda vietā, kurā to nevar aizsniegt vannā esošā persona.
- Ierīces darbināšana ilgāk par 30 minūtēm nav ieteicama. Ilgāka ierīces darbība var izraisīt tās pārkaršanu.
- Nekad nenovietojiet un/vai nelietojiet ierīci tieši blakus elektriskai krāsnij vai citiem karstuma avotiem.
- Nodrošiniet, lai ierīce, jo īpaši mīkstā materiāla vannas iekļājs, nevarētu saskarties ar smailiem vai asiem priekšmetiem, un nespraudiet tajā adatas.
- Nelietojiet ierīci ar aizsērējušām atverēm.
- Nenostājieties uz ierīces.
- Nelietojiet ierīci, ja esat noguris. Ierīces lietošanas laikā neiemiedziet.

Apkope un tīrīšana

- Jūs drīkstat patstāvīgi veikt tikai ierīces tīrīšanu. Traucējumu gadījumā neveiciet remontu pašrocīgi. Tādā gadījumā ne tikai garantija zaudēs savu spēku, bet var rasties nopietni riski (uguns, elektrošoks, trauma). Lūdziet remontu veikt tikai sertificētiem servisiem.
- Tīrīšanu un lietotājam atļautos apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, kas atstāti bez uzraudzības.
- Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un vienmēr atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktlīgzdas. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Nemiet vērā nodaļu "Tīrīšana un apkope".
- Nepārnēsājiet, nevelciet vai neapgrieziet ierīci, turot to aiz tīkla kabeļa, un neiespiediet kabeli.
- Pirms ierīces un tās piederumu novietošanas uzglabāšanā ļaujiet tai vispirms atdzist un mīkstā materiāla vannas iekļājam ar tā piederumiem pilnībā nožūt. Līdz nākamajai lietošanas reizei uzglabājiet gaisa burbuļu masāžas ierīci tīrā un sausā vietā, vislabāk šim nolūkam izmantojot oriģinālo iepakojumu.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Gaisa burbuļu masāžas ierīce ir paredzēta atslābinājuma radīšanai, ko nodrošina ierīces radītie gaisa burbuļi, kamēr ierīces lietotājs atrodas vannā. Ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai mājas apstākļos, nevis komerciāliem mērķiem vai medicīnas iestādēs! Ja jums ir nedrošība saistībā ar jūsu veselību, pirms gaisa burbuļu masāžas ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ģimenes ārstu!

BRĪDINĀJUMS!
Nodrošiniet, lai bērni nevarētu piekļūt izstrādājuma iepakojanai izmantotajām plēvēm! Nosmakšanas risks!

Piegādes komplekts
Vispirms pārbaudiet, vai ierīcei netrūkst nevienas detaļas un tai nav nekādu bojājumu pazīmju. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa filiālē.

Piegādes komplekta sastāvdaļas:

- 1 ierīce ar tīkla kabeli
- 1 gaisa šūtene
- 1 mīksta materiāla vannas iekļājs
- 1 tālvadības pults ar ievietotu CR2032 tipa bateriju
- 3 aromatizētāju ietvars ar spilventiņiem
- 1 lietošanas instrukcija

Lietošana
Ekspluatācijas uzsākšana

- Nodrošiniet, lai vannas istabā būtu patīkama temperatūra (istabas temperatūra).
- Novietojiet ierīci **1** vismaz 60 cm attālumā no vannas tā, lai jūs to nevarētu aizsniegt, atrodoties vannā. Raugieties, lai gaisa ieplūdes atvere ierīce apakšpusē nebūtu nosēgta. Grīdai jābūt sausai un gludai.
- Ievietojiet mīkstā materiāla iekļāju **2** vannā un kārtīgi piespiediet to. Iekļāja apakšpusē izvietotie piesūcekņi ilps labāk, ja iepriekš iekļāju samitrināsiet ar dušas klausuli. Iekļāja gaisa šūtenes pievienošanas atvere atrodas kāju zonas galā.
- Mīkstā materiāla vannas iekļājam **2** ir stingri jāpielīp pie vannas dibena un tas nedrīkst slīdēt.
- Savienojiet gludo šūtenes galu **3** ar iekļāju **2**.
- Ielaidiet vannā ūdeni. Raugieties, lai ūdenim būtu patīkama temperatūra un tas nebūtu pārāk karsts.
- Nepievienojiet ūdenim vannas putas.

UZMANĪBU!
Pēc lietošanas mīkstā materiāla vannas iekļāju ieteicams izpemt no vannas, pirksta nagu uzmanīgi pavirzot zem piesūcekņa, lai pārtrauktu vakuuma iedarbību. Velkot sāņus, atbidiet iekļāju no vannas dibena tā, lai neieplēstu mīksto materiālu.

Aromterapija

- Ierīci var izmantot ar vai bez ievietota aromatizētāja ietvara. Ja vēlaties gaisa burbuļu masāžas ierīci izmantot aromterapijai, tagad uz spilventiņa uzpiliniet vienu pilieni aromātiskās eļļas**4**, ielieciet to aromatizētāja ietvarā **4** un aizveriet to. Nepārpildiet spilventiņu ar aromātisko eļļu. Pārāk liels aromātiskās eļļas daudzums var agresīvi iedarboties uz smaržvielu ietvara virsmu.
- Aizvērtu aromatizētāja ietvaru **4** iebīdīt šim mērķim paredzētajā ieliktnī vēl atvērtajā šūtenes galā **1**.
- Šūtenes galu ar ievietoto aromatizētāja ietvaru iespraudiet ierīces pieslēguma atverē **1**.
- Iespraudiet kontaktdakšu kontaktlīgzdā **1**.

Ierīces lietošana

Gaisa burbuļu masāžas ierīces darbību regulē vai nu tiešā veidā, izmantojot ierīces vadības paneli **1**, vai arī ar tālvadības pulti **1**. Tālvadības pults taustiņi **3****4****5** atbilst taustiņiem ierīces vadības panelī **1****3****4****5**. Ja kāda no funkcijām ir aktivizēta, par to signalizē atbilstīgā gaismas diode blakus attiecīgajam taustiņam. Kad tālvadības pults ir aktīva, pultī deg sarkanā kontrollampīņa ar gaismas diodi **2**.

Ierīces iestatīšana -> burbuļošanas intensitāte

- Vienu reizi nospiediet taustiņu "Power" **1**. Ierīce ieslēdzas un uzreiz sāk darboties zemākajā jaudas pakāpē (Low). "Low" gaismas diode deg zaļā krāsā.
- Vienu reizi nospiediet taustiņu "Power" **1**. Tagad "Medium" gaismas diode deg zaļā krāsā. Ierīce tagad darbojas vidējā jaudas pakāpē ("Medium").
- Nospiediet taustiņu "Power" **1** trešo reizi. Tagad "Hi" gaismas diode deg zaļā krāsā. Ierīce tagad darbojas ar augstāko jaudas pakāpi ("Hi").
- Nospiediet taustiņu "Power" **1** ceturto reizi. "Programmas" gaismas diode deg zaļā krāsā. Tagad ierīce darbojas automātiskās intervālu masāžas programmas režīmā ("Program"). Šajā programmā ierīcē secīgi tiek aktivizētas visas trīs intensitātes pakāpes ("Low" - "Medium" - "Hi"), pēc tam ciklam sākoties atkal no gala.
- Vēlreiz nospiežot taustiņu "Power" **1**, ierīce atkal tiek izslēgta.

-> Noklusējuma darbības ilgums

Ar taustiņu "Timer" **2** iespējams izvēlēties trīs ierīces darbības laikus: 30, 20 vai 10 minūtes. Vairāk nekā 30 minūšu nepārtrauktas darbība režīms nav ieteicams (skatīt drošības norādījumus). Pirms vēlreiz ieslēdzas ierīci, pagaidiet vismaz 30 minūtes.

- Vienu reizi nospiediet taustiņu "Timer" **2**. Ir iestatīts 10 minūšu darbības ilgums. Gaismas diode "10", lēni mirgojot, deg dzeltenā krāsā.
- Nospiediet taustiņu "Timer" **2** otro reizi. Ir iestatīts 20 minūšu darbības ilgums. Gaismas diode "20", lēni mirgojot, deg dzeltenā krāsā.
- Nospiediet taustiņu "Timer" **2** trešo reizi. Ir iestatīts 30 minūšu darbības ilgums. Gaismas diode "30", lēni mirgojot, deg dzeltenā krāsā.

Pēc tam, kad ir pagājis iepriekš iestatītais darbības ilgums, ierīce automātiski izslēdzas. Neiestatot nevienu no pieejamajiem darbības ilgumiem, ierīce pēc 10 minūtēm izslēdzas.

-> Sildīšanas funkcijas ieslēgšana

NORĀDE: Sildīšanas funkcija nav paredzēta nemainīgas ūdens temperatūras saglabāšanai vai auksta ūdens uzsildīšanai. Sasildot gaisu, un kuras veidojas burbuļi, ierīces darbības laikā tiek novērsta pārāk ātra vannā iepildītā ūdens atdzišana.

Ja vēlaties izmantot sildīšanas funkciju, nospiediet taustiņu **1**. Blakus izvietotā gaismas diode deg sarkanā krāsā. Vēlreiz nospiežot taustiņu **1**, sildīšanas funkcija atkal tiek izslēgta un gaismas diode nodziest.

Iestatīšana ar tālvadības pulti

- Ja vēlaties izmantot infrasarkanās gaismas vadības režīmu**1**, vispirms uzmanīgi iekāpiet vannā un tad ieslēdziet ierīci, pultī nospiežot taustiņu "Power" **2**.
- Neiegremdējiet tālvadības pulti ūdenī.
- Tālvadības pults aizmugurē ir piestiprināts piesūceknis **7**. Nedaudz samitrinot ar ūdeni, jūs varat pulti ērtā attālumā piestiprināt pie vannas istabas sienas vai vannas malas.
- Tālvadības pults **1** darbojas tikai tad, ja tā tiek pavērsta pret infrasarkanās gaismas sensoru **1**, kas atrodas ierīces vadības panelī**1**. Kad tālvadības pults ir aktīva, pultī deg sarkanā kontrollampīņa ar gaismas diodi **2**.
- Ar tālvadības pulti ir iespējams veikt tos pašus iestatījums, kādi ir aprakstīti sadaļā par ierīci.

Baterijas nomaiņa

Ja baterijas darbība ir pārāk vāja, sarkanā gaismas diode **2**, aktivizējot tālvadības pulti, neieslēdzas. Tālvadības pults darbībai nepieciešama viena 3V CR2032 litiija baterija. Tā atrodas baterijas nodalījumā **8** pults aizmugurē. Lai nomainītu bateriju, ar piemērotas monētas palīdzību atveriet baterijas nodalījuma vāciņu. Izņemiet veco bateriju un nomainiet to pret jaunu 3V CR2032 litiija bateriju. Uzmanieties, lai baterija tiktu ievietota pareizi, t.i., ar + polu vērstu leju. Ar monētas palīdzību atkal aizveriet baterijas nodalījuma vāciņu **8**.

Tīrīšana un kopšana

Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktlīgzdas!

- Ierīcei un tālvadības pultij apkope nav nepieciešama. Ik pa laikam tās jānotīra ar mīkstu, samitrinātu lupatiņu. • Mīkstā materiāla vannas iekļājs pēc katras lietošanas notīriet ar dušas klausuli vai sūkli. Ja nepieciešams, izmantojiet maigas iedarbības mājaisimniecības tīrīšanas līdzekli vai ziepjuūdeni. • Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai sukas ar cietiām sariem. • Ūdens atliekas vislabāk iespējams iztecināt, iekļāju apņiežot otrādi, līdzeni iekļājos tukšā vannā un uz 1su brīdi ieslēdzot ierīci, lai gaiss ūdens atliekas varētu izspiest ārā. • Vannas iekļājs regulāri ir jādezinficē, lai tajā nesavairotos baktērijas. Iekļāju lietojot katru dienu, dezinfekciju ieteicams veikt vienreiz nedēļā. Jo īpaši tad, ja gaisa burbuļu masāžas sistēmu izmanto vairāki cilvēki. Izmantojiet mājaisimniecībai paredzēto dezinfekcijas līdzekli un ievērojiet ražotāja sniegtās norādes • Attiniet kabeli, ja tas ir savērpies. • Vislabāk ievietojiet ierīci oriģinālajā iepakojumā, kuru saņēmat ierīces iegādes brīdī, un novietojiet to uzglabāšanā tīrā un sausā vietā.

Utilizācija
 Šo ierīci aizliegts izmest sadzīves atkritumos. Katra patērētāja pienākums ir visas elektriskās vai elektroniskās ierīces – neatkarīgi no tā, vai tajās ir iestādas vietas vai nav – nodot savā pilsētas savākšanas punktā vai arī atgriezt tirdzniecības vietā, lai tās būtu ietvertas nodot viedei draudzīgai utilizācijai. Pirms ierīces utilizēšanas izņemiet bateriju. Neizmetiet lietotas baterijas sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritumu tvertnē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos. Ar jautājumiem saistībā ar utilizāciju vērsieties jūsu pašvaldības atbildīgajā iestādē vai pie tirgotāja.

Tehniskie dati		
Nosaukums un modelis:	medisana Gaisa burbuļu masāžas ierīce BBS	
Barošana:	220-240 V~ 50 Hz	
Tālvadības pults:	3V CR2032 litiija baterija	
Strāvas patēriņš:	apm. 570 W	
Darbības ilgums:	maks. 30 min.	Rezerves daļas:
Darbības pārtraukums:	min. 30 min.	<i>Artikula nr. / nosaukums</i>
Automātiska izslēgšanās:	pēc apm. 30 minūtēm	88383 Mīksta materiāla vannas iekļājs (izmērs apm. 36 x 120 cm)
Tīkla kabeļa garums:	apm. 2,2 m	88384 Tālvadības pults ar bateriju
Preces numurs:	88389	30666 Gaisa šūtene (apm. 2,4 m)
EAN kods:	40 15588 88389 7	30669 Aromatizētāja ietvars ar 3 spilventiņiem

Lai nepārtraukti uzlabotu mūsu izstrādājumus, paturam tiesības veikt tehniskas un vizuālas izmaiņas.

Jaunāko šīs lietošanas instrukcijas izdevumu meklējiet www.medisana.com

Garantijas un remonta noteikumi



Garantijas gadījumā, lūdzu, vērsieties savā specializētajā veikalā vai arī uzreiz servīsā. Ja vēlaties ierīci nosūtīt remontēšanai, norādiet bojājumu un pievienojiet iegādes dokumenta kopiju.

Tādā gadījumā ir spēkā šādi norādītie garantijas noteikumi:

- medisana** izstrādājumiem tiek piešķirta 3 gadu garantija, sākot no iegādes datuma. Iegādes datums garantijas gadījumā jāaplicina ar iegādes kvīti vai rēķinu.
- Materiālu vai ražošanas kļūmes garantijas darbības laikā tiek novērstas bez maksas.
- Veicot garantijas remontu, garantijas laiks netiek pagarināts ne ierīcei, ne arī nomainītajām detaļām.
- Garantija neattiecas uz:
 - visiem bojājumiem, kas ir radušies noteikumiem neatbilstošas lietošanas dēļ, piemēram, neievērojot lietošanas instrukciju;
 - bojājumiem, kas ir radušies pircēja vai nepiederošu trešo personu veikta remonta vai ieaūkšanās dēļ;
 - transportēšanas bojājumiem, kas ir radušies ceļā no ražotāja līdz patērētājam vai arī nosūtot servisam;
 - detaļām, kuras ir pakļautas normālam nolietojumam.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par tiēšiem vai netiešiem secīgajiem bojājumiem, kurus ir radījusī ierīce arī tādos gadījumos, ja bojājums ierīcei tiek atzīts kā garantijas gadījums.

 **medisana GmbH**, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, VĀCIJA

medisana®



- 1** nuotolinio valdymo pultelis (priekinė dalis)
- 2** Kontrolinis šviesadiodis
- 3** Šildymo funkcijos mygtukas
- 4** „Power“ mygtukas burbuliavimo intensyvumui nustatyti
- 5** „Timer“ mygtukas
- 6** nuotolinio valdymo pultelis (galinė dalis)
- 7** siurbtukas
- 8** baterijų skyrius
- 9** valdymo laukas
- 10** „Power“ mygtukas burbuliavimo intensyvumui nustatyti
- 11** nuotolinio valdymo pultelio infraraudonųjų spindulių jutiklis
- 12** „Timer“ mygtukas
- 13** šildymo funkcijos mygtukas
- 14** prietaisas
- 15** rankena
- 16** tinklo laidas su kištuku
- 17** žarnos antgalis su kreipiančiąja įdėti kvapiąsias medžiagas (prietaiso jungtis)
- 18** aromatiųjų medžiagų laikiklis (įstumti į žarnos antgalį)
- 19** aromatiųjų medžiagų laikiklis (uždarytas, su įdėtu dėklu)
- 20** aromatiųjų medžiagų laikiklis (atidarytas su įdėku)
- 21** aromatinis aliejus aromaterapijai (pakuotėje nėra)
- 22** minkštas kilimėlis su siurbtukais galinėje pusėje
- 23** žarnos antgalis be kreipiamosios (jungtis prie minkšto kilimėlio)
- 24** oro žarna

Simbolių paaiškinimas

SVARBU

Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Laikykites šių įspėjamųjų nurodymų, kad išvengtumėte galimų naudotojo sužalojimų.

⚠️ DĖMESIO

Privalote laikytis šių nurodymų, kad išvengtumėte galimų prietaiso gedimų.

📌 NURODYMAS

Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomos informacijos apie įrengimą ir naudojimą.

IP44 Apsaugos nuo svetimkūnių ir vandens laipsnio žymuo

🏠 Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpoje!

🚫 Nenaudokite prietaiso virš vandens pripildytų indų!

📱 II apsaugos klasė

📄 **LOT** Partijos numeris

🏭 Gamintojas

88389 11/2019 Ver. 1.0

LT Saugos nurodymai

📄 **Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus, ir saugokite ją, jei prireiktų vėliau. Jei prietaisą perduodate tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią instrukciją.**



apie maitinimą

- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo tinklą, atkreipkite dėmesį į tai, kad jis būtų išjungtas ir kad duomenų lentelėje nurodyta elektros įtampa atitiktų jūsų kištukinio lizdo įtampą.
- Prietaiso prijungimui naudokite bet kurio metu lengvai pasiekiamą kištukinį lizdą.
- Burbulinio masažo prietaisas turėtų turėti diferenciacalo jungiklį (RCD), tiekiantį įtampą matuojamai klaidingai įtampai iki 30 mA.
- Įsitinkinkite, kad pagrindinis prietaisas neįkris į vonią ir nebus pasiekiamas iš vonios.
- Elektros laido ir prietaiso nelaikykite karštyje, šalia įkaitusių paviršių, drėgmės ir skysčių. Niekada kištuko neimkite šlapiomis rankomis arba būdami vandenyje.
- Jei pažeistas šio prietaiso maitinimo laidas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas ar jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- Prietaiso dalys, kuriomis teka elektros srovė turi būti apsaugoti taip, kad jie neįkristų į vonią ir jų nepasiektų žmonės, esantys vonioje.
- Negriebkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį.
- Nedelsdami ištraukite kištuką.
- Pasinaudoję visuomet iš karto kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo. Norėdami prietaisą išjungti iš elektros tinklo, niekuomet netaurkite elektros laido.

ypatingiems asmenims

- Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis įjungtas į elektros tinklą.
- Nenaudokite šio prietaiso kaip atramos arba kaip medicinos priemonių pakaitalo. Lėtinės ligos ir simptomai gali dar pasunkėti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jūsų oda jautri arba turite problemų su širdimi ir (arba) kraujotakos sutrikimų, jei yra venų uždegimas, trombozė arba padidėjęs kraujospūdis.
- Nėščiosioms galioja asmeniniai apkrovos apribojimai.
- Esant neiškios kilmės skausmams prietaiso nenaudokite tol, kol nepasikonsultavote su gydytoju.
- Šį prietaisą gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusių fizinių, juslinių ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta, kokių pavojų gali kilti.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.

apie prietaiso naudojimą

- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja!
- Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite, ar prietaisas, minkštas kilimėlis ir tinklo laidas nepažeisti. Sugedusį prietaisą naudoti draudžiama. Kad išvengtumėte kylančių pavojų, atiduokite taisyti klientų aptarnavimo centrui.
- Nenaudokite prietaiso, jei sugadintas jo laidas ar kištukas, jei jis veikia netinkamai arba jei įkrito į vandenį.
- Stebėkite, kad kai dedate arba išimate prietaiso dalis, būtų ištrauktas kištukas.
- Nenaudokite papildomų dalių, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Į prietaiso angas arba į oro žarną nekiškite pašalinių daiktų.
- Burbulinio masažo įrangą naudokite tik uždaroje patalpoje!
- Nenaudokite prietaiso virš indų pripildytų vandens!

Baterijų naudojimo saugos nurodymai

- Neardykite baterijų!
- Nedelsdami išimkite ir prietaiso išsekusias baterijas!
- Didesnis ištėkėjimo pavojus, saugokitės, kad ištėkėjusio skysčio nepatektų ant odos, gleivinės ar į akis! Jei apsiliejote baterijų rūgštimi, atitinkamas vietas iš karto nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Jei prarijote bateriją, tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
- Tinkamai įdėkite baterijas atsižvelgdami į poliškumą!
- Jei prietaiso nenaudosite ilgesnį laiką, baterijas išimkite!
- Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje!
- Neįkraukite baterijų! Kyla sprogimo pavojus!
- Venkite trumpojo jungimo! Kyla sprogimo pavojus!
- Nemeskite į ugnį! Kyla sprogimo pavojus!
- Panaudotų baterijų ir akumuliatorių neišmeskite kartu su buitinėms atliekomis, juos išmeskite kaip pavojingas atliekas arba pristatykite į baterijų surinkimo vietą prekyvietėje!

- Burbulinio masažo prietaisą pastatykite taip, kad jo nepasiektų vonioje esantys žmonės.
- Nerekomenduojame prietaisą naudoti ilgiau nei 30 minučių. Jei naudosite ilgiau, prietaisas gali perkaisti.
- Nestatykite ir (arba) nenaudokite prietaiso prie pat elektrinės krosnelės arba kitų karščio šaltinių.
- Stebėkite, kad prie prietaiso, ypač prie kilimėlio nesiliestų smailūs ir aštrūs daiktai, į jį nesmeikite adatų.
- Prietaiso nenaudokite, jei jo angos užsikimšę.
- Nelipkite ant prietaiso.
- Nenaudokite prietaiso, jei esate pavargę. Naudodami prietaisą, neužmikite.

apie priežiūrą ir valymą

- Patys galite prietaisą tik valyti.

Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Tokiu atveju ne tik nebūtų taikoma garantija, bet gali kilti ir rimtų pavojų (ugnis, elektros smūgis, sužeidimas). Remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms.

• Valyti ir atlikti naudotojui priklausančius techninės priežiūros darbus draudžiama atlikti neprižiūrimiems vaikams.

- Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite ir visuomet ištraukite tinklo kištuką. Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį arba kitus skysčius.

- Atsižvelkite į nurodymus skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Niekada neneškite, netaurkite arba nesukite prietaiso už maitinimo laido ir jo niekada neprispauskite.

- Prieš dalis sudėdami saugoti, prietaisui leiskite atvėsti ir minkštam kilimėliui su priedais visiškai išdžiūti. Burbulinio masažo įrangą iki kito naudojimo saugokite švarioje ir sausoje vietoje, geriausia originalioje pakuotėje.

Naudojimas pagal paskirtį

Burbulinio masažo įrangą vonioje leisdama oro burbuliukus naudotojui padeda atsipalaiduoti. Prietaisas

skirtas naudoti namuose, o ne komerciniais tikslais arba medicinos reikmėms.

Jei kiltų abejonių dėl sveikatos, prieš naudodami burbulinio masažo įrangą pasitarkite su savo gydytoju!

⚠️ ĮSPĖJIMAS Saugokite, kad pakuotės plėvelės nepaimtų vaikai! Kyla pavojus uždusti!

Pakuotės turinys

Pirmiausia patikrinkite, ar netrūksta prietaiso dalių ir prietaisas nepažeistas. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo prekybininką arba techninės priežiūros skyrių.

Pakuotės turinys:

- 1 prietaisas su tinklo laidu
- 1 oro žarna
- 1 minkštas kilimėlis
- 1 nuotolinio valdymo pultelis su CR2032 tipo baterija
- 3 aromatiųjų medžiagų laikikliai su dėklais
- 1 naudojimo instrukcija

- Valdymas**
Naudojimo pradžia
- Pasirūpinkite, kad vonioje būtų maloni patalpos temperatūra.
 - Prietaisą **1** pastatykite bent 60 cm atstumu nuo vonios, kad jo negalėtumėte pasiekti. Atkreipkite dėmesį, kad oro įleidimas apatinėje pusėje nebūtų užblokuotas. Dugnas turi būti sausas ir lygus.
 - Minkštą kilimėlį**2** ištieskite ant vonios dugno ir gerai prispauskite. Siurbtukai apatinėje minkšto kilimėlio pusėje prisitvirtins tvirtiau, jei prieš tai kilimėlį sudrėkinsite dušu. Oro jungtis yra kilimėlio apačioje.
 - Minkštas kilimėlis **2** turi gerai prisitvirtinti prie vonios dugno ir negali slysti.
 - Lygų žarnos antgalį **3** prijunkite prie minkšto kilimėlio **2**.
 - Vonią pripildykite vandens. Stebėkite, kad vanduo būtų malonios temperatūros, ne per karštas.
 - Nenaudokite jokių papildomų puojančių vonios priemonių.

⚠️ DĖMESIO Panaudoję, kilimėlį iš vonios išimsite, atsargiai piršto nagą pakišę ir apvedę aplink siurbtuką, kad panaikintumėte vakuumą. Minkštą kilimėlį, laikydami už kraštų iškelkite iš vonios, stebėkite, kad neįplyštų.

Aromaterapija

- Prietaisą galite naudoti su įstatytu aromatiųjų medžiagų laikikliu arba be jo. Jei pageidaujate burbulinio masažo su aromaterapijos funkcija, į dėklą įlašinkite lašelį aromatinio aliejaus **4**, jį įdėkite į aromatiųjų medžiagų laikiklį **5** ir uždarykite. Dėklo neperpildykite. Per didelė aromato koncentracija gali neigiamai paveikti aromatiųjų medžiagų laikiklio paviršių.
- Uždarytą aromatiųjų medžiagų laikiklį įstumkite į **6** tam numatytą dar atvirą žarnos antgalį **6**.
- Žarnos antgalį su įstatytu aromatiųjų medžiagų laikikliu įkiškite į prietaiso jungtį**7**.
- Įkiškite kištuką **8** į elektros lizdą.

Prietaiso priežiūra

Burbulinio masažo funkcijas galite nustatyti ant prietaiso **9**, arba naudodami nuotolinio valdymo pultą **1**. Mygtukai **3****4****5** nuotolinio valdymo pultelyje atitinka mygtukus **13****14****12** valdymo lauke ant prietaiso. Kiekviena įjungta funkcija rodoma valdymo lauke atitinkamu šviesadiodžiu kairėje, prie atitinkamo mygtuko. Jei įjungėte nuotolinį valdymą, nuotolinio valdymo pultelyje šviečia raudonas kontrolinis šviesadiodis **2**.

Nustatymai ant prietaiso -> *Burbuliavimo intensyvumas*

- Vieną kartą paspauskite„Power“ mygtuką **10**. Prietaisas įsijungia ir pradeda veikti mažiausia galia („Low“). „Low“ šviesadiodis šviečia žalia spalva.
- Dar kartą paspauskite „Power“ mygtuką **10**. Dabar „Medium“ šviesadiodis šviečia žalia spalva. Prietaisas dabar veikia vidutine galia („Medium“).
- „Power“ mygtuką **10** paspauskite trečią kartą. Dabar „Hi“ šviesadiodis šviečia žalia spalva. Prietaisas dabar veikia didžiausia galia („Hi“).
- „Power“ mygtuką **10** paspauskite ketvirtą kartą. „Program“ šviesadiodis šviečia žalia spalva. Prietaisas dabar veikia automatinio intervalinio masažo režimu („Program“). Šiuo atveju prietaisas pakaitomis veikia skirtingomis intensyvumo pakopomis („Low“ - „Medium“ - „Hi“), tuomet vėl pradeda iš naujo ir t. t.
- Jei dar kartą nuspausite „Power“ mygtuką **10**, prietaisas išsijungs.

-> *Iš anksto nustatyta veikimo trukmė*

Naudodami „Timer“ mygtuką **12** galite pasirinkti vieną iš: 30, 20 arba 10 minučių naudojimo trukmę. Nerekomenduojame prietaisą naudoti ilgiau kaip 30 minučių (žr. saugos nurodymus). Jei prietaisą norite naudoti vėl, palaukite bent 30 minučių.

- Vieną kartą paspauskite „Timer“ mygtuką **12**. Pasirinkote 10 minučių naudojimo trukmę. Šviesadiodis prie 10 šviečia lėtai mirksėdamas geltona spalva.
- Paspauskite „Timer“ mygtuką **12** antrą kartą. Pasirinkote 20 minučių naudojimo trukmę. Šviesadiodis prie 20 šviečia lėtai mirksėdamas geltona spalva.
- Paspauskite „Timer“ mygtuką **12** trečią kartą. Pasirinkote 30 minučių naudojimo trukmę. Šviesadiodis prie 30 šviečia lėtai mirksėdamas geltona spalva.

Pasibaigus nustatytai trukmei, prietaisas automatiškai išsijungia. Jei nenustatėte veikimo trukmės, prietaisas išsijungs praėjus 10 minučių.

-> *Šildymo funkcijos prijungimas*

NURODYMAS: Šildymo funkcija nėra skirta išlaikyti vandens temperatūrą arba pašildyti šaltą vonią. Šildant orą, iš kurio susidaro burbuliavimas, visos veikimo trukmės metu neleidžiama per greitai atvėsti vonioje esančiam vandeniui.

Jei norite naudoti šildymo funkciją, paspauskite mygtuką **11**. Šalia esantis šviesadiodis šviečia raudona spalva. Jei dar kartą paspausite mygtuką **11**, vėl išjungsite šildymo funkciją ir šviesadiodis užges.

Nustatymas naudojant nuotolinio valdymo pultelį


- Jei norite naudoti valdymą infraraudonaisiais **1** spinduliais, pirmiausia atsargiai išlipkite iš vonios ir po to prietaisą įjunkite paspausdami „Power“ mygtuką **4** nuotolinio valdymo pultelyje.
- Nuotolinio valdymo pultelio nenardinkite į vandenį.
- Ant nuotolinio valdymo pultelio galinės pusės yra pritvirtintas siurbtukas **7**. Jeigu jį šiek tiek sudrėkinsite, galėsite pritvirtinti jums patogioje padėtyje prie vonios sienos arba vonios krašto.
- Nuotolinis valdymo pultelis **1** veiks tik tuomet, kai jį nukreipsite į infraraudonųjų spindulių jutiklį **11**, esantį prietaiso valdymo laukelyje **9**. Jei įjungėte nuotolinį valdymą, nuotolinio valdymo pultelyje šviečia raudonas kontrolinis šviesadiodis**2**.

- Lygiai tokiu pačiu būdu nustatymus, kurie buvo aprašyti prieš tai, galite atlikti ir naudodami nuotolinio valdymo pultelį. *Baterijų keitimas*
- Kad baterija išsieikvojusi, tai parodo raudonas šviesadiodis **2**, o nuotolinis pultelis neveikia. Nuotolinio valdymo pultelio veikimą užtikrina 3V CR2032 ličio baterija. Ji yra baterijų skyriuje **8** galinėje pultelio dalyje. Norėdami pakeisti bateriją, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį naudodami tinkamą monetą. Išimkite neveikiančią bateriją ir pakeiskite naują 3V CR2032 ličio baterija. Stebėkite, kad baterija būtų teisingai įdėta, + - poliūs turi būti nukreiptas į viršų. Naudodami monetą, baterijų skyrių **8** vėl uždarykite.

Valymas ir priežiūra

Prieš valydami prietaisą, ištraukite elektros kištuką!

- Prietaisui ir nuotolinio valdymo pulteliui techninė priežiūra nereikalinga. Kartais pavalykite švelnia, sudrėkinta šluoste. • Panaudoję minkštą kilimėlį kiekvieną kartą nuskalaukite dušu arba nuplaukite kempine. Jei reikia, naudokite švelnų buitinių vaiklių arba muiluotą vandenį. • Nenaudokite stiprių valymo priemonių arba aštrių šepetėlių. • Likusį vandenį pašalinkite kilimėlį apversdami, tolygiai ištiesdami vonioje ir trumpam įjungę prietaisą, kad likusį vandenį išsuirtų oras. • Kilimėlį reguliariai dezinfekuokite, kad jame nesiveistų bakterijos. Jei naudojate kasdien, rekomenduojame dezinfekuoti kartą per savaitę, ypač tuomet, jei burbuliniu vonios masažu mėgavosi keletas skirtingų žmonių. Naudokite įprastas buitijje naudojamas dezinfekcines priemones ir laikykites gamintojo pateiktų nurodymų. • Laidą, jei jis susisukęs, ištiesinkite. • Prietaisą laikykite originalioje pirkimo metu gautoje pakuotėje ir švarioje bei sausoje vietoje.



Šio prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kiekvienas vartotojas privalo atiduoti visus elektrinius arba elektroninius prietaisus, neatsižvelgiant į tai, ar juose yra kenksmingųjų medžiagų, savo miesto surinkimo punkte arba prekybos vietoje, kad šiuos prietaisus būtų galima perduoti šalinti aplinkai tinkamu būdu. Prieš išmesdami prietaisą išimkite baterijas. Panaudotų baterijų neišmeskite kartu su buitinėms atliekomis, jas išmeskite kaip pavojingas atliekas arba pristatykite į baterijų surinkimo vietą prekybos vietoje. Dėl utilizavimo kreipkitės į savo savivaldybės pareigūnus arba į savo pardavėją.

Techniniai duomenys	
Pavadinimas ir modelis:	burbulinio masažo įranga BBS
Maitinimas:	220–240 V ~50–60 Hz
Nuotolinis valdymas:	3V CR2032 ličio baterija
Energijos sąnaudos:	maždaug 570 W
Naudojimo trukmė:	maks. 30 min.
Pertrauka tarp naudojimų:	min. 30 min.
Automatinis išjungimas:	praėjus maždaug 30 minučių
Tinklo laido ilgis:	maždaug 2,2 m
Artikulo numeris:	88389
EAN numeris:	40 15588 88389 7

Atsižvelgdami į tai, kad nuolat tobuliname savo gaminius, pasiliecame teisę keisti techninius ir optinius parametrus.

Aktualią šios naudojimo instrukcijos redakciją rasite adresu www.medisana.com.


Garantijos ir remonto sąlygos

Garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės į savo specializuotą parduotuvę arba tiesiai į klientų aptarnavimo tarnybą. Jei prietaisą turite atsiųsti, nurodykite gedimą ir pridėkite kasos čekio kopiją.

Galioja tokios garantijos sąlygos:

- medisana** gaminiams nuo pardavimo datos suteikiama 3 metų trukmės garantija. garantijos atveju pirkimo datą liudija kasos čekis arba sąskaita faktūra.
- Medžiagų ar gamybos trūkumai garantijos galiojimo laikotarpiu šalinami nemokamai.
- Suteikus garantinę paslaugą, nepaigėja nei prietaiso, nei pakeistų konstrukcinių dalių garantinis laikotarpis.
- Garantija netaikoma:
 - visiems gedimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, pvz., nepaisant naudojimo instrukcijoje pateiktos informacijos.
 - gedimams, atsiradusiems dėl pirkėjo ar trečiojo asmens remonto darbų ar įsikišimo.
 - pažeidimams, atsiradusiems transportavimo iš gamintojo vartotojui metu arba siunčiant į servisą.
 - atsarginėms dalims, kurios natūraliai nusidėvi.
- Atsakomybė už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl prietaiso, netaikoma ir tuomet, kai prietaiso žala pripažįstama garantiniu atveju.

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, VOKIETIJA



- 1 Пульт дистанционного управления (передняя сторона)
- 2 Контрольный светодиод
- 3 Кнопка подогрева
- 4 Кнопка питания для интенсивности пузырьков
- 5 Кнопка таймера
- 6 Пульт дистанционного управления (обратная сторона)
- 7 Присоска
- 8 Отсек для батарей
- 9 Панель управления
- 10 Кнопка питания для интенсивности образования пузырьков
- 11 Инфракрасный датчик для дистанционного управления
- 12 Кнопка таймера
- 13 Кнопка подогрева
- 14 Аллараг
- 15 Ручка для переноски
- 16 Сетевой кабель с сетевой вилкой
- 17 Конец шланга с направляющей для вставки картриджа ароматизатора (соединение с аппаратом)
- 18 Картридж для ароматизатора (установка в конец шланга)
- 19 Картридж для ароматизатора (закрытый со вставленной подушечкой)
- 20 Картридж для ароматизатора (открытый с подушечкой)
- 21 Ароматическое масло для ароматерапии (не входит в комплект поставки)
- 22 Мягкий коврик с присосками на нижней стороне
- 23 Конец шланга без направляющей (соединение с мягким ковриком)
- 24 Воздушный шланг

Условные обозначения

ВАЖНО! Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Соблюдайте эти предупреждения во избежание возможного травмирования пользователя.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте данные меры предосторожности, чтобы предотвратить возможное повреждение прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ Тексты с таким символом содержат дополнительную полезную информацию о правилах установки и эксплуатации прибора.

IP44 Параметр защиты от инородных тел и воды

Используйте устройство только в закрытых помещениях!


Не используйте устройство над любыми наполненными водой емкостями!

Класс защиты II

LOT Номер партии

Производитель

88389 11/2019 Ver. 1.0



RU Указания по технике безопасности

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по использованию, в частности, указания по безопасности и сохраните руководство для дальнейшего использования. При передаче прибора третьим лицам передайте им также обязательно и настоящее руководство.



Электропитание

- Перед тем как подсоединить устройство к сети убедитесь, что оно выключено и что напряжение сети, указанное на фирменной табличке, соответствует напряжению в вашей электросети.
- Для подключения устройства используйте розетку, к которой есть постоянный свободный доступ.
- Воздушный гидромассажер должен быть запитан через устройство дифференциального тока (УДТ) с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
- Обеспечьте, чтобы основной блок не мог упасть в ванну, и чтобы он был недоступен из ванны.
- Оберегайте сетевой кабель и устройство от нагрева, горячих поверхностей, влажности и жидкостей. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до сетевого штепселя мокрыми руками, или если вы стоите в воде.
- Если соединительный кабель этого устройства поврежден, во избежание опасности его замену должен осуществлять производитель, его сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- Электрические части устройства, которые находятся под напряжением, должны быть закреплены таким образом, чтобы они не могли упасть в ванную и были вне зоны доступа человека, находящегося в ванне.
- Не хватайте руками устройство, которое упало в воду.
- Немедленно вытащите сетевую штепсельную вилку.
- После окончания использования всегда вытаскивайте сетевую вилку из розетки. Чтобы отсоединить устройство от электросети, никогда не тяните за кабель сетевого питания.

для особых категорий пользователей

- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно присоединено к электросети.
- Не используйте это устройство в качестве замены медицинского лечения или для его поддержки. Могут обостриться хронические болезни и симптомы.
- Не используйте устройство, если у вас чувствительная кожа или вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, воспалением вен, тромбозом или высоким кровяным давлением.
- Для беременных женщин действуют индивидуальные ограничения нагрузки.
- В случае необъяснимых болей, не используйте устройство, пока не проконсультируетесь с врачом.

для эксплуатации устройства

- Используйте устройство только в соответствии с его назначением, следуя руководству по использованию. При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Перед каждым использованием тщательно проверяйте устройство, мягкий коврик и кабель сетевого питания на наличие повреждений. Запрещается пользоваться неисправным устройством.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

Во избежание опасности, отошлите устройство на ремонт в сервисный центр.

- Не используйте устройство, если оно повреждено, или поврежден кабель или сетевая вилка, если оно не работает должным образом, если оно падало на пол или в воду.
- Перед установкой или снятием частей устройства всегда убедитесь, что штепсельная вилка отключена от сети.
- Не используйте какие-либо дополнительные части или принадлежности, которые не рекомендованы производителем.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства или воздушный шланг.
- Используйте воздушный гидромассажер только в закрытых помещениях!
- Не используйте устройство над любыми наполненными водой емкостями!

Техника безопасности при использовании батарей

- Не разбирайте батареи!
- Разряженные батареи сразу же вынимайте из устройства!
- Повышенная опасность вытекания электролита, избегайте попадания на кожу, в глаза и на слизистую! При контакте с кислотой батареи сразу же промойте места попадания большим количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу!
- При проглатывании батареи незамедлительно обратитесь к врачу!
- Правильно устанавливайте батареи, следите за полярностью!
- Если Вы не пользуетесь прибором длительное время, выньте из него батареи!
- Храните батареи в недоступности от детей!
- Не заряжайте батареи повторно! Существует опасность взрыва!
- Не замыкайте их коротко! Существует опасность взрыва!
- Не бросайте их в огонь! Существует опасность взрыва!
- Выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы не в бытовой мусор, а в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные места для сбора.

- Гидромассажное устройство должно находиться в таком месте в ванной комнате, где на него никто не наступит.
- Эксплуатация более 30 минут не рекомендуется.
- Более длительная работа может привести к перегреву устройства.
- Никогда не устанавливайте и/или не используйте устройство рядом с электрическим обогревателем или другими источниками тепла.
- Избегайте контакта устройства, особенно мягкого коврика, с колющими или режущими предметами и не втыкайте в него иглы.
- Не используйте устройство, если забились отверстия.
- Не становитесь на устройство.
- Не пользуйтесь устройством, если вы устали. Не спите во время использования.

Уход и обслуживание

- Вы можете самостоятельно осуществлять только очистку устройства. В случае неполадок не ремонтируйте устройство самостоятельно. Это не только аннулирует гарантию, но и может привести к серьезным опасностям (пожар, поражение электрическим током, травмирование). Ремонты должны осуществлять только уполномоченные сервисные организации.
- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Перед очисткой устройства выключите его и вытащите сетевую вилку из розетки.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Соблюдайте указания в главе «Очистка и уход».
- Никогда не переносите, не переворачивайте и не тяните устройство за кабель и никогда его не пережимайте.
- Перед тем, как положить устройство на хранение, дайте ему остыть и полностью высушите мягкий коврик с принадлежностями.
- До следующего использования храните воздушный гидромассажер в чистом и сухом месте, лучше всего в оригинальной упаковке.

Использование по назначению

Воздушный гидромассажер служит для того, чтобы, генерируя пузырьки воздуха, создавать в ванне расслабляющее воздействие на пользователя. Устройство предназначено только для домашнего использования и не рассчитано на коммерческое использование или применение в сфере медицины! Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, перед применением воздушного гидромассажера посоветуйтесь со своим врачом!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детям! Опасность удушья!

Комплект поставки

Прежде всего проверьте комплектность прибора и убедитесь в отсутствии повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр. В комплект поставки входит:

- 1 устройство с сетевым кабелем
- 1 воздушный шланг
- 1 мягкий коврик
- 1 пульт дистанционного управления, включая батарею типа CR2032
- 3 картриджа для ароматизатора с подушечками
- 1 руководство по применению

Обслуживание

Ввод в эксплуатацию

- Позаботьтесь о комфортной комнатной температуре в ванной комнате.
- Разместите устройство 1 на расстоянии не менее 60 см от ванны, так чтобы оно было из нее недоступно. Следите за тем, чтобы не был закрыт воздухозаборник на нижней стороне аппарата. Пол должен быть сухим и ровным.
- Положите мягкий коврик 2 в ванну и хорошо его прижмите. Присоски на нижней стороне мягкого коврика прилипают лучше, если предварительно смочить мягкий коврик под ручным душем. Воздушный разъем коврика находится со стороны ног.
- Мягкий коврик 2 должен быть плотно прикреплен к дну ванны и не должен скользить.
- Подсоедините ровный конец шланга 3 к мягкому коврику 2.
- Напустите воду в ванну. Убедитесь, что температура воды приятная вам и не слишком горячая.
- Не используйте пенящиеся средства для ванн.

ВНИМАНИЕ
После использования лучше всего вынуть мягкий коврик из ванны, осторожно поддевая присоски ногтем. Потяните мягкий коврик со дна ванны в сторону, не отрывая его.

Ароматерапия

- Устройство может использоваться со вставленным картриджем для ароматизатора или без него. Если вы хотите использовать воздушный гидромассажер с ароматерапией, нанесите каплю ароматического масла 4 на подушечку, вложите ее в картридж для ароматизатора 5 и закройте его. Не переполняйте подушечку. Слишком большое количество ароматической эссенции может разъесть поверхность картриджа ароматизатора.
- Вставьте закрытый картридж ароматизатора 6 в предназначенную для него вставку в еще не присоединенном конце шланга 7.
- Вставьте конец шланга со вставленным картриджем ароматизатора в разъем на устройстве 8.
- Вставьте вилку сетевого кабеля 9 в розетку.

Управление устройством

Управлять воздушным гидромассажером можно либо непосредственно с панели управления на устройстве 1, либо с помощью пульта дистанционного управления 1. Кнопки на пульте дистанционного управления 1-4 соответствуют кнопкам на панели управления устройства 1-4. Каждая активированная функция отображается на панели управления с помощью соответствующего светодиода слева от каждой кнопки. Когда используется пульт дистанционного управления на пульте дистанционного управления загорается красный светодиод 5.

Настройка на устройство -> *интенсивность образования пузырьков*

- Нажмите кнопку питания 1 один раз. Устройство включается и работает сразу же на минимальном уровне мощности (Low). Горит зеленый светодиод индикации низкого уровня.
- Нажмите кнопку питания 1 еще раз. Теперь горит зеленый светодиод индикации среднего уровня. Теперь устройство будет работать на среднем уровне мощности (Medium).
- Нажмите кнопку питания 1 в третий раз. Теперь загорится зеленый светодиод индикации уровня Hi. Теперь устройство будет работать на самом высоком уровне мощности (Hi).
- Нажмите кнопку питания 1 в четвертый раз. Горит зеленый светодиод Program. Теперь устройство будет работать в режиме программы автоматического массажа с интервалами (Program). При этом устройство попеременно переключается между тремя различными уровнями интенсивности (Low - Medium -Hi), затем снова сначала и т.д.
- При следующем нажатии кнопки питания 1 устройство снова выключится.

-> *Предусмотренная продолжительность работы*

С помощью кнопки таймера 2 можно выбрать одну из трех продолжительностей использования: 30, 20 или 10 минут. Непрерывная работа более 30 минут не рекомендуется (см. Указания по безопасности). Прежде чем снова включить устройство, сделайте перерыв не менее 30 минут.

- Нажмите кнопку таймера 2 один раз. Будет выбрана продолжительность использования 10 минут. Светодиод 10 минут будет медленно мигать желтым цветом.
- Нажмите кнопку таймера 2 второй раз. Будет выбрана продолжительность использования 20 минут. Светодиод 20 минут будет медленно мигать желтым цветом.
- Нажмите кнопку таймера 2 в третий раз. Будет выбрана продолжительность использования 30 минут. Светодиод 30 минут будет медленно мигать желтым цветом.

По истечении заданного времени работы устройство автоматически выключится. Если не настраивать продолжительность, устройство выключится через 10 минут.

-> *Подключение функции подогрева*

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция нагрева не предназначена для поддержания температуры воды или подогрева холодной ванны. С помощью подогрева воздуха, который создает пузырьки в воде, предотвращается слишком быстрое охлаждение воды в ванне во время работы устройства.

Если вы хотите использовать функцию подогрева, нажмите кнопку 3. При этом загорится расположенный рядом красный светодиод. При повторном нажатии кнопки 3 функция подогрева выключится, а светодиод погаснет.

Настройка с помощью пульта дистанционного управления

- Если вы хотите использовать инфракрасный пульт управления 1, осторожно влезьте в ванну, а затем включите устройство, нажав кнопку питания 4 на пульте дистанционного управления.
- Не погружайте пульт дистанционного управления в воду.
- На задней стороне пульта дистанционного управления прикреплена присоска 9. Вы можете, слегка смочив присоску, прикрепить пульт на удобном расстоянии к стене ванной комнаты или к краю ванны.
- Пульт дистанционного управления 1 работает, только когда он направлен на инфракрасный датчик 1 на панели управления 1 устройства. Когда используется пульт дистанционного управления, на пульте дистанционного управления загорается красный светодиод 2.
- С помощью пульта дистанционного управления можно выполнить те же настройки, которые уже были описаны для устройства.

Замена батарей

Если батарея разряжена, при нажатии на кнопку пульта дистанционного управления красный светодиод 2 загораться не будет. Пульт дистанционного управления питается от литиевой батареи 3V CR2032. Она находится сзади, в отсеке для батарей 8. Чтобы заменить батарею, откройте крышку отсека для батарей с помощью подходящей монетки. Извлеките использованную батарею и замените ее новой литиевой батареей 3V CR2032. Следите за тем, чтобы она была правильно вставлена, полюсом + вверх. С помощью монетки снова закройте отсек для батарей 8.

Очистка и уход

Перед очисткой устройства вытащите вилку из розетки!

- Устройство и пульт дистанционного управления не требуют обслуживания. Их следует лишь время от времени очищать мягкой влажной тканью.
- Мягкий коврик после каждого использования промойте с помощью ручного душа или губки. При необходимости используйте мягкое бытовое моющее средство или мыльную воду.
- Никогда не применяйте агрессивные чистящие средства или жесткие щетки.
- Чтобы удалить остатки воды, лучше всего перевернуть и положить коврик в пустую ванну и одновременно включить устройство, чтобы воздух вытеснил оставшуюся воду.
- Регулярно дезинфицируйте коврик, чтобы на нем не было бактерий. При ежедневном использовании устройства рекомендуется еженедельная дезинфекция, особенно если гидромассажером пользуются разные люди. Используйте для этого бытовые средства дезинфекции и соблюдайте инструкции производителя.
- Разверните кабель, если он скручен.
- Устройство лучше всего хранить в полученной при покупке оригинальной упаковке, в чистом и сухом месте.

Утилизация

Данный прибор нельзя утилизировать вместе с домашним мусором. Каждый потребитель обязуется сдавать все электрические и электронные устройства, вне зависимости, содержат они вредные вещества или нет, в сборные пункты своего города либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать, не нанося вреда окружающей среде. Перед утилизацией прибора извлеките батарею. Выбрасывайте использованные батареи не в бытовой мусор, а в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные места для сбора. По вопросу утилизации обратитесь в свое коммунальное хозяйство или к своему продавцу.

Технические данные	Воздушный гидромассажер BBS	Запасные части:
Название и модель:	220-240 В ~ 50 Гц	Артикул/номер / Наименование
Электропитание:	220-240 В ~ 50 Гц	88383 мягкий коврик (прибл. 36 x 120 см)
Пульт дистанционного управления:	Литиевая батарея 3V CR2032	88384 Пульт дистанционного управления с батарей
Потребляемая мощность:	прибл. 570 Вт	30666 Воздушный шланг (около 2,4 м)
Время работы:	макс. 30 мин.	30669 Ароматизатор с 3 подушечками
Перерыв в работе:	мин. 30 мин.	
Автоматическое отключение:	прибл. через 30 минут	
Длина кабеля сетевого питания:	около 2,2 м	
Артикул:	88389	
Номер EAN:	40 15588 88389 7	

В процессе непрерывного улучшения нашей продукции оставляем за собой право изменять конструкцию и технические параметры.

Актуальная версия настоящего руководства размещена на сайте www.medisana.com

Условия гарантии и ремонта

В гарантийных случаях обратитесь в магазин, где была совершена покупка, или непосредственно в сервисный центр. Если вы возвращаете некачественный прибор почтой, опишите, пожалуйста, неисправность и приложите копию документа, подтверждающего оплату за товар (чека).

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантийный срок на всю продукцию **medisana** составляет 3 года с даты покупки. При обращении по гарантии необходимо предоставить кассовый чек или счет, являющийся доказательством даты приобретения товара.
2. Недостатки товара, вызванные дефектами материалов или производственным браком, устраняются бесплатно в течение гарантийного срока.
3. Гарантийный срок на прибор или замененные детали не продлевается на период, в течение которого товар не использовался в результате гарантийного обслуживания.
4. Гарантия не распространяется на:
 - a. на все неисправности, возникшие из-за ненадлежащего обращения с прибором, например, из-за несоблюдения руководства по использованию;
 - b. неисправности или повреждения, возникшие в результате ремонта или вскрытия изделия покупателем или неуполномоченными третьими лицами;
 - c. повреждения товара, возникшие в процессе его транспортировки от производителя до потребителя или после его отправки в сервисный центр;
 - d. на детали, подверженные естественному эксплуатационному износу.
5. Исключается ответственность за прямой или косвенный ущерб, вызванный устройством, даже если поломка устройства признана гарантийным случаем.

medisana GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS, ГЕРМАНИЯ