

Priderm Shampoo Plus - Gebruiksaanwijzing

Anti-hoofdluis shampoo met beschermende factor tegen hoofdluizen. Unieke combinatie van een gegerandeerde werking en optimaal gebruiksgemak.

- Doodt hoofdluizen en neten.
- Houdt nieuwe hoofdluizen weg
- Snelle inwerking; werkt in slechts 15 minuten. Het is niet nodig om het product langer in te laten werken of ermee te slapen.
- Bevat geen siliconen: gemakkelijk uit te spoelen.
- Bevat geen insecticiden.
- Met handige applicator voor een gemakkelijke verdeling over het haar.
- Zorgt voor zacht en glanzend haar.

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie voor u.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:

1. Wat is Priderm Shampoo Plus?
2. Hoe gebruikt u Priderm Shampoo Plus?
3. Hoe beschermt Priderm Shampoo Plus het haar tegen een nieuwe besmetting?
4. Wanneer moet u Priderm Shampoo Plus gebruiken?
5. Wat moet u weten voordat u Priderm Shampoo Plus gebruikt?
6. Hoe bewaart u Priderm Shampoo Plus?

1. Wat is Priderm Shampoo Plus?

Priderm Shampoo Plus is een transparante vloeistof die bestaat uit speciaal ontwikkelde olie en een beschermende factor tegen hoofdluizen (LPF™). De speciale polymeerolie is geselecteerd voor een maximale werking tegen hoofdluizen. De olie heeft een dubbele werking: het blokkeert de luchtwegen van de hoofdluis en droogt de huid van het insect uit waardoor deze verschrompelt. Priderm Shampoo Plus bevat geen neurotoxische insecticide, er is dus geen risico op de ontwikkeling van resistentie. Priderm Shampoo Plus bevat geen siliconen (dimeticon) en laat dus geen vettig laagje achter in het haar. Voor een maximale bescherming tegen nieuwe hoofdluizen bevat Priderm Shampoo Plus LPF™. LPF™ staat voor Lice Protection Factor. Deze factor maakt het haar onaantrekkelijk voor hoofdluizen. Haar dat met Priderm Shampoo Plus wordt behandeld, zal minder snel worden besmet door nieuwe hoofdluizen.

2. Hoe gebruikt u Priderm Shampoo Plus?

STAP 1: Breng de shampoo aan op droog haar

- Leg een handdoek op de schouders en rond de nek om te voorkomen dat de shampoo op huid en kleding drupt.
- Draai het dopje van de punt van de applicatorfles en breng de shampoo met de handige applicatorlip over de gehele hoofdhuid en haren aan.
- Masseer Priderm Shampoo Plus grondig in het haar en op de hoofdhuid tot het gehele haar, van hoofdhuid tot aan de uiteinden, is bedekt.

Laat Priderm Shampoo Plus 15 minuten inwerken, zonder het haar te bedekken.

STAP 2: Was het haar

- Breng eerst een klein beetje water aan op het behandelde haar om de shampoo te laten schuimen.
- Spoel het schuim dan uit met voldoende water. Het product is makkelijker uit te spoelen met lauw water. Zorg ervoor dat het product niet in de ogen komt. Het is niet nodig om het haar opnieuw te wassen met gewone shampoo.
- Kam het haar grondig uit met een netenkam met metalen tanden.
- Na elke kambeweging de netenkam uitspoelen en/of afdrogen met een tissue. Als er hoofdluizen of neten in de kam zitten, verwijderd u deze onmiddellijk met veel water.
- Het is aanbevolen om het haar met een handdoek te drogen. Een haardroger kan leiden tot irritatie van de hoofdhuid.
- Controleer het haar na 7 dagen. In de meeste gevallen volstaat één behandeling. Herhaal de behandeling als er nieuwe hoofdluizen en neten worden aangetroffen.

Kijk op www.prioderm.nl voor meer informatie en instructiefilmpjes over de behandeling en het voorkomen van hoofdluis.

3. Hoe beschermt Priderm Shampoo Plus het haar tegen een nieuwe besmetting?

Priderm Shampoo Plus bevat LPF™. LPF™ is een mengsel van een polymeer (acrylaat) en in olie oplosbare bestanddelen dat ervoor zorgt dat hoofdluizen moeilijker op het haar kunnen kruipen. Onderzoek toont aan dat hoofdluizen minder geneigd zijn te blijven op haar en weefsel dat met Priderm Shampoo Plus is behandeld.

4. Wanneer moet u Priderm Shampoo Plus gebruiken?

Priderm Shampoo Plus wordt gebruikt voor de behandeling van hoofdluizen en neten. U kunt het haar preventief wassen met Priderm Shampoo Plus. Er bestaat geen risico dat hoofdluizen resistent worden voor Priderm Shampoo Plus.

5. Wat moet u weten voordat u Priderm Shampoo Plus gebruikt?

- Gebruik Priderm Shampoo Plus niet als u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de bestanddelen. Als irritatie of overgevoeligheid optreedt, stop dan met de behandeling en was uw haar met water en gewone shampoo.
- Gebruik Priderm Shampoo Plus niet als de hoofdhuid al erg geïrriteerd of beschadigd is.
- Bij veel hoofdluizen (meer dan 85 luizen per hoofd, per behandeling) kan het nodig zijn om Priderm Shampoo Plus meerdere keren aan te brengen.
- Was Priderm Shampoo Plus heel goed uit. Hiervoor zijn mogelijk meerdere spoelbeurten nodig.

Laat het product altijd gedurende de volledige 15 minuten inwerken.

- Bedek het haar gedurende de behandeling niet met een handdoek, douchekapje of aluminiumfolie.
- Voorkom dat het product op het lichaam (nek, schouders en borst) en/of kleding drupt door een handdoek op de schouders te leggen. Indien het product met de huid in contact komt, was de huid dan met zeep.
- Zorg dat Priderm Shampoo Plus niet in de ogen, mond of neus komt. Mocht Priderm Shampoo Plus in contact komen met de ogen, mond of neus, spoel het dan grondig uit met water.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Raadpleeg een arts in het geval dat het product via de mond wordt ingenomen of ingeademd.
- Bewaar Priderm Shampoo Plus buiten het bereik van kinderen.
- Houd het haar altijd buiten bereik van open vuur, sigaretten en andere ontstekingsbronnen.

Mogelijke bijwerkingen

Bij regelmatig gebruik wordt Priderm Shampoo Plus goed verdragen. In zeldzame gevallen kunnen de volgende bijwerkingen zich voordoen:

- huiduitslag en irritatie
- licht gezwollen of prikkelige ogen
- schilferende hoofdhuid

Contra-indicaties

Er zijn geen gegevens over het gebruik door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, dient u voor gebruik eerst uw arts of apotheker te raadplegen.

Priderm Shampoo Plus is alleen geschikt voor de behandeling en preventie van hoofdluis (en niet voor schaam- of lichaamsluizen)

Priderm Shampoo Plus kan worden gebruikt door volwassenen en kinderen vanaf 12 maanden.

6. Hoe bewaart u Priderm Shampoo Plus?

Bewaar Priderm Shampoo Plus in de gesloten, oorspronkelijke verpakking, samen met deze gebruiksaanwijzing, tussen de 5 °C en 25 °C en buiten bereik van kinderen. Bescherm Priderm Shampoo Plus tegen licht. Draai het dopje na gebruik stevig op de punt van de applicatorlip.

Distributeur in NL:

Meda Pharma B.V.
Krijgsman 20
1186 DM Amstelveen

MEDA

Kijk op www.prioderm.nl voor meer informatie over Priderm Shampoo Plus.

 LOT	 Lees de gebruiksaanwijzing	 Opmerking	 Bewaren	 Vervaldatum	 Fabrikant	 Bescherm tegen zonlicht	 0120
--	---	--	--	--	--	--	---

TECHNISCHE GEGEVENS - Productnaam: Priderm Shampoo Plus. **Bestanddelen:** Oligodeceenolie, schuimmiddelen, LPF™ (sesamolie, acrylaatpolymer), parfüm. **Beoogd gebruik:** Behandelt en voorkomt hoofdluizen en neten. **Inhoud:** 100 ml. **Registratie:** Priderm Shampoo Plus is geïndiceerd en geregistreerd als klasse II medisch hulpmiddel volgens Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. **Bewaren:** Bewaar in de gesloten, oorspronkelijke verpakking tussen de 5 °C en 25 °C en buiten bereik van kinderen. Bescherm Priderm Shampoo Plus tegen licht. Niet gebruiken na de vervaldatum. **Opmerking:** Houd haren altijd verwijderd van open vuur, sigaretten en andere ontstekingsbronnen. Als Priderm Shampoo Plus in contact komt met de ogen, mond of neus, spoel ze dan grondig uit met water. **Fabrikant:** Oystershell NV, Boeiebos 24, 9031 Drongen, België. **Distributeur in NL:** Meda Pharma B.V., Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen; www.prioderm.nl. **Laatste wijziging van de gebruiksaanwijzing:** februari 2014.