



Lohmann & Rauscher

# Cellacare® Manus Comfort **NIEUW**

Actieve bandage voor het polsgewricht.

COMFORT



Cellacare Manus Comfort stabiliseert het polsgewricht in een functioneel neutrale stand, comprimeert en vermindert oedeemvorming.

- compressie door een combinatie van tricot, een halvemaanvormige siliconen pelotte en stabilisatieband
- driedimensionaal anatomisch gevormd tricot
- naadloos speciaal tricot voor de gevoelige duimregio





#### Kan individueel worden aangepast

- de spalk kan indien nodig thermoplastisch worden aangepast

#### Fysiologische pasvorm

- bandage van driedimensionaal anatomisch gevormd tricot
- uitsparingen in de band en de pelotte beschermen benige uitstulpingen tegen een te hoge druk

#### Hoog draagcomfort

- comfortabel door het aandeel microvezels
- speciaal tricot in het gebied van de duim voor het doelgericht vermijden van drukplekken

Polsomvang



## Cellacare® Manus Comfort

Actieve bandage voor het polsgewricht.

| Maat                          | Polsomvang (cm) | REF    | ZI         | VE (stuks) |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|
| <b>Uitvoering voor links</b>  |                 |        |            |            |
| 1                             | 13,0-14,5       | 34 711 | 163 759 04 | 1 / 20     |
| 2                             | 14,5-16,5       | 34 712 | 163 759 12 | 1 / 20     |
| 3                             | 16,5-19,0       | 34 713 | 163 759 20 | 1 / 20     |
| 4                             | 19,0-23,0       | 34 714 | 163 759 39 | 1 / 20     |
| <b>Uitvoering voor rechts</b> |                 |        |            |            |
| 1                             | 13,0-14,5       | 34 611 | 163 759 47 | 1 / 20     |
| 2                             | 14,5-16,5       | 34 612 | 163 759 55 | 1 / 20     |
| 3                             | 16,5-19,0       | 34 613 | 163 759 63 | 1 / 20     |
| 4                             | 19,0-23,0       | 34 614 | 163 759 71 | 1 / 20     |



#### Indicaties

- actieve artrose of artritis van de pols
- posttraumatisch na matige tot ernstige distorsies (verstuikingen)
- peesontstekingen rondom de pols, peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- instabiliteit en functionele overbelasting rondom de pols
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in fase 1

#### Kleur

taupe, wit